

吸光プレートリーダー
Multiskan FC ベーシックモデルSorvall 遠心機
ST8 シリーズ
(ベンチトップ・床置き)

★注目製品!! 弊社が自信を持っておすすめする2つの製品です。

- ①吸光度測定用マイクロプレートリーダー
- ②Sorvall の遠心機

①今なら選べるフィルター特典付き! 12月28日まで

高い実績と信頼性!

吸光度測定用マイクロプレートリーダー

Multiskan FC ベーシックモデル



価格 ¥ お問い合わせください

カタログ No	製品名
51119050	Multiskan FCベーシック

定価 ¥ 840,000-

重量: 8.5Kg

寸法: 220mm(H)×290mm(W)×400mm(D)

SkanIt™ ソフトウェアの併用でデータ取得・解析が可能



今なら選べるフィルター特典付き!

プレゼントフィルター1枚 (購入1台につき) をお選びいただけます。
欲しいフィルターを弊社営業担当へお伝えください。

プレゼントフィルター対象一覧

カタログNo.	製品名	定価
1423405	オプティカルフィルタ 340 nm (HBW6nm)	¥49,000
1424145	オプティカルフィルタ 414 nm (HBW6nm)	¥49,000
1424925	オプティカルフィルタ 492 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425405	オプティカルフィルタ 540 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425505	オプティカルフィルタ 550 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425705	オプティカルフィルタ 570 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425955	オプティカルフィルタ 595 nm (HBW6nm)	¥49,000
1426505	オプティカルフィルタ 650 nm (HBW6nm)	¥49,000
1426905	オプティカルフィルタ 690 nm (HBW6nm)	¥49,000

【仕様】

測定プレート	96ウェルマイクロプレート
測定波長範囲	340-850nm
読み取り範囲	0-6.0 Abs
直線性 (405nm)	0-3 Abs, ± 2%, 96-well plate
正確性 (405nm)	± 1% (0-3 Abs) または ± 0.003 Absのどちらか大きい方
精度 (405nm)	CV<0.2% (0.3-3Abs)
標準添付フィルター	3枚 (405、450、620nm) 最大8枚搭載可能
測定時間	6秒/96ウェルプレート 高速測定モード
測定モード	1波長測定・2波長測定・カインティック測定
計算処理	直線回帰・三次スプライン・4パラメーターロジスティクス
電源	100-240V、50/60Hz

技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

高速性に加え汎用性を兼ね備えたコンパクトユニバーサル冷却遠心機

Sorvall ST 8R / ST 8FR


特長

- コンパクトな省スペース設計
- バイオセーフティー対応 ClickSeal リッド
- 豊富なローターセット
- 豊富なアダプターセット
- Auto-Lockによりローター交換はツールレスでワンタッチ&ローター自動識別
- 静かな運転 (ST 8R/ 8FR:<56dBA)
- 2年保証
- 高速:最大遠心力:30,279×g (ST 8R/8FR)
- シンプルな操作性

価格 ¥ お問い合わせください

カタログ No	製品名	定価
75007205	Soevall ST 8R	¥ 750,000-
75007206	Soevall ST 8FR	¥ 760,000-

*ローターについてお問い合わせください。



卓上型



床置型

NEW

NEW ST 8FR
床置きモデル新登場!
Made for Japan



②ラボのスペースにあわせて
お選びください!

		ST 8R	ST 8FR
スイング ローター	最大容量	4×145mL (TX-150使用時)	
	最大遠心力	3,260×g (TX-150使用時)	
	最高回転数	4,500rpm (TX-150使用時)	
	最低回転数	300rpm (TX-150使用時)	
固定角 ローター	最大容量	6×50mL (HIGHConicIII使用時)	
	最大遠心力	30,279×g (MicroClick 24使用時)	
	最高回転数	17,850rpm (MicroClick 24使用時)	
	最低回転数	300rpm (MicroClick 24使用時)	
コントロールシステム		マイクロプロセッサ	
温度制御		-10~+40°C	
ドライブシステム		ダイレクト、ブラシレスインダクションドライブ	
ローターロックシステム		Auto-Lock (ワンタッチ式)	
インバランス検出		SMARTSpin	
プログラム		99プロトコル (3ダイレクトアクセスキー、プログラム名入力、パスワードプロテクション)	
バルスラン		標準装備	
加速/減速設定		2/2 (標準、ソフト)	
遠心チャンバー材質		ステンレススチール	
時間設定レンジ		9h59min、連続運転	
ノイズレベル		<56dBA (すべてのローター)	
その他機能		ClickSeal 生物封込パケットリッド、多言語	
電源		100V、50/60Hz	
消費電力		750W	750W
サイズ(ドアオープン時)		W460×D670×H320mm (H700mm)	W460×D530×H825*mm (H1,205mm)
重量		71kg	87kg
適合規格		IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IEC 61010-2-101、EN 61326-1	
認証		生物封込認証	

*可変(初期設定)



*希望販売価格は 2017 年 6 月現在の価格であり、予告なく変更する場合がございます。価格には消費税が含まれておりません。



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

Home page : <http://www.wakenhd.co.jp>

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
TEL (075) 721-8111 / FAX (075) 721-8189
京阪奈営業部 〒610-0343 京都府京田辺市大住池ノ端6番地5
TEL (0774) 65-2521 / FAX (0774) 65-2557
滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町9-4-5番地1
TEL (077) 568-2481 / FAX (077) 568-2410
神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5
TEL (078) 306-6060 / FAX (078) 306-6070
大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12-8
TEL (072) 749-5200 / FAX (072) 749-5230

201706-v37