



Thermo Fisher
SCIENTIFIC

ST8 シリーズ (ベンチトップ・床置き)

吸光プレートリーダー
Multiskan FC ベーシックモデル

★注目製品!! 遠心機大特価 この機会にぜひご検討ください!

- ① Sorvall の遠心機 + 選べるローター & ミニ遠心機プレゼント
- ② 吸光度測定用マイクロプレートリーダー + 選べるフィルタープレゼント

Sorvall ST 8R / ST 8FR


キャンペーン期間: 2017年9月21日 (木) ~ 2017年11月20日 (月) まで

特長

- コンパクトな省スペース設計
- バイオセーフティー対応 ClickSeal リッド
- 豊富なローターセット
- 豊富なアダプターセット
- Auto-Lockによりローター交換はツールレスでワンタッチ&ローター自動識別
- 静かな運転 (ST 8R/ 8FR: <56dBA)
- 2年保証
- 高速: 最大遠心力: 30,279× g (ST 8R/8FR)
- シンプルな操作性

遠心機が
35%OFFです

ラボのスペースにあわせて
お選びください!



卓上型
ST 8R



床置型
ST 8FR



注文情報: ① 遠心機をお選びください。

カタログNo.	製品名	温度制御	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (x g)	価格	プレゼント!	選べるローター	キャンペーン価格
75007205	Sorvall ST 8R (卓上型冷却付)	-10~+40℃	17,850	30,279	¥750,000	mySPIN 6 mini 遠心機 (カタログNo.75004061 価格 40,000円)	+ 下記A~Gの中から一つお選びください	¥487,500
75007206	Sorvall ST 8FR (フロア型冷却付)				¥760,000			¥494,000

② ローターを1つお選びください A~Gの中から好きなセット品からご選択ください

セット	カタログNo.	製品名	価格	最大容量	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (x g)
A	75005701	TX-150 スイングローター	¥105,000	—	4,500	3,260
	75005702	ラウンドバケットTX-150用 4個 ※シーリングキャップは含まれません	¥63,000	4本 × 145 mL	—	—
	7500xxxx	ラウンドバケット用アダプター	¥36,000	—	—	—
B	75005761	TX-150 ハイキャパシティーセルカルチャーパッケージ (TX-150 スイングローター、コニカルバケット 4個、15 mLコニカルチューブアダプター 8本)	¥260,000	8本 × 50 mL コニカル	4,500	3,260
C	75005706	M-10 マイクロプレートローター	¥147,000	—	4,400	—
	75005723	プレートキャリアー M-10用 2個	¥63,000	—	—	2,576
D	75005709	HIGHConic III 固定角ローター	¥231,000	6 × 50 mL コニカル	8,700 (ST8) 9,500 (ST8R/8FR)	10,155 (ST8) 12,108 (ST8R/8FR)
E	75005765	MicroClick 18 × 5 固定角ローター ※ST8では使用できません	¥158,000	18 × 5 mL	14,000 (ST8R/8FR)	22,351 (ST8R/8FR)
F	75005719	MicroClick 30 × 2 固定角ローター	¥147,000	30 × 1.5/2 mL	14,000	21,694
G	75005715	MicroClick 24 × 2 固定角ローター	¥126,000	24 × 1.5/2 mL	16,000 (ST8) 17,850 (ST8R/8FR)	24,328 (ST8) 30,279 (ST8R/8FR)

詳細はお問い合わせください。

高い実績と信頼性！
吸光度測定用マイクロプレートリーダー

今なら選べるフィルター特典付き！12月28日まで

Multiskan FC ベーシックモデル



推奨用途：
免疫測定 (ELISA)、タンパク質分析
エンドトキシン、細胞毒性および増殖分析酵素
アッセイ、増殖曲線

価格 ¥ お問い合わせください

カタログ No	製品名
51119050	Multiskan FCベーシック

定価 ¥ 840,000-
重量：8.5Kg
寸法：220mm(H)×290mm(W)×400mm(D)
SkanIt™ ソフトウェアの併用でデータ取得・解析が可能



今なら選べるフィルター特典付き！
プレゼントフィルター 1枚 (購入1台につき) をお選びいただけます。
欲しいフィルターを弊社営業担当へお伝えください。

プレゼントフィルター対象一覧

カタログNo.	製品名	定価
1423405	オプティカルフィルタ 340 nm (HBW6nm)	¥49,000
1424145	オプティカルフィルタ 414 nm (HBW6nm)	¥49,000
1424925	オプティカルフィルタ 492 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425405	オプティカルフィルタ 540 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425505	オプティカルフィルタ 550 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425705	オプティカルフィルタ 570 nm (HBW6nm)	¥49,000
1425955	オプティカルフィルタ 595 nm (HBW6nm)	¥49,000
1426505	オプティカルフィルタ 650 nm (HBW6nm)	¥49,000
1426905	オプティカルフィルタ 690 nm (HBW6nm)	¥49,000

【仕様】

測定プレート	96ウェルマイクロプレート
測定波長範囲	340-850nm
読み取り範囲	0-6.0 Abs
直線性 (405nm)	0-3 Abs, ± 2%, 96-well plate
正確性 (405nm)	± 1% (0-3 Abs) または ± 0.003 Absのどちらか大きい方
精度 (405nm)	CV<0.2% (0.3-3Abs)
標準添付フィルター	3枚 (405、450、620nm) 最大8枚搭載可能
測定時間	6秒/96ウェルプレート 高速測定モード
測定モード	1波長測定・2波長測定・カインティック測定
計算処理	直線回帰・三次スプライン・4パラメーターロジスティクス
電源	100-240V、50/60Hz

*希望販売価格は2017年9月現在の価格であり、予告なく変更する場合がございます。価格には消費税が含まれておりません。



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う
和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.