

開催期間 2014/7/7 ~ 2014/9/30 注文分まで

小包装 抗体

25 ug
50 ug
25 tests
50 tests



約 2300 品目

フローサイトメーター用モノクローナル抗体 全製品プロモーション

少量で多種類の抗体を揃えたい。この抗体は少量しか使用しない。試しに使用してみたい。
信頼できる BD ブランド製品をご提供致します。まとめ買い等の場合には弊社営業までご相談ください。

小包装製品のカタログは7月下旬のお届けを予定しております。

製品一例

| 加号番号 | 製品名 | 反応性 React | 標識 FORMAT | Clone | アプリケーション Apps | 容量 Size | 希望小売 価格 | キャンペーン |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|---------|
| 560501 | CD45 | Ms | V450 | 30-F11 | FCM | 50 µg | ¥34,200 | ¥23,940 |
| 560518 | CD34 | Ms | AF700 | RAM34 | FCM | 50 µg | ¥37,100 | ¥25,970 |
| 560414 | FoxP3 | Ms | PE | MF23 | IC/FCM | 25 µg | ¥23,800 | ¥16,660 |
| 560595 | Ly-6C | Ms | APC | AL-21 | FCM | 50 µg | ¥36,100 | ¥25,270 |
| 560615 | CD185(CXCR5) | Ms | APC | 2G8 | FCM | 50 µg | ¥34,200 | ¥23,940 |
| 561020 | IL-17A | Ms | PE | TC11-18H10 | IC/FCM | 25 µg | ¥19,000 | ¥13,300 |
| 561047 | CD45 | Ms | PerCP | 30-F11 | FCM | 25 µg | ¥18,000 | ¥12,600 |
| 561070 | CD138 | Ms | PE | 281-2 | FCM | 25 µg | ¥22,000 | ¥15,400 |
| 561119 | CD11c | Ms | APC | HL3 | FCM | 25 µg | ¥19,000 | ¥13,300 |
| 561487 | CD45 | Ms | V500 | 30-F11 | FCM | 50 µg | ¥34,200 | ¥23,940 |
| 561530 | T- and B-Cell Activation Antigen | Ms | PE | GL7 | FCM | 50 µg | ¥30,400 | ¥21,280 |
| 561690 | CD11b | Ms | APC | M1/70 | FCM | 25 µg | ¥11,000 | ¥7,700 |
| 562068 | Siglec-F | Ms | PE | E50-2440 | FCM | 25 µg | ¥19,000 | ¥13,300 |
| 562680 | Siglec-F | Ms | AF647 | E50-2440 | FCM | 50 µg | ¥37,100 | ¥25,970 |
| 562348 | Erythroid Cells | Rat | APC | HIS49 | FCM | 50 µg | ¥36,000 | ¥25,200 |
| 562359 | Erythroid Cells | Rat | PerCP-Cy™ 5.5 | HIS49 | FCM | 50 µg | ¥36,000 | ¥25,200 |
| 558411 | CD45 | Rhe, Cyno, Bab | PerCP | D058-1283 | FCM | 50 tests | ¥43,000 | ¥30,100 |
| 561012 | Annexin V | - | APC | - | FCM | 25 tests | ¥20,000 | ¥14,000 |

Hu:human ヒト, Ms:Mouse マウス, Rhe:Rhesus アカゲサル, Cyno:Cynomolgus カニクイザル, Bab: Baboon ヒヒ

一部対象外の製品もございます。

第2弾もお得な企画を行います！ご期待ください！



開催期間 2014/7/7 ~ 2014/9/30 注文分まで

製品一例

下記のリストは製品の一例です。小包装抗体全製品が対象です。カタログのご請求は弊社まで！

| 加号が番号 | 製品名 | 反応性 React | 標識 FORMAT | Clone | アプリケーション Apps | 容量 Size | 希望小売 価格 | キャンペーン |
|--------|---------------|--------------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|---------|
| 552851 | CD3 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PerCP | SP34-2 | FCM | 50 tests | ¥45,000 | ¥31,500 |
| 557597 | CD3 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | APC | SP34-2 | FCM | 50 tests | ¥35,000 | ¥24,500 |
| 560649 | CD4 | Hu | PE-Cy™ 7 | RPA-T4 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 560650 | CD4 | Hu | PerCP-Cy™ 5.5 | RPA-T4 | FCM | 50 tests | ¥46,000 | ¥32,200 |
| 556616 | CD4 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PE | M-T477 | FCM | 50 tests | ¥42,000 | ¥29,400 |
| 550630 | CD4 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PE | L200 | FCM | 50 tests | ¥36,000 | ¥25,200 |
| 550631 | CD4 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PerCP | L200 | FCM | 50 tests | ¥60,000 | ¥42,000 |
| 557086 | CD8 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PE | RPA-T8 | FCM | 50 tests | ¥35,000 | ¥24,500 |
| 557760 | CD8 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | APC-Cy™ 7 | RPA-T8 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 560917 | CD8 | Hu | PE-Cy™ 7 | RPA-T8 | FCM | 25 tests | ¥24,000 | ¥16,800 |
| 561585 | CD15 | Hu | V500 | HI98 | FCM | 50 tests | ¥41,000 | ¥28,700 |
| 556619 | CD16 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PE | 3G8 | FCM | 50 tests | ¥42,000 | ¥29,400 |
| 561304 | CD16 | Hu | APC | B73.1 | FCM | 50 tests | ¥33,000 | ¥23,100 |
| 556633 | CD20 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PE | 2H7 | FCM, IHC(Fr) | 50 tests | ¥42,000 | ¥29,400 |
| 560609 | CD27 | Hu | PE-Cy™ 7 | M-T271 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 561647 | CD24 | Hu | PerCP-Cy™ 5.5 | ML5 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 560675 | CD45RA | Hu | PE-Cy™ 7 | HI100 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 561903 | CD56 | Hu | PE | B159 | FCM | 25 tests | ¥24,000 | ¥16,800 |
| 557305 | CD63 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PE | H5C6 | FCM | 50 tests | ¥42,000 | ¥29,400 |
| 557050 | CD69 | Hu, Rhe, Cyno, Bab | PE | FN50 | FCM | 50 tests | ¥42,000 | ¥29,400 |
| 560822 | CD127 | Hu | PE-Cy™ 7 | HIL-7R-M21 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 560826 | CD123 | Hu | PE-Cy™ 7 | 7G3 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 560938 | CD152(CTLA-4) | Hu | APC | BN13 | FCM, IC/FCM | 25 tests | ¥20,000 | ¥14,000 |
| 551773 | CD196(CCR6) | Hu, Rhe, Cyno | PE | 11A9 | FCM | 50 tests | ¥33,000 | ¥23,100 |
| 562515 | CD196(CCR6) | Hu | BV421 | 11A9 | FCM | 50 tests | ¥54,000 | ¥37,800 |
| 560082 | FoxP3 | Hu | PE | 259D/C7 | IC/FCM | 25 tests | ¥25,000 | ¥17,500 |
| 561358 | HLA-DR | Hu | APC-H7 | G46-6 | FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 561126 | Ki-67 | Hu | AF647 | B56 | IC/FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 560074 | GATA3 | Hu, Ms | PE | L50-823 | IC/FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 560253 | Oct3/4 | Hu, Ms | AF488 | 40/Oct-3 | IC/FCM | 50 tests | ¥40,000 | ¥28,000 |

Hu:human ヒト, Ms:Mouse マウス, Rhe:Rhesus アカゲサル, Cyno:Cynomolgus カニクイザル, Bab:Baboon ヒヒ
一部対象外の製品もございます。

新製品情報

【フローサイトメトリー用 New 色素】 FITC に代わる高輝度色素 **Brilliant™Blue515 (BB515)**

明るい蛍光色素 Brilliant シリーズに、ブルーレーザーで
使用できる BD Horizon Brilliant™ Blue 515 (BB515)
が登場しました。
この色素は、FITC よりも最大 7 倍明るいことが確認さ
れています。



こちらの製品もキャンペーン中
です。詳しくは弊社営業まで！

蛍光標識色素の明るさ

| | Very Bright | Bright | Moderate | Dim |
|-----------------------|---|--|---|---|
| Ultraviolet (355 nm) | | BD Horizon™ BV727 | BD Horizon™ BV395 | |
| Violet (405 nm) | BD Horizon™ BV421 BD Horizon™ BV550 BD Horizon™ BV711 | BD Horizon™ BV605 BD Horizon™ BV786 | BD Horizon™ BV510 | BD Horizon™ V450 BD Horizon™ V500 |
| Blue (488 nm) | BD Horizon™ BB515 BD Horizon™ PE-CF594 PE-Cy™ 5 | PE PE-Cy™ 7 | FITC Alexa Fluor® 488 PerCP-Cy™ 5.5 | PerCP |
| Yellow/Green (530 nm) | BD Horizon™ PE-CF594 PE-Cy5 PE-Cy7 | | | |
| Red (640 nm) | | APC Alexa Fluor® 647 | | Alexa Fluor® 700 APC-H7 APC-Cy™ 7 |

BUV : Brilliant Ultraviolet, BV : Brilliant Violet, BB : Brilliant Blue

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
TEL(075)721-8111/FAX(075)721-8189
京阪奈営業部 〒610-0343 京都府京田辺市大住池ノ端6番地5
TEL(0774)65-2521/FAX(0774)65-2557
滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町9-4-5番地1
TEL(077)568-2491/FAX(077)568-2410
神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5
TEL(078)306-6060/FAX(078)306-6070
大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12-8
TEL(072)749-5200/FAX(072)749-5230



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う
和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.