



ABI ブランドの名機である Veriti® サーマルサイクラーへ買換えしませんか？デモもできます。

サーモフィッシャーサイエンティフィック

ながくお使い頂いた装置の更新を！  
さらに、なが〜〜〜くお付き合い。

### Veriti サーマルサイクラー いかがですか？

## PCR 買換え応援

# Veriti 96-Well サーマルサイクラー

タッチスクリーン  
6.5 インチ



**VeriFlex™ブロック**  
6つに分割されたブロック  
アニーリング温度の異なる6つのアッセイを同時に実行可能  
隣接するブロック間で最大5℃の温度差が設定可能。温度幅最大25℃

H245mm

D485mm

W237mm



USBポートでメソッド移動  
既存のプロトコルのコピー・バックアップ・ファイル保管・Firmwareアップデートが可能

### 仕様

Veriti 96-Well	
ブロックタイプ	0.2 mL (合金ブロック)
ブロック温度の最大移行速度	3.90 °C/秒
サンプル温度の最大移行速度	3.35 °C/秒
温度の精度	± 0.25 °C (35-100 °Cの範囲)
温度設定範囲	0.0~100.0°C
温度の安定性	<0.5°C (95°Cでクロックスタートから20秒後)
PCR 反応液量	10-80 µL
メモリ機能	装置内蔵メモリに約800ファイル USBメモリへ保存も可能

## プレゼントキャンペーン

3つの消耗品からお選び頂けます

2016年8月20日注文分まで

詳細は裏面へ



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

**和研薬株式会社**  
WAKENYAKU CO., LTD.

Home page : <http://www.wakenhd.co.jp>

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地  
TEL(075)721-8111/FAX(075)721-8189  
京阪奈営業部 〒610-0343 京都府京田辺市大住池ノ端6番地5  
TEL(0774)65-2521/FAX(0774)65-2557  
滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1  
TEL(077)568-2481/FAX(077)568-2410  
神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5  
TEL(078)306-6060/FAX(078)306-6070  
大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12-8  
TEL(072)749-5200/FAX(072)749-5230

# Veriti 96-Well サーマルサイクラーご購入の皆様へ プレゼントキャンペーン



3つの消耗品から1つお選び頂けます

- ① 96-Wellプレート**  
MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate  
(96 x 0.2 mL tubes : 10 plates)  
Cat# N8010560 ¥7,300
- ② 8連チューブ**  
MicroAmp® 8-Tube Strip 0.2 mL (125 strips)  
Cat# N8010580 ¥20,700
- ③ PCR 酵素マスター Mix**  
AmpliAq Gold® 360 Master Mix (5 mL)  
Cat# 4398881 ¥27,600

①



3個 プレゼント

②



2個 プレゼント

③



1個 プレゼント

本体ご発注の際に上記①～③より1つお選びください。

		メンバーの多い研究室を支える 多機能ハイエンドモデル	PCR条件の最適化が簡単な スタンダードモデル	最新機能をシンプルにまとめた スマートモデル	最もコンパクトな機能の パーソナルモデル
Applied Biosystems サーマルサイクラー ラインナップ		ProFlex PCRシステム	Veritiサーマルサイクラー	SimpliAmpサーマルサイクラー	2720サーマルサイクラー
ブロックタイプ	シングル	96-well 0.2mL	○	○	○
		96-well 0.1mL		○	
		60-well 0.5mL		○	
		384-well		○	
	デュアル	2×96-well 0.2mL	○		
		2×384well 0.2mL	○		
		2×Flat	○		
トリプル	3×32-well	○			
VeritiFlexブロック	ブロックタイプ	96-well	32-well	96-well	96-well
	ゾーン数	6ゾーン	2ゾーン	6ゾーン	3ゾーン
	設定温度幅	25℃	5℃	25℃	20℃
	ゾーン間温度	5℃	5℃	5℃	10℃
ディスプレイ	タッチスクリーン 8.4インチ カラーTFT 液晶ディスプレイ		タッチスクリーン 6.5インチ フルVGA 32K カラー 液晶ディスプレイ	タッチスクリーン 8インチ カラーTFT 液晶ディスプレイ	キーボード
本体寸法 (mm)	W330×D565×H272		W237×D485×H245	W240×D460×H210	W210×D360×H220
ブロック温度の最大移行速度	3.00℃/秒 (2×96-well,0.2mL) 6.00℃/秒 (3×32-well,0.2mL)		3.90℃/秒	4.0/秒	2.3℃/秒
サンプル温度の最大移行速度	1.60℃/秒 (2×96-well,0.2mL) 4.40℃/秒 (3×32-well,0.2mL)		3.35℃/秒	3.0℃/秒	-
温度設定範囲	0-100℃		0-100℃	0-100℃	4-99℃
製品番号	4484073 (3×23-well)		VERITI200	SimpliAmp	2720
価格	¥1,450,000 (2年保証)		¥1,050,000 (1年保証)	¥680,000 (1年保証)	¥500,000 (1年保証)

研究用にのみ使用できます。製品の仕様・外観は改良のため予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

**和研薬株式会社**  
WAKENYAKU CO., LTD.

本 社 営 業 部 TEL (075) 721-8111 / FAX (075) 721-8189  
 京 阪 奈 営 業 部 TEL (0774) 65-2521 / FAX (0774) 65-2557  
 滋 賀 営 業 部 TEL (077) 568-2481 / FAX (077) 568-2410  
 神 戸 営 業 部 TEL (078) 306-6060 / FAX (078) 306-6070  
 大 阪 営 業 部 TEL (072) 749-5200 / FAX (072) 749-5230