

ピペットチップ

マルチマックス デイズ


40%OFF

和研薬がお薦めする MultiMax チップです。バルクチップやフィルターチップ、是非お使いください。下記製品以外にも種類が豊富にあります。

■ バルクパック




- RNase/DNase Free
- ポリプロピレン
- オートクレープが可能
(専用ラックにセットした後に行ってください。)



商品コード	商品名	色	容量範囲	容量	価格 (円)	キャンペーン価格 40%OFF
2944	10μlロングリーチピペットチップ (バルクパック)	透明	0.1-10μL	1000本入り	¥3,300	¥1,980
2944-10				1000本入り×10袋	¥31,300	¥18,780
7231	200μlピペットチップ (バルクパック)	イエロー	1-200μL	1000本入り	¥2,400	¥1,440
7231-10				1000本入り×10袋	¥22,800	¥13,680
7232	1000μlピペットチップ (バルクパック)	ブルー	100-1000μL	1000本入り	¥3,300	¥1,980
7232-10				1000本入り×10袋	¥31,300	¥18,780

■ バリヤーチップ (フィルターチップ)

- 超低吸着 (DNA、酵素、およびタンパク質の吸着を抑えます。)
- 超ミクロンポアのフィルターはピペットをサンプルによる汚染から守ります。
- 万が一、溶液がフィルターに達しても、湿潤によるブロックが起こらないため、溶液の回収が可能です。
- RNase/DNase Free ● γ線滅菌済 ● ポリプロピレン



商品コード	商品名	色	容量範囲	容量	価格 (円)	キャンペーン価格 40%OFF
7259T	10μlGバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済)	透明	0.1-10μL	96本×10ラック	¥14,500	¥8,700
7259T-5				96本×10ラック×5パック	¥68,800	¥41,280
2936T	10μlロングリーチバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済) ★1	透明	0.1-10μL	96本×10ラック	¥15,000	¥9,000
2936T-5				96本×10ラック×5パック	¥71,200	¥42,720
2953T	10μlEバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済)	透明	0.5-10μL	96本×10ラック	¥13,500	¥8,100
2953T-5				96本×10ラック×5パック	¥64,100	¥38,460
2937T	20μlバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済) ★2	透明	1-20μL	96本×10ラック	¥13,000	¥7,800
2937T-5				96本×10ラック×5パック	¥61,700	¥37,020
2954T	100μlバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済)	透明	1-100μL	96本×10ラック	¥13,000	¥7,800
2954T-5				96本×10ラック×5パック	¥61,700	¥37,020
2938T	200μl NXバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済) ★3	透明	1-200μL	96本×10ラック	¥13,000	¥7,800
2938T-5				96本×10ラック×5パック	¥61,700	¥37,020
7260T	MultiGuard3 バリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済)	透明	1-200μL	96本×10ラック	¥13,000	¥7,800
7260T-5				96本×10ラック×5パック	¥61,700	¥37,020
2939T	300μl XTバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済)	透明	1-300μL	96本×10ラック	¥13,500	¥8,100
2939T-5				96本×10ラック×5パック	¥64,100	¥38,460
2955T	1000μlバリヤーピペットチップ (超低吸着、γ線滅菌済) ★4	透明	100-1000μL	100本×10ラック	¥14,500	¥8,700
2955T-5				100本×10ラック×5パック	¥68,800	¥41,280
2940	1000XTバリヤーピペットチップ (γ線滅菌済) ★5	透明	50-1250μL	96本×8ラック	¥11,500	¥6,900
2940-5				96本×8ラック×5パック	¥54,600	¥32,760

★1 10μl ロングリーチ 全長:45mm

★3 200μl NX 全長:59mm

★4 1000μl 全長:72mm

★2 20μl 全長:50mm

★5 全長:102mm 1000XT



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地 TEL(075)721-8111/FAX(075)721-8189
 神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5 TEL(078)306-6060/FAX(078)306-6070
 京阪営業部 〒610-0343 京都府京田辺市大住池ノ端6番地5 TEL(0774)65-2521/FAX(0774)65-2557
 大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12-8 TEL(072)749-5200/FAX(072)749-5230
 滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町9-4-5番地1 TEL(077)568-2481/FAX(077)568-2410

製品については弊社までお問い合わせください。

Home page : <http://www.wakenhd.co.jp>