

ワケングループキャンペーン

卓上遠心機

期間 | 2018年7月2日(月)～2018年12月28日(金) 納品分まで

Allegra X-30R

最高回転数：18,000 rpm 最大遠心力：29,756 xg 最大容量：4 x 400 mL

実験室には、これ1台！

多本架 / 高速 / プレート / 大容量の1台4役

- ✓ 50 mL コニカルチューブを16本同時処理
- ✓ 6 x 30 mL を28,305 xg の高速で遠心可能
- ✓ 24 x 1.5 mL を29,756 xg の高速で遠心可能
- ✓ プレート遠心にも可能
- ✓ 4 x 400mL 大容量スウィング遠心が可能



価格

¥ 890,000 →

特別価格

¥

担当者へ
お問い合わせ
ください

延長保証あり

延長保証の詳細、X-30Rのローター一覧、架台(ロータイプ)の詳細は裏面をご覧ください。

Microfuge 20R

最高回転数：15,000 rpm 最大遠心力：20,627 xg 最大容量：36 x 2.0 mL

リーズナブル・ハイパフォーマンス遠心機

- ✓ FA241.5P ロータ (24本 x 1.5 / 2.0 mL) 標準付属
- ✓ ユーザープログラム設定 (最大10個)
- ✓ 迅速な加速 / 減速
- ✓ 回転数 / 遠心力 (xg) 切替表示可能
- ✓ サンプル飛散の少ないカバー付ロータ
- ✓ プレクール機能
- ✓ すべてのロータはオートクレーブ処理可能
- ✓ 本体保証2年間



価格

¥ 510,000 →

特別価格

¥

担当者へ
お問い合わせ
ください



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

 **BECKMAN
COULTER**
Life Sciences

ワケングループキャンペーン

期間 | 2018年7月2日(月)～2018年12月28日(金) 納品分まで

■ Allegra X-30R 延長保証

製品番号	製品名	価格
B68678	Allegra X-30R 延長保証	¥42,000

購入後1年間の製品保証期間をさらに1年間延長するプランです。延長保証書を発行します。
通常の初年度保証内容が含まれますが、保守点検は含まれません。最長で、納品後3年目まで延長することができます。

カバー内容

- 修理時のサービスエンジニアの技術料金および出張料金
- 修理に使用した部品(各種消耗品は適用外)

■ Allegra X-30R 専用ロータ詳細



ロータ					
ロータタイプ	型式	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (xg)	容量 (チューブ本数×mL)	価格
スウィングロータ	SX4400	4,700	4,255	4×400	¥220,000
	SX241.5	14,000	16,244	24×1.5/2.0	¥250,000
	S6096	4,700	2,721	6枚×プレート	¥230,000
固定角ロータ	F2402H	18,000	29,756	24×1.5/2.0	¥180,000
	FX301.5	16,000	28,672	30×1.5/2.0	¥200,000
	C0650	10,000	10,400	6×50 コニカル	¥232,000
	C1015	10,000	10,416	10×15 コニカル	¥232,000
	F0685	10,000	10,864	6×85	¥232,000
	F0850	11,400	13,682	8×50	¥191,100
	F0630	18,000	28,305	6×30	¥145,000
F1010	18,000	27,579	10×10	¥180,000	

■ Allegra X-30R 専用架台ロータイプ

製品番号	製品名	価格
B77891	Allegra X-30シリーズ専用架台ロータイプ	¥90,000



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

Home page: <http://www.wakenhd.co.jp>

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
TEL (075) 721-8111 / FAX (075) 721-8189
京阪奈営業部 〒610-0343 京都府京田辺市大住大坪46番地1
TEL (0774) 65-2521 / FAX (0774) 65-2557
滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1
TEL (077) 568-2481 / FAX (077) 568-2410
神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5
TEL (078) 306-6060 / FAX (078) 306-6070
大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12番地8
TEL (072) 749-5200 / FAX (072) 749-5230

