

新発売記念

シングルセル解析 GEM-X Epi Multiome キャンペーン

2026年9月30日まで

1細胞ごとに遺伝子発現とクロマチン状態を同時に高精度プロファイリング

最新の GEM-X テクノロジーを搭載した Epi Multiome の発売を記念し、特別プロモーションを開催いたします！新製品に加え、従来品の Next GEM Multiome も含めたシリーズ全4製品を15%OFF の特別価格にてご提供いたします。

コア試薬キット
15% OFF

GEM-X Epi Multiome
シリーズ

Next GEM Multiome
シリーズ

キャンペーン期間

2026年7月21日から

9月30日弊社受注分まで



GEM-X テクノロジーを採用！Multiome の新製品の特長

- 進化した GEM-X テクノロジーにより、遺伝子発現の検出感度を大きく向上
- 最大80% の高い細胞回収率を実現
- サンプル（流路）あたり20,000個の核を効率的に分離し、ランあたり8サンプル、最大16万個の核を処理可能



次のような研究者におすすめ


- 【発生・分化】細胞の運命決定に関与する、遺伝子制御因子を突き止めたい
- 【がん・薬理】薬剤耐性や不均一性の背景にあるエピゲノム変化を知りたい
- 【免疫・神経】脳や免疫など複雑な組織の未知の細胞集団を明確にタイピングしたい

GEM-X テクノロジーによる劇的な進化

新しい GEM-X Epi Multiome は、従来の Next GEM テクノロジーと比較して、スループット、回収率、そして実験効率のすべてにおいて圧倒的なパフォーマンス向上を実現しました。

製品仕様

性能・仕様	新製品 : GEM-X Epi Multiome	従来品 : Next GEM Epi Multiome
核スループット	20,000 核 / サンプル (160,000 核 / chip)	10,000 核 / サンプル (80,000 核 / chip)
最大核回収率	最大 80%	最大 65%
マルチプレックスレート	0.4% (per 1000 nuclei)	0.8% (per 1000 nuclei)
ラン時間	6 分	16 分
Bulk Transposition	対応 (≤75,000 nuclei)	非対応



A) R&D の繰り返し実験では、GEM-X Epi Multiome の平均細胞回収効率は、Next GEM と比較して約25% 高くなりました。また、GEM-Xテクノロジーは、ATACおよびRNAライブラリーにおいて同等またはそれ以上のデータ品質を提供します。B) 核ごとの検出遺伝子数（中央値）は GEM-X アッセイでは大幅に高くなっており、C) ATAC 感度（断片数）は Next GEM と同等です（ヒト脳 10,000 核のサンプル）。

キャンペーン対象製品・価格一覧

新製品および従来品（Next GEM）を含めた価格一覧です。全製品一律で通常希望販売価格より 15% OFF を適用しております。

製品番号	製品名	希望販売価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
【新製品】 GEM-X Epi Multiome シリーズ			
1000980	GEM-X Epi Multiome, 4 samples	2,082,000	1,769,700
1000979	GEM-X Epi Multiome, 16 samples	7,618,000	6,475,300
【従来品】 Chromium Next GEM Single Cell Multiome シリーズ			
1000285	Chromium Next GEM Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression Reagent Bundle, 4 rxns	2,707,000	2,300,950
1000283	Chromium Next GEM Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression Reagent Bundle, 16 rxns	9,902,000	8,416,700

実際の実験には、上記キットの他、専用チップおよびインデックスキットが必要です。詳細はお問い合わせください。

【注意事項】

- 本キャンペーンは2026年9月30日までに弊社受注分として確定したご注文が対象となります。
- 他の割引キャンペーンや特別価格との併用はできません。
- 本カタログに記載されている情報は2026年7月現在のもので、消費税は含まれません。仕様や価格は予告なく変更される場合がございます。



10x Genomics Japan 株式会社
www.10xgenomics.com/jp

営業お問い合わせ jpsales@10xgenomics.com
技術サポートメール support@10xgenomics.com

10x Genomics Japan
最新ニュースはこちら

