

和研薬限定 期間:8月31日まで

# スタンドプレゼント キャンペーン!

先着20セット限定!

**Nichipet Airが25%OFF!**

スタンド、10000 $\mu$ L用チップも25%OFF!

さらに! 2本以上ご購入で

**Nichipet Air専用スタンドを1台プレゼント致します!**

最軽量級マイクロピペット

**Nichipet Air** 

本体重量及びストローク荷重を軽量化  
長時間の作業による疲労感やストレスを低減

**1** ピペッティング

従来製品よりストローク荷重が  
最大70%軽減。

**2** ボディ

耐久性をそのままに、従来製品より  
最大56%軽量化、約70gを実現。  
コンパクト設計により操作性が向上。  
本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。

**3** エジェクタ



ワンタッチで脱着でき、細い試験管  
などに対応。



**4** イージーキャリブレーション  
専用治具により、容量測定値に目盛を  
合わせるだけで調整が可能。

**5** 容量モデル



容量モデル毎に色分け(全8色)。



3箇所容量表記により、一目で容量  
モデルの識別が可能。

**6** ハイパーブローシステム

吐出性能が格段に向上。吸引時のチップ  
内液残りを解消。(2、10、20 $\mu$ L機種対応)

スタンドプレゼント  
キャンペーン

# 専用FAX注文書

ご注文  
(FAX番号)

# 048-837-5581

下記の表に必要な事項を**全て**ご記入頂き、販売店にお渡してください。

Nichipet Air



製品コード	容量設定方式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NAR-2 (グレー●)	可変式	0.1~2	~±1.4	~≤0.7	36,000円	27,000円	
00-NAR-10 (ピンク●)		0.5~10	~±1.0	~≤0.4			
00-NAR-20 (クリーム●)		2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	33,000円	24,750円	
00-NAR-100 (オレンジ●)		10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2			
00-NAR-200 (イエロー●)		20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2			
00-NAR-1000 (ブルー●)		100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2			
00-NAR-5000 (グリーン●)		500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	38,000円	28,500円	
00-NAR-10000 (ホワイト●)		1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000円	32,250円	

Nichipet Air 用  
Carousel Stand



Nichipet® Air用カラーセルススタンドです。Nichipet Premiumシリーズ、NICHIRYO Leも対応しています。

製品コード	仕様	適合ピペット	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-NAR-STD	8本掛け	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nichipet Air</li> <li>Nichipet Premiumシリーズ</li> <li>NICHIRYO Le</li> </ul>	15,000円	11,250円	

Nichipet Air 専用  
10000μL 用チップ



Nichipet® Air専用の10000μL用チップです。より小さい力で脱着できるようになっています。

製品コード	パッケージ	容量範囲(μL)	材質	容量目盛	入数	希望小売価格	キャンペーン価格	ご注文数
00-BMT2-ZS	バルク	1000~10000	PP	1000μL 単位	200本	8,800円	6,600円	
00-BMT2-ZSR	ラックチップ				40本× 2ラック			
00-BMT2-ZSRB	滅菌済みラックチップ					14,000円	10,500円	

●NPX2/NAR-2の0.2μL以下及びNPX2/NAR-10の1μL以下における精度・再現性は、サンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。 ●表示価格に消費税は含まれておりません。 ●キャンペーン品につき返品はご遠慮ください。 ●上記製品のみキャンペーン対象となります。※00-NAR-10000は専用のチップになります。

### 依頼者情報

\*必須記入項目

施設名\*  
ご所属

ご住所

お名前\*

DB会員  
No.

E-mail

TEL

### 備考欄

●個人情報の取扱いにつきましては、弊社Webサイトをご参照ください。  
●販売店様は、本キャンペーンのご利用はご遠慮ください。

**WAKEN** 和研薬株式会社  
WAKENYAKU CO., LTD.

<https://www.wakenyaku.co.jp/>



Nichipet Air  
イメージキャラクター  
Airくん