

# ＜新製品＞ ICP-OES、MP-AES用 V-groove ネブライザキャンペーン 期間限定でお得です！

高いTDS処理能力により、最大30 %の全溶解固形分（TDS）を含むサンプルに最適で、粒径350 μmまでの未濾過溶液を閉塞なく処理できます。  
このネブライザは、炭酸リチウム、水酸化物、硫酸塩、塩水、ブラックマスなどのリチウムイオン電池産業関連のサンプルや、海水、摩耗金属などの半揮発性有機アプリケーションに推奨されます。

- ・高濃度TDS（30 %）及び／又は大きな浮遊粒子（350 μmまで）のサンプルに最適：サンプルの再分析、頻繁なメンテナンスを削減します。
- ・高い堅牢性：大きな微粒子や偶発的な落下でも、閉塞や損傷のリスクがほとんどありません。
- ・不活性：PEEKボディとセラミックチップにより、有機溶媒やHFなどの強酸混合物など、あらゆるサンプルに適合します。
- ・使いやすさ：既存の不活性ネブライザまたは高TDSネブライザをV-grooveネブライザに交換するだけです。他のメソッドの変更は必要ありません。
- ・簡単なメンテナンス：分析後のすすぎと定期的な洗浄により、予期せぬ詰まりをなくします。



V-Grooveネブライザ

部品番号	品名	価格（円、税別）
G8020-69001	ネブライザ, 高TDSサンプル用, 不活性, V-groove	¥ 183,000→キャンペーン価格 ¥146,400
G8020-68023	高TDSサンプル用 不活性サンプル導入キット	¥ 719,000→キャンペーン価格 ¥575,200
G8020-68022	Easy-fit フルデマントブルトーチ 2.4mm 不活性	¥ 273,000→キャンペーン価格 ¥218,400
5005-0446	ガスインレットフィッティング, V-groove ネブライザ用, 1/pk	¥ 12,000→キャンペーン価格 ¥9,600
5005-0447	サンプルインレットフィッティング, V-grooveネブライザ用, 1/pk	¥ 10,000→キャンペーン価格 ¥8,000
5005-0448	アダプタ, MP-AESガスポート, V-grooveネブライザ用, 1/pk	¥ 7,300→キャンペーン価格 ¥5,840
5005-0451	クリーニングワイヤ, V-Grooveネブライザ用, 3/pk	¥ 5,800→キャンペーン価格 ¥4,640
5005-0445	AVS との V-grooveネブライザ接続キット, 1/pk	¥ 11,000→キャンペーン価格 ¥8,800

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、  
キャンペーン期間中何度でも定価より**20 % OFF**でご提供いたします。

**キャンペーン期間 2025年5月2日まで**

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2953** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社  
DE-002589  
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

#### お願い／注意事項

- ※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。
- ※納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
- ※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
- ※ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
- ※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。



Trusted Answers