


Spring Campaign 2025

2025年9月30日(火)まで



PCR

PCRプレート



Art.No. 仕様	適合機種 例	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.1977.202 0.1ml スカートなし	Thermo Fisher Scientific • StepOne™ Bio-Rad • CFX Connect™ TaKaRa • Thermal Cycler Dice® Real Time System III	100枚 (5枚)	¥ 45,600	¥ 27,400
72.1978 0.2ml スカートなし	Thermo Fisher Scientific • Prism® 2720, 7000/ 7700 • 3100/ 3130 Genetic Analyser Bio-Rad • T100™ • S1000™/ S1000 Touch™ • iCycler iQ™/ iQ4™/ iQ5™ • My Cycler™	100枚 (10枚)	¥ 41,900	¥ 25,200
72.1979 0.2ml ハーフスカート	Thermo Fisher Scientific • Quant Studio™ (3,5,6,7,12) • 3100/ 3130, 3500/ 3500XL, 3700/3730/3730XL Genetic Analyser • Veriti® 96well / Fast 96well • Prism® 7900HT/ 7300/ 7500/7000 / 7700	100枚 (10枚)	¥ 44,300	¥ 26,600
72.1979.102 (フラットデッキ) 0.2ml ハーフスカート	Bio-Rad • S1000™/ C1000 Touch™ • iCycler iQ™/ iQ4™/ iQ5™/ MyCycler™ TaKaRa • Thermal Cycler Dice® Real Time System II	100枚 (5枚)	¥ 64,400	¥ 38,700
72.1981 0.1ml ハーフスカート	Thermo Fisher Scientific • Prism® 7500 Fast/ 7900 Fast/ 7900 HT Fast • Quant Studio® (3,5,6,7,12) • StepOne Plus™ • Veriti® Fast 96well Bio-Rad • C1000 Touch™ TaKaRa • Thermal Cycler Dice® Real Time System III	100枚 (10枚)	¥ 44,200	¥ 26,600
72.1980 0.1ml フルスカート	Bio-Rad • CFX 96 Touch™ • S1000™/ C1000 Touch™	100枚 (10枚)	¥ 44,400	¥ 26,700

※ 掲載以外の機種との適合については右下のバーコードからご確認ください。

アウトレットコーナー (在庫限り)

在庫限りで販売終了となります。ご希望の方はお早目のご注文をお願いします。

96ウェル Lightcycler®用PCRプレート



Art.No.	適合機種 例	数量 (包装単位)	希望小売価格	アウトレット 価格
72.1982.202 0.1ml ハーフスカート	Roche • Lightcycler®	100枚 (25枚)	¥ 87,300	¥ 32,000

※ 後継品は 72.1982.252 となります。詳細については担当者までお問合せ下さい。

全てのPCRプレート/チューブは“PCR Performance Tested” 認証基準を満たしています。

※ ワークトレイ/サポートベースは含まれません。



DNA-free
DNase/RNase-free
PCR inhibitor-free



PCRプレートの
各社サイクラーとの適合は
こちらをご確認ください。

PCRチューブ

シングル 0.2ml



Art.No.	72.737.002
容量	0.2ml
数量	2,000本
包装単位	500本
希望小売価格	¥35,500
キャンペーン価格	¥ 21,300

シングル 0.5ml



Art.No.	72.735.002
容量	0.5ml
数量	2,000本
包装単位	500本
希望小売価格	¥14,200
キャンペーン価格	¥ 8,600

4連 キャップ一体型 0.2ml



Art.No.	72.990.002
容量	0.2ml
数量	480ストリップ
包装単位	120ストリップ
希望小売価格	¥42,700
キャンペーン価格	¥ 25,700

8連 キャップ一体型 0.2ml



Art.No.	72.991.002
容量	0.2ml
数量	480ストリップ
包装単位	120ストリップ
希望小売価格	¥101,000
キャンペーン価格	¥ 59,600

8連 キャップ別 0.2ml



キャップ

Art.No.	65.989.002.02
数量	120ストリップ
希望小売価格	¥7,100
キャンペーン価格	¥ 4,300



チューブ

Art.No.	72.985.002.02
容量	0.2ml
数量	120ストリップ
希望小売価格	¥24,800
キャンペーン価格	¥ 14,900

8連 キャップセット 0.1ml



Art.No.	72.982.002.02
容量	0.1ml
数量	125ストリップ
希望小売価格	¥25,000
キャンペーン価格	¥ 12,500

PCRアクセサリ

PCRワークトレイ





Art.No.	95.987.002.02
穴数	96穴 (8x12)
数量	5枚
希望小売価格	¥3,700
キャンペーン価格	¥ 1,700



サポートベース (PCRワークトレイ用)



Art.No.	95.988.00002
数量	5個
希望小売価格	¥9,400
キャンペーン価格	¥ 4,300




- ワークトレイごとサーマルサイ클ラーやクラッシュアイスに移し替えることができます。
- オートクレーブ可能 (121°C、20min.)



- ワークトレイをサポートベースにセットすると、その場でチューブを挿したり作業することができます。

低吸着チューブ / プレート - Low Binding Products



0.5ml サンプルングチューブ (セーフシール)

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.704.600	Low Protein Binding タンパク低吸着	1,200本 (50本)	¥ 35,600	¥ 17,800
72.704.700	Low DNA Binding DNA低吸着	1,200本 (50本)	¥ 22,500	¥ 13,500

1.5ml サンプルングチューブ (セーフシール)

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.706.600	Low Protein Binding タンパク低吸着	800本 (50本)	¥ 23,700	¥ 11,900
72.706.700	Low DNA Binding DNA低吸着	800本 (50本)	¥ 15,700	¥ 9,500


2.0ml サンプルングチューブ (セーフシール)

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.695.600	Low Protein Binding タンパク低吸着	800本 (50本)	¥ 23,900	¥ 12,000
72.695.700	Low DNA Binding DNA低吸着	800本 (50本)	¥ 16,500	¥ 9,900

5.0ml サンプルングチューブ (セーフシール)

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.701.600	Low Protein Binding タンパク低吸着	200本 (25本)	¥ 15,800	¥ 7,900
72.701.700	Low DNA Binding DNA低吸着	200本 (25本)	¥ 10,600	¥ 6,900

Low Protein Binding – BSAロス量の比較



数社から集めた各10本のチューブを10 μ g/mlのBSA溶液で満たし、4 $^{\circ}$ Cで保存。24時間のインキュベーション後、BSA溶液を抽出して濃度をBradfordアッセイによって測定した。
(Zor, T and Seliger/.1996, Anal. Biochem. 236, pp. 302 to 308)

ロス計算はテストした10本の平均値に基づいて算出した。

全ての低吸着チューブ/プレートは“PCR Performance Tested” 認証基準を満たしています。



DNA-free
DNase/RNase-free
PCR inhibitor-free



1.5ml スクリューキャップマイクロチューブ

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.703.600	Low Protein Binding タンパク低吸着	1,000枚 (100本)	¥ 62,800	¥ 40,900
72.703.700	Low DNA Binding DNA低吸着	1,000枚 (100本)	¥ 62,800	¥ 40,900



2.0ml スクリューキャップマイクロチューブ

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.694.600	Low Protein Binding タンパク低吸着	1,000枚 (100本)	¥ 52,000	¥ 33,800
72.694.700	Low DNA Binding DNA低吸着	1,000枚 (100本)	¥ 52,000	¥ 33,800


96ウェル fast PCRプレート (ハーフスカート)

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.1979.700	0.2ml Low DNA Binding DNA低吸着	100枚 (10枚)	¥ 51,000	¥ 32,700

96ウェル fast PCRプレート (フルスカート・ロープロファイル)

Art.No.	仕様	数量 (包装単位)	希望小売価格	キャンペーン 価格
72.1980.600	0.1ml Low Protein Binding タンパク低吸着	100枚 (10枚)	¥ 51,000	¥ 32,700
72.1980.700	0.1ml Low DNA Binding DNA低吸着	100枚 (10枚)	¥ 51,000	¥ 32,700

Low DNA Binding – DNAロスの比較



- Control
- ガルスタット
- A社
- B社
- C社
- D社

数社から集めた各10本のチューブを
10⁵/μlのプラスミド溶液で満たし、
37℃で振とう。
3時間のインキュベーション後、DNA
濃度をリアルタイムPCRで測定した。

ローリテンションチップ - Low Retention Tip

抜群の液切れ！

粘性の高い液体や貴重なサンプル用としてお勧めします。



2種類のチップを使って溶液を吸引、すぐに排出した時の比較
左：ノーマルチップ 右：ローリテンションチップ

ザルスタットの品質認証基準

【 Biosphere® plus 】



Sterile
DNA-free
DNase/RNase-free
PCR inhibitor-free
ATP-free
Pyrogen-free
Endotoxin-free








【 PCR Performance Tested 】



DNA-free
DNase/RNase-free
PCR inhibitor-free





ローリテンションチップ



形状・サイズ・目盛	容量 (μl)	Art.No.	包装 ほか	数量 (包装単位)	希望小売 価格	キャンペーン 価格
 10 2 ↓ ↓ 31mm	10	70.3010.210	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 37,800	¥ 23,100
		70.3010.110	スタック パック	96本×5段×4ラック (1,920本)	¥ 27,900	¥ 17,100
 20 10 2 ↓ ↓ ↓ 46mm	20	70.3020.210	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 37,800	¥ 23,100
		70.3020.110	スタック パック	96本×5段×4ラック (1,920本)	¥ 27,900	¥ 17,100
 100 50 10 ↓ ↓ ↓ 51mm	200	70.3030.210	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 30,800	¥ 18,800
		70.3030.110	スタック パック	96本×5段×4ラック (1,920本)	¥ 22,700	¥ 13,900
 100 50 10 ↓ ↓ ↓ 51mm	250	70.3031.210	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 30,800	¥ 18,800
		70.3031.110	スタック パック	96本×5段×4ラック (1,920本)	¥ 22,700	¥ 13,900
 300 200 100 50 20 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 60mm	300	70.3040.210	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 34,700	¥ 21,200
		70.3040.110	スタック パック	96本×5段×4ラック (1,920本)	¥ 22,700	¥ 13,900
 1000 500 100 ↓ ↓ ↓ 72mm	1,000	70.3050.210	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 32,500	¥ 19,900
		70.3050.110	スタック パック	96本×5段×4ラック (1,920本)	¥ 24,100	¥ 14,800
 1250 1000 500 ↓ ↓ ↓ 90mm	1,250	70.3060.210	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 41,400	¥ 25,300
		70.3060.110	スタック パック	96本×5段×4ラック (1,920本)	¥ 32,500	¥ 19,900

ローリテンションフィルターチップ



形状・サイズ・目盛	容量 (μ l)	Art.No.	包装	数量	希望小売 価格	キャンペーン 価格
 2 ↓ 31mm	2.5	70.3010.285	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 55,900	¥ 30,800
		70.3010.385	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 50,400	¥ 27,800
 10 2 ↓ ↓ 31mm	10	70.3010.275	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 55,900	¥ 30,800
		70.3010.375	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 50,400	¥ 27,800
 20 10 2 ↓ ↓ ↓ 46mm	20	70.3020.275	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 55,900	¥ 30,800
		70.3020.375	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 50,400	¥ 27,800
 10 ↓ 51mm	20	70.3030.285	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 51,700	¥ 28,500
		70.3030.385	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 46,200	¥ 25,500
 100 50 10 ↓ ↓ ↓ 51mm	100	70.3030.275	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 51,700	¥ 28,500
		70.3030.375	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 46,200	¥ 25,500
 100 50 10 ↓ ↓ ↓ 51mm	200	70.3031.275	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 51,700	¥ 28,500
		70.3031.375	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 46,200	¥ 25,500
 300 200 100 50 20 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 60mm	300	70.3040.275	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 72,300	¥ 39,800
		70.3040.375	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 64,700	¥ 35,600
 1000 500 100 ↓ ↓ ↓ 72mm	1,000	70.3050.275	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 70,000	¥ 38,500
		70.3050.375	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 61,800	¥ 34,000
 1000 500 ↓ ↓ 90mm	1,000	70.3060.275	ラック	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 77,700	¥ 42,800
		70.3060.375	リフィル	96本×5ラック×4箱 (1,920本)	¥ 70,600	¥ 38,900

【包装形態】



【ラック】



【リフィル】



【スタックパック】

ご注文受付

カスタマーサービス

TEL. 0495-71-9300

FAX. 0495-71-9320

【お客様へお願い】

○ 表示価格に消費税は含まれておりません。

○ 製品は研究での使用を目的としており、診断・治療等には使用できません。

※ キャンペーン製品購入後の返品はお受けできませんのでご了承ください。



www.sarstedt.com

ザルスタット株式会社

〒101-0047

東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル

TEL 03-3526-3530

FAX 03-3526-0870

大阪営業所

〒564-0063

大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル

TEL 06-6339-6886

FAX 06-6339-8976

福岡営業所

〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル

TEL 092-433-3600

FAX 092-433-3601

取扱店