

Human RNA-Seq 解析 キャンペーン

1 検体あたり **22,000** 円 (税別)

シーケンス費用のみ

別の生物種をご希望の場合はお問い合わせください。

期間：2025年10月6日～2026年1月31日 検体受領分まで

- ✓ 生データ納品で、低コストかつ高品質な RNA シーケンスを提供
- ✓ 1 サンプルから大規模プロジェクトまで柔軟に対応
- ✓ 網羅的な RNA 発現解析に十分なデータ量を提供 (約 40M リード / 検体)
- ✓ オプションサービスとして弊社標準バイオインフォマティクス解析もご用意

理研ジェネシスが選ばれる 3 つの理由

1 品質

テクノロジーに精通した経験豊かな専門スタッフが、常に高品質な解析をご提供します。納品後のご相談までお任せください。

2 実績

国内トップクラスの解析実績と大規模プロジェクトでの採用実績があります。多くの研究機関・製薬企業に採用され、確かな信頼を築いています。

3 体制

数万検体規模の研究にも対応できる安定した体制を構築しています。大規模コホート研究や長期プロジェクトにも柔軟に対応可能です。

標準解析仕様

機種	NovaSeq X Plus
ライブラリ作製試薬	TruSeq Stranded mRNA Library Prep kit (Illumina 社)
リード数 / 検体	約 40 M リード
シーケンス条件	100 bp ペアエンド
納品物	FASTQ ファイル (HDD にてご提供) 解析報告書
納期	検体品質評価通過後、約 1.5 ヶ月

● その他の仕様 (データ量の変更など) をご希望の場合はお問い合わせください。

提出サンプル条件

サンプルの種類	精製 Total RNA
RNA 量	2.0 µg 以上
RIN 値	7.0 以上
RNA 濃度	50 ng/µL 以上 (目安)
RNA 溶液量	40 µL 以上 (目安)
rRNA ratio(28S/18S)	1.8 以上 (目安)
サンプル送付方法	冷凍便 (ドライアイス同梱) でお送付ください

● サンプル定量は Agilent 2100 Bioanalyzer または TapeStation を用いた方法を推奨しております。

標準バイオインフォマティクス解析 (有償オプション)

マッピングデータ (BAM)、転写物データ (GTF)、発現レベル比較データ、Volcano plot、主成分分析、クラスタリング + ヒートマップ、エンリッチメント解析

● 解析費用は別途お問い合わせください。

● バイオインフォマティクス解析の詳細は、裏面記載の「サービスご紹介ページ URL または QR コード」からご確認ください。

Human RNA-Seq 解析 キャンペーン

サービスの流れ

お問い合わせ → お見積り → ご注文 → サンプル発送 → ライブラリ作製 → NGS 解析 → 納品

ご注意事項

以下の事項をご確認ください。

- ご発注の際は、キャンペーンコードのご記載をお願いいたします。
- 検体は、倫理審査委員会にて承認済みのものに限り、お受けいたします。
- 表記以外の仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 表記の次世代シーケンス解析には、核酸抽出及びバイオインフォマティクス解析は含まれておりません。
- 検体輸送費用（25,000 円（税別））と納品用 HDD 費用（12,000 円（税別））を別途申し受けます。
- 核酸品質評価の再実施については、1 検体あたり 4,500 円（税別）を別途申し受けます。
- 検体返却をご希望の場合は、返却費用として 50,000 円（税別）を別途申し受けます。
- 核酸品質評価以降のキャンセルはお受けいたしかねます。
- 解析後の残余検体は、原則として破棄させていただきます。
- 納品検収後、全ての解析データを速やかに消去いたします。

サービスの詳細・お問い合わせはこちら

サービスご紹介ページ



<https://www.riken genesis.jp/service/ngs/rna-sequencing.html>

お問い合わせフォーム



https://www.riken genesis.jp/contactlist/service_fo.html

- ・本サービスは研究用です。診断目的には使用できません。
- ・本サービスの結果に起因して生じた損失、損害等についてはサービスの仕様上、責任を負いかねます。
- ・記載の会社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

株式会社理研ジェネシス 営業部

〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8F

電話でのお問い合わせ **03-5759-6042**

メールでのお問い合わせ info2@riken genesis.jp

<https://www.riken genesis.jp>



販売代理店名