

Human WGS キャンペーン

1 検体あたり **69,800** 円（税別）

シーケンス費用のみ

別の生物種をご希望の場合はお問い合わせください。

期間：2025年9月1日～2026年1月31日 検体受領分まで

- ✓ 期間限定！特別価格で全ゲノム解析をご提供
- ✓ illumina 社最新シーケンサーによる高精度ゲノム解析
- ✓ 遺伝性疾患やがん研究における原因遺伝子探索・変異同定に最適
- ✓ 標準バイオインフォマティクス解析（オプション）で、データ解釈までサポート

理研ジェネシスが選ばれる 3 つの理由

1 品質

テクノロジーに精通した経験豊かな専門スタッフが、常に高品質な解析をご提供します。納品後のご相談までお任せください。

2 実績

国内トップクラスの解析実績と大規模プロジェクトでの採用実績があります。多くの研究機関・製薬企業に採用され、確かな信頼を築いています。

3 体制

数万検体規模の研究にも対応できる安定した体制を構築しています。大規模コホート研究や長期プロジェクトにも柔軟に対応可能です。

標準解析仕様

機種	NovaSeq X Plus
ライブラリ作製試薬	TruSeq Nano DNA Library Prep kit (Illumina 社)
データ量 / 検体	約 90 Gb
シーケンス条件	150 bp ペアエンド
納品物	FASTQ ファイル（HDD にてご提供） 解析報告書
納期	検体品質評価通過後、約 2 ヶ月

提出サンプル条件

サンプルの種類	精製ゲノム DNA
DNA 量	1.0 µg 以上
DIN 値	7.0 以上
DNA 濃度	50 ng/µL 以上（目安）
DNA 溶液量	20 µL 以上（目安）
OD 260/280	1.8 以上（目安）
サンプル送付方法	冷蔵便（保冷剤同梱）でご送付ください

● その他の仕様（データ量の変更など）をご希望の場合はお問い合わせください。

● サンプルの定量は Qubit または PicoGreen を用いた方法を推奨しております。

バイオインフォマティクス解析（有償オプション）

マッピングデータ (BAM)、SNV/InDel/SV/CNV 検出データ (VCF)、SNV/InDel/SV/CNV のアノテーションデータ

● 解析費用は別途お問い合わせください。

● バイオインフォマティクス解析の詳細は、裏面記載の「サービスで紹介ページ URL または QR コード」からご確認ください。

Human WGS キャンペーン

サービスの流れ

お問い合わせ お見積り ご注文 サンプル発送 ライブラリ作製 NGS 解析 納品

ご注意事項

以下の事項をご確認ください。

- ご発注の際は、キャンペーンコードのご記載をお願いいたします。
- 検体は、倫理審査委員会にて承認済みのものに限り、お受けいたします。
- 表記以外の仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 表記の次世代シーケンス解析には、核酸抽出及びバイオインフォマティクス解析は含まれておりません。
- 検体輸送費用（25,000 円（税別））と納品用 HDD 費用（12,000 円（税別））を別途申し受けます。
- 核酸品質評価の再実施については、1 検体あたり 4,500 円（税別）を別途申し受けます。
- 検体返却をご希望の場合は、返却費用として 50,000 円（税別）を別途申し受けます。
- 核酸品質評価以降のキャンセルはお受けいたしかねます。
- 解析後の残余検体は、原則として破棄させていただきます。
- 納品検収後、全ての解析データを速やかに消去いたします。

サービスの詳細・お問い合わせはこちら

サービスご紹介ページ



<https://www.riken genesis.jp/service/ngs/hwgs.html>

お問い合わせフォーム



https://www.riken genesis.jp/contactlist/service_fo.html

- ・本サービスは研究用です。診断目的には使用できません。
- ・本サービスの結果に起因して生じた損失、損害等についてはサービスの仕様上、責任を負いかねます。
- ・記載の会社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

株式会社理研ジェネシス 営業部

〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8F

電話でのお問い合わせ **03-5759-6042**

メールでのお問い合わせ info2@riken genesis.jp

<https://www.riken genesis.jp>



販売代理店名