

# 新型正立顕微鏡 販売開始記念キャンペーン

期間：2025年9月1日～2026年3月31日

## 生物顕微鏡

### ☆特徴☆

- リーズナブルな価格で汎用性の高い顕微鏡
- 調光式LED光源、テクニカルステージ装備
- アクロマティックレンズ、プランレンズ、  
双眼、三眼等様々なバージョンを用意

### ☆オプション☆

- 対物レンズ WF16X、WF25X



### ☆仕様☆

| ☆仕様☆      |  | 双 眼                                 |                     | 三 眼                 |                     |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 型 番       |  | MS-800B                             | MS-800BPL           | MS-800T             | MS-800TPL           |
| 総 合 倍 率   |  | 40～400X                             | 40～1000X            | 40～400X             | 40～1000X            |
| 接 眼 レ ン ズ |  | 広視野レンズWF10X 倍率:10 視野数:18            |                     |                     |                     |
| 対 物 レ ン ズ |  | アクロマティック                            | プラン                 | アクロマティック            | プラン                 |
|           |  | 4X,10X,S40X                         | 4X,10X,S40X,S100X   | 4X,10X,S40X         | 4X,10X,S40X,S100X   |
| 鏡 筒 形 式   |  | 傾斜角30° 360°回転 眼幅調節可能                |                     |                     |                     |
| 絞 り       |  | アッペコンデンサ(N.A 1.25)                  |                     |                     |                     |
| ス テ ー ジ   |  | ダブルレイヤーメカニカルステージ 可動域:左右70mm 前後:30mm |                     |                     |                     |
| 照 明 装 置   |  | LED光源 (5V1A USBチャージャー付属)            |                     |                     |                     |
| サ イ ズ     |  | 170X270X350mm                       |                     | 170X270X410mm       |                     |
| 重 量       |  | 約5.5kg                              |                     | 約5.7kg              |                     |
| 付 属 品     |  | 電源ケーブル ダストカバー                       |                     |                     |                     |
| 定 価       |  | <del>90,000円</del>                  | <del>130,000円</del> | <del>100,000円</del> | <del>140,000円</del> |
| キャンペーン価格  |  | 80,000円                             | 120,000円            | 90,000円             | 130,000円            |

**BIO CRAFT**

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443 E-mail: info@bio-craft.co.jp

●この内容は2025年9月現在のものです。

●表記の価格はすべて税抜きです。

●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。

## 実体顕微鏡



### ☆特徴☆

- 三視野同時観察可能な為、双眼レンズより両目で観察しながらモニターへの投影も同時に可能

MS-100R

~~¥135,000~~

¥120,000

### ☆主な仕様☆

さらに今ならリングライトサービス

|          |                    |           |                 |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|
| ■接眼レンズ   | 10X (視野数22、視度補正付き) | ■ズーム範囲    | 0.67～4.5×       |
| ■総合倍率    | 6.7～45X            | ■実視野 (mm) | φ 32.8～4.9      |
| ■WD (mm) | 110                | ■重量 (kg)  | 4.3             |
| ■外寸 (mm) | W200×D380×H350     | ■付属品      | カメラ接続用アイピース対応鏡筒 |

## 顕微鏡用スマートフォンアダプター



### ☆特徴☆

- 様々な機種スマートフォンに対応
- 接眼レンズと置き換えるだけ
- 12.5Xレンズ付き
- 内径23.2mmと30mmに対応

MS-30

¥12,800

アダプターリング (23.2→30mm用)

PA-301

¥3,000

## カメラ関連

### 顕微鏡用4Kカメラ



MS-4K

~~¥228,000~~

¥198,000

モニターセット  
MS-4KM

~~¥288,000~~

¥258,000

### ☆主な仕様☆

|                |                              |          |          |
|----------------|------------------------------|----------|----------|
| ■センサー          | IMX334、1/1.8"                | ■電源      | DC-12V   |
| ■フレームレート (fps) | 60@1920*1080<br>60@3840*2160 | ■計測機能    | あり       |
| ■画素サイズ (μm)    | 1.85×1.85                    | ■PC用ソフト  | S-EYE2.0 |
| ■出力/インターフェース   | HDMI、TFcard、UVC、USB2.0       | ■外寸 (mm) | 75×75×39 |

### 顕微鏡用VGAカメラ



MS-200

~~¥168,000~~

¥138,000

モニターセット  
MS-200M

~~¥198,000~~

¥168,000

### ☆主な仕様☆

|                |                   |          |          |
|----------------|-------------------|----------|----------|
| ■センサー          | Panasonic、1/2.86" | ■電源      | DC-12V   |
| ■フレームレート (fps) | 30@1920×1080      | ■マウント    | C-マウント   |
| ■画素サイズ (μm)    | 2.75×2.75         | ■PC用ソフト  | S-EYE2.0 |
| ■出力/インターフェース   | VGA、SDcard、USB2.0 | ■外寸 (mm) | 58×55×80 |