

ケミルミイメージングシステム

# FUSION SOLO.6S.EDGE 年度末キャンペーン

希望小売価格(税抜き)

~~¥4,230,000~~



キャンペーン特別価格(税抜き)

¥3,200,000


※制御用PC、ソフトウェアが含まれます。  
※別途据付調整費が必要です。



キャンペーン期間：2026年2月27日まで

▶ X線フィルムレベルの高感度を実現


FUSION



X線フィルム



FUSION



他社製CCDイメージャー



▶ システム仕様

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CCD           | サイエンティフィックグレード・モノクロCCDカメラ<br>チップ品質 : Grade 0                             |
| レンズ           | F=0.7 単焦点                                                                |
| CCD冷却         | -30℃                                                                     |
| 画素数           | 600万画素<br>(2,838 x 2,224)                                                |
| ピクセル深度        | 16bit (65,536階調)                                                         |
| 撮影範囲          | 26 x 21 cm                                                               |
| 搭載可能<br>オプション | トランスイルミネーター(UV/青色/白色)<br>落射励起光源(365nm - 780nmから最大7色)<br>小動物in vivo用保温トレイ |

タイアップキャンペーン



ハイスルーブット電気泳動システム

G-BLOT



1枚のゲルで96検体同時にSDS-PAGE

専用の転写装置や泳動Bufferは不要

専用の電気泳動槽、アクリルアミドゲルのみで  
ウェスタンブロットをハイスルーブット化

希望小売価格(税抜き)  
~~¥233,000~~



キャンペーン特別価格(税抜き)  
**¥180,000**

※ 電気泳動槽のみのキャンペーンとなります。  
キャンペーン期間 : 2026年2月27日まで



エムエス機器株式会社

□東京 〒162-0805

東京都新宿区矢来町113番地  
TEL(03)3235-0661(代) / FAX(03)3235-0669

□大阪 〒532-0005

大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号  
TEL(06)6396-0501(代) / FAX(06)6396-0508



www.technosaurus.co.jp

© 2025 M&S Instruments Inc.  
本リーフレットに掲載された内容の無断複製・転載を禁じます。

取扱販売店

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。  
●本カタログに記載の規格・仕様・外観および価格は、改良などのため予告なく変更する場合があります。  
●本カタログに表示の価格には、消費税は含まれておりません。