

レイニン スタンダード製品キャンペーン 2026年春

幅広いユーザー様へ レイニン品質をお手頃価格で

PL+シングルピペット
40%OFF!!



SE 電動シングルピペット
35%OFF!!



SP/SP+ピペッター
30%OFF!!



RG リサーチグレードチップ 40%OFF!!



スタンダード製品
キャンペーンページはこちら



キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～5月29日（金）受注分まで

■ キャンペーンお申し込み方法

当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレド レイニンの営業担当または、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛け頂くか、キャンペーンページからお申込みください。お見積りを発行させていただきます。

エキスパート製品
キャンペーンページはこちらから



ラボのチップに適合

レイニンPipet-Lite PL+ピペット 汎用タイプ (UNV)



40%
OFF

壊れにくい・さびにくい・頑丈で長持ち
お手頃価格

パフォーマンス (正確さ・精密さ) はレイニン品質
ラボでお使いの汎用チップに適合

PL+シングルピペット
製品ページはこちら



UNV Pipet-Lite PL+ シングルチャンネル汎用タイプ (UNV)

品番	製品名	容量	価格	特別価格
30973077	Pipette SL-2PL+	0.1-2 μ L	39,700	23,800
30973078	Pipette SL-10PL+	0.5-10 μ L	39,700	23,800
30973079	Pipette SL-20PL+	2-20 μ L	39,700	23,800
30973080	Pipette SL-100PL+	10-100 μ L	39,700	23,800
30973081	Pipette SL-200PL+	20-200 μ L	39,700	23,800
30973082	Pipette SL-1000PL+	100-1000 μ L	39,700	23,800
30973083	Pipette SL-5000PL+	500-5000 μ L	51,600	30,900
30973084	Pipette SL-10MLPL+	1-10 mL	51,600	30,900



4本掛けクリアスタンド
別売り価格11,100円

UNV Pipet-Lite PL+ シングルチャンネル汎用タイプ (UNV) スターターキット

品番	製品名	容量	価格	特別価格
31021642	Pipet-Lite PL+ Starter Kit SL-2PL+	0.1-2 μ L	41,700	25,000
31021643	Pipet-Lite PL+ Starter Kit SL-10PL+	0.5-10 μ L	41,700	25,000
31021644	Pipet-Lite PL+ Starter Kit SL-20PL+	2-20 μ L	41,700	25,000
31021645	Pipet-Lite PL+ Starter Kit SL-100PL+	10-100 μ L	41,700	25,000
31021646	Pipet-Lite PL+ Starter Kit SL-200PL+	20-200 μ L	41,700	25,000
31021647	Pipet-Lite PL+ Starter Kit SL-1000PL+	100-1000 μ L	41,700	25,000



キット内容：
・レイニンPL+1本
・バルクチップ (1000本) \times 3袋
・空ラック \times 1

PL+ ピペットアカデミアユーザー様限定
メンテナンス・サービス
1点 (100%容量) \times 4回プラン 5,030円 (税別)
将来のメンテナンスが必要となっても安心!

新サービスプラン

ラボのチップに適合

レイニン SE シングル電動ピペット 汎用タイプ (UNV)



35%
OFF

大きい・見やすい画面

感覚的な操作が可能なインターフェース

等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシング簡単操作

検量線・Standard Curve でレイニン品質を実感

ラボでお使いの汎用チップに適合 (300, 2000, 5000 μ L, 10 mL除く)

SE電動シングルピペット
製品ページはこちら



UNV E4シングルチャンネルピペット汎用タイプ (UNV)

品番	製品名	容量	価格	特別価格
17014491	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-10XLS+	0.5-10 μ L	133,300	86,400
17014494	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-20XLS+	2-20 μ L	133,300	86,400
17014490	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-100XLS+	10-100 μ L	133,300	86,400
17014493	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-200XLS+	20-200 μ L	133,300	86,400
17014495	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-300XLS+	20-300 μ L	133,300	86,400
17014489	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-1000XLS+	100-1000 μ L	133,300	86,400
17014492	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-2000XLS+	200-1000 μ L	133,300	86,400
17012353	E4 Electronic Pipette Unv. SE4-5000XLS	500-5000 μ L	133,300	86,400
17012354	E4 Electronic Pipette Unv. SE4-10MLXLS	1-10 mL	133,300	86,400

レイニンE4 シングル電動ピペット LTSタイプ シングル・マルチチャンネルピペット
(8・12ch 20 μ L~1200 μ L)をご希望の場合はお問い合わせください
特別価格をご案内します



簡単操作



定量性が秀逸なLTSマルチチャンネル



希釈系列・プレートワークに



ミキシング・ビーズウォッシュも楽々

レイニンリサーチグレード (RG)

おすすめポイント

1. 適合性

各メーカーのピペットのほとんどのに適合!

詳細は適合表をご確認ください。サンプルチップなどでお確かめいただくことも可能です。鋳型など製造工程の最適化により、しっかり・きっちり装着できます。

ラボのピペットに適合
ピペット適合表あり!!

メーカー	モデル	チップサイズ	適合
Eppendorf	50 mL	5000 µL	○
	100 mL	10000 µL	○
	250 mL	25000 µL	○
	500 mL	50000 µL	○
Corning	50 mL	5000 µL	○
	100 mL	10000 µL	○
	250 mL	25000 µL	○
	500 mL	50000 µL	○
Greiner	50 mL	5000 µL	○
	100 mL	10000 µL	○
	250 mL	25000 µL	○
	500 mL	50000 µL	○
Nalge Nunc	50 mL	5000 µL	○
	100 mL	10000 µL	○
	250 mL	25000 µL	○
	500 mL	50000 µL	○
ThermoFisher	50 mL	5000 µL	○
	100 mL	10000 µL	○
	250 mL	25000 µL	○
	500 mL	50000 µL	○



チップ適合表はQRコードからご確認いただけます

2. 原料品質

材質は無添加、不活性のバージンポリプロピレン。

スリッピング剤・可塑剤・着色料不使用で、再生プラスチック素材も一切不使用です。



原料となる
バージンポリプロピレン

3. 装着性

しなやかで快適な装着・取り外し。

レイニンチップは柔軟で、チップイジェクターにダメージを与えません。

特に1000µLサイズのチップはその柔らかさ・やさしい脱着を実感、ご好評いただいています。大人気ロングセラー!



1000µLチップ:
シャフトと接する開口部が
薄くやわらか

4. 詰め替えタイプ

実はレイニンが世界初! 環境にやさしいエコ商品です。

チップに接触するリスクがありません。とても使いやすく詰め替えが簡単。クリアプラスチック製のため、梱包されているフィルムを外した後も、容器由来の紙くずの付着もなく、開封後も清潔に保管が可能です。



5. ファインポイントチップ

従来型に比べ、薄手でしなやかであることにより、液体の接着面積が小さく、定量性・液切れのよいチップです。



6. 製造品質

厳格な製造と検査手順に基づき、さまざまな汚染物質が含まれていないか厳密なテストが実施されています。品質試験方法も明記されており、COC・COQを入手してご確認いただけます。(滅菌・滅菌フィルターチップのみ)



キャンペーン期間: 2026年4月1日 (水) ~ 5月29日 (金) 受注分まで
お申込みはこちらから





ピペットチップ ラック&バルク袋入り

10 μ L / 250 μ L / 1000 μ L



RG10 μ L ショート (全長31mm 2/10 μ Lライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン 価格	大箱×1	
						入数	価格
30374654	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L 960C/10		96本×10ラック	8,700	5,200	96本×50ラック	ご相談ください
30374657	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L S 960C/10		96本×10ラック	9,900	5,900	96本×50ラック	ご相談ください
30537470	Pipette Tips RC UNV 10 μ L 1000C/1	バルク	1,000本	3,900	2,300	1000本×5パック	ご相談ください

RG10 μ L ロング (全長46mm 2/10 μ Lライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン 価格	大箱×1	
						入数	価格
30537525	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L X 960C/10	微量ロング	96本×10ラック	8,700	5,200	96本×50ラック	ご相談ください
30537526	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L SX 960C/10	微量ロング	96本×10ラック	9,900	5,900	96本×50ラック	ご相談ください
30537524	Pipette Tips RC UNV 10 μ L X 1000C/1	微量ロング・バルク	1,000本	4,000	2,400	1000本×5パック	ご相談ください

RG250 μ L (全長50mm 200/100/50/10 μ Lライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン 価格	大箱×1	
						入数	価格
30374655	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L 960C/10		96本×10ラック	8,700	5,200	96本×50ラック	ご相談ください
30374658	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L S 960C/10		96本×10ラック	9,900	5,900	96本×50ラック	ご相談ください
30537469	Pipette Tips RC UNV 250 μ L 1000C/1	バルク	1,000本	3,900	2,300	1000本×5パック	ご相談ください

RG1000 μ L (全長86mm 1000/100 μ Lライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン 価格	大箱×1	
						入数	価格
30374656	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L 768C/8		96本×8ラック	8,700	5,200	96本×40ラック	ご相談ください
30374659	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L S 768C/8		96本×8ラック	9,900	5,900	96本×40ラック	ご相談ください
30537468	Pipette Tips RC UNV 1000 μ L 1000C/1	バルク	1,000本	4,700	2,800	1000本×5パック	ご相談ください



RG ラック入りチップ

フタを片手で簡単に開けて閉めることが可能です。ラックは積み重ねができ、省スペースです。

ラックデッキの色で容量がわかりやすくなっています。ラック縁がじゃまをしないので、マルチチャンネルピペット使用時に、全チャンネルでも、部分的でもチップを快適に装着することができます。



RG バルクチップ

高品質なレイニンチップが、よりお手頃な価格となっています。オートクレーブにも頑丈なRGラックに詰めてご利用いただけます。

ピペットを登録いただくと1本につき1本植樹する活動を行っています！
詳しくはこちら





ピペットチップ 詰め替え リフィル

10 μ L / 250 μ L / 1000 μ L

40% OFF

RG リフィル 10 μ L ショート (全長31mm 2/10 μ Lライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30537471	Pipette Tips RSC UNV 10 μ L 960C/10		96本×10段	7,900	4,700	(96本×10段)×5タワー	ご相談ください
30537474	Pipette Tips RSC UNV 10 μ L S 960C/10		滅菌 96本×10段	9,200	5,500	(96本×10段)×5タワー	ご相談ください

RG リフィル 250 μ L (全長50mm 200/100/50/10 μ Lライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30537472	Pipette Tips RSC UNV 250 μ L 960C/10		96本×10段	7,900	4,700	(96本×10段)×5タワー	ご相談ください
30537475	Pipette Tips RSC UNV 250 μ L S 960C/10		滅菌 96本×10段	9,200	5,500	(96本×10段)×5タワー	ご相談ください

RG リフィル 1000 μ L (全長86mm 1000/100 μ Lライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30537473	Pipette Tips RSC UNV 1000 μ L 768C/8		96本×8段	7,900	4,700	(96本×8段)×5タワー	ご相談ください
30537476	Pipette Tips RSC UNV 1000 μ L S 768C/8		滅菌 96本×8段	9,200	5,500	(96本×8段)×5タワー	ご相談ください

使えば分かる簡単リフィル!



空ラック




空プレート取る
(残っていれば)



リフィルタワーを
空ラックへセット



上からポン!
らくらくロード
大きな力は不要



リフィルタワーを取る



保存トレーに戻す

プラスチックフィルムで清潔包装です。
開封後もクリアプラスチックで保護されています。
紙などの包装材ではないため、ごみやほこりが生じて入り込むこともありません。



キャンペーン期間: 2026年4月1日(水) ~ 5月29日(金) 受注分まで
お申込みはこちらから





フィルター滅菌チップ ラック

10 μ L / 20 μ L / 100 μ L / 200 μ L / 1000 μ L



RG10 μ L ショート (全長31mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30374660	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L F 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	18,100	10,800	96本×50ラック	ご相談ください

RG10 μ L ロング (全長46mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30537527	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L FX 960C/10	微量ロング	96本×10ラック	18,100	10,800	96本×50ラック	ご相談ください

RG20 μ L (全長50mm 10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30374661	Pipette Tips HRC UNV 20 μ L F 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	18,100	10,800	96本×50ラック	ご相談ください

RG100 μ L (全長50mm 100/50/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30537521	Pipette Tips HRC UNV 100 μ L F 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	18,100	10,800	96本×50ラック	ご相談ください

RG200 μ L (全長50mm 200/100/50/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30537522	Pipette Tips HRC UNV 200 μ L F 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	18,100	10,800	96本×50ラック	ご相談ください

RG1000 μ L (全長86mm 1000/100 μ L ライン)




品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30537523	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L F 768C/8	フィルター滅菌	96本×8ラック	18,100	10,800	96本×40ラック	ご相談ください

フィルター滅菌チップ

PCR 反応を阻害しません。無添加・安心のフィルター素材



上) レイニンエアゾール耐性フィルター拡大写真：
100% パーゼンポリエチレンフィルターマトリックスは、薄片や粒子が剥がれ落ちたり破砕したりすることはありません。平均孔径は 20 μ m です。



下) 他社製セルフシーリング型フィルター拡大写真：
柔らかく、砕ける可能性のあるセルロースガム粒子が添加剤として含まれます。薄片や粒子が剥がれ落ちる可能性があります。平均孔径は 45 μ m です。



RGチップ品質と性能証明

COC (Certificate of Compliance) は商品記載の品番とロットでウェブから入手いただけます。

COQ (Compliance of Quality) はウェブに掲載、また納品ケースに同梱しています。



ピペットを登録いただくと1本につき1本植樹する活動を行っています！
詳しくはこちら





ローリテンションチップ ラック

10 μ L / 250 μ L / 1000 μ L

40% OFF

RG10 μ L ショート (全長31mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671382	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L L 960C/10		96本×10ラック	10,500	6,300	96本×50ラック	ご相談ください
30671386	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L LS 960C/10		96本×10ラック	11,700	7,000	96本×50ラック	ご相談ください

RG10 μ L ロング (全長46mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671381	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L LX 960C/10	微量ロング	96本×10ラック	10,500	6,300	96本×50ラック	ご相談ください
30671385	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L LSX 960C/10	微量ロング	96本×10ラック	11,700	7,000	96本×50ラック	ご相談ください

RG250 μ L (全長50mm 200/100/50/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671383	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L L 960C/10		96本×10ラック	10,500	6,300	96本×50ラック	ご相談ください
30671387	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L LS 960C/10		96本×10ラック	11,700	7,000	96本×50ラック	ご相談ください

RG1000 μ L (全長86mm 1000/100 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671384	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L L 768C/8		96本×8ラック	10,500	6,300	96本×40ラック	ご相談ください
30671388	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L LS 768C/8		96本×8ラック	11,700	7,000	96本×40ラック	ご相談ください

高品質、高純度

リサーチグレードチップは、生物学的汚染物質が含まれていないことが証明されています。

優れたローリテンション性能

超疎水性の表面を液体がスムーズに移動し、サンプルの保持量が少なくなるため、ピペティングの精度が向上します。



幅広い用途

微量、貴重サンプル、各種PCR、NGS、酵素反応、核酸分離精製、抗体、タンパク質精製、細胞培養、粘性サンプル、血清サンプル、など

※サンプルや試薬の種類や溶解度により、パフォーマンスが異なります。

※レイニンの LTS バイオクリーンウルトラが強い指定 (推奨) となっている各社解析装置での使用については確認していません。



キャンペーン期間：2026年4月1日 (水) ~5月29日 (金) 受注分まで
お申込みはこちらから





ローリテンションフィルター滅菌チップ ラック

10 μ L / 20 μ L / 100 μ L / 200 μ L / 1000 μ L

40% OFF

RG10 μ L ショート (全長31mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671390	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L FL 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	20,800	12,400	96本×50ラック	ご相談ください

RG10 μ L ロング (全長46mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671389	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L FLX 960C/10	微量ロング	96本×10ラック	20,800	12,400	96本×50ラック	ご相談ください

RG20 μ L (全長50mm 10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671391	Pipette Tips HRC UNV 20 μ L FL 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	20,800	12,400	96本×50ラック	ご相談ください

RG100 μ L (全長50mm 100/50/10 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671392	Pipette Tips HRC UNV 100 μ L FL 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	20,800	12,400	96本×50ラック	ご相談ください

RG200 μ L (全長50mm 200/100/50/10 μ L ライン)




品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671393	Pipette Tips HRC UNV 200 μ L FL 960C/10	フィルター滅菌	96本×10ラック	20,800	12,400	96本×50ラック	ご相談ください

RG1000 μ L (全長86mm 1000/100 μ L ライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30671394	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L FL 768C/8	フィルター滅菌	96本×8ラック	20,800	12,400	96本×40ラック	ご相談ください



左) レイニンローリテンションチップの構造。
表面が均一に成型されている。



右) 他社製ローリテンションの構造。

微量、貴重サンプル、各種PCR、NGS、酵素反応、核酸分離精製、抗体、タンパク質精製、細胞培養、粘性サンプル、血清サンプル、等々に最適。

※サンプルや試薬の種類や溶解度により、パフォーマンスが異なります。
※レイニンのLTSバイオクリーンウルトラが強い指定(推奨)となっている各社解析装置でのご使用については確認していません。

ピペットを登録いただくと1本につき1本植樹する活動を行っています！
詳しくはこちら





ロングチップ各種 ラック

250 µL / 1000 µL

40% OFF

RG 250 µL (全長102mm 20 µLライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30749253	Pipette Tips HRC UNV 250µL X 768C/8	ロング	96本×8ラック	8,700	5,200	96本×40ラック	ご相談ください
30749254	Pipette Tips HRC UNV 250µL SX 768C/8	ロング	滅菌 96本×8ラック	9,900	5,900	96本×40ラック	ご相談ください
30749255	Pipette Tips HRC UNV 200µL FX 768C/8	ロング	フィルター滅菌 96本×8ラック	18,100	10,800	96本×40ラック	ご相談ください

RG 1000 µL (全長98mm 1000/500/200 µLライン)



品番	製品名	種類	入数	価格	キャンペーン価格	大箱×1	
						入数	価格
30859326	Pipette Tips HRC UNV 1000µL X 768C/8	ロング	96本×8ラック	8,700	5,200	96本×40ラック	ご相談ください
30859327	Pipette Tips HRC UNV 1000µL SX 768C/8	ロング	滅菌 96本×8ラック	9,900	5,900	96本×40ラック	ご相談ください
30859328	Pipette Tips HRC UNV 1000µL FX 768C/8	ロング	フィルター滅菌 96本×8ラック	18,100	10,800	96本×40ラック	ご相談ください
30859331	Pipette Tips HRC UNV 1000µL LX 768C/8	ロング	低吸着 96本×8ラック	10,500	6,300	96本×40ラック	ご相談ください
30859332	Pipette Tips HRC UNV 1000µL LSX 768C/8	ロング	滅菌・低吸着 96本×8ラック	11,700	7,000	96本×40ラック	ご相談ください
30859333	Pipette Tips HRC UNV 1000µL FLX 768C/8	ロング	フィルター滅菌・低吸着 96本×8ラック	20,800	12,400	96本×40ラック	ご相談ください



上: RG 250 µL ロングチップ
下: RG 250 µL スタンダード



上: RG 1000 µL ロングチップ
下: RG 1000 µL スタンダード

■ RG チップに新しくなった PL+ も是非一緒にご検討ください。P2掲載
壊れにくい・錆びにくい・丈夫で長持ち

RGリサーチグレードチップ
製品ページはこちら



キャンペーン期間: 2026年4月1日(水) ~ 5月29日(金) 受注分まで
お申込みはこちらから



レイニンピペッター (ピペットコントローラー) SP/SP+

**30%
OFF**



SP



SP+
ヘッド長さ
伸縮可能タイプ

ピペットコントローラー
製品ページはこちら



長持ちリチウムバッテリー

1回の充電で15時間、10分充電で1時間稼働

SP+はクリーンベンチや安全キャビネット内で快適操作を実感

吸引吐出速度可変

液滴コントロール可能

レイニン品質・お手頃価格

レイニンピペッター (ピペットコントローラー) SP/SP+

品番	製品名	価格	特別価格
30671414	Pipette Controller SP	55,800	39,000
30671415	Pipette Controller SP+	64,300	45,000



液滴吐出速度コントロール
加圧式速度制御



左右吸引吐出スピード可変ボタン
中央はバッテリー残存表示



SP+ヘッドを伸ばして手元操作らくらく
特にクリーンベンチ・安全キャビネット内使用
時に快適性を発揮

レイニンピペットサービス 返送校正サービス(レイニン・他社対応可)



ピペットサービス
見積書兼注文書はこちら



シングルチャンネルメンテ清掃パーツ代込 (レイニン・各メーカー様分共通)
2点(10%,100%) x 4回秤量 9,060円(税別) 定額制 スタンダードプラン
到着後概ね5日~7日営業日で返送
重篤な故障・追加パーツ代の必要時は都度お見積り

マルチピペット価格は下記をご確認ください。
電動ピペットの場合、また追加パーツ取り寄せの場合、お時間かかる場合があります。
ピペットは注文書と一緒にメトラー・トレド 技術技術サービスセンターまで(送付先 申込書に記載あり)。

記入日

社内使用欄

ピペット 校正・修理見積書兼注文書
スタンダードプラン (整備後プラン 旧 Plan A)

出荷前校正もこちらの様式をご利用ください。(下記安全のためのご確認は不要です。)

貴社注文番号



各プランからお選びください。下記の価格は全て2025年11月からの価格になっております。また、下記価格に消費税は含まれておりません。※検査結果の合否判定に不確かさは含まれません。

スタンダードプラン	予防保守	整備前	整備後 注	検査報告書		
定期的なサービスを必要とする場合	✓	n/a	2点(10,100%) 4回 3点(10,50,100%) 10回	✓		
品番	プラン名 (旧名称: Plan A)			定価	ご依頼 本数	小計
17800031	Single Channel PM, 2x4 AR シングルチャンネル 整備後2x4			9,060		
17800037	Single Channel PM, 3x10 AR シングルチャンネル 整備後3x10			13,750		
17800096	ALL 8 Channels PM, 2x4 AR マルチチャンネル8ch 整備後2x4			15,710		
17800131	ALL 12 Channels PM, 2x4 AR マルチチャンネル12ch 整備後2x4			18,980		

レイニン、Pipetting 360+, LTS、Lite Touchシステムは、メトラー・トレド レイニン LLCの商標です。

www.mt.com/

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

代理店名

©04/2026 Mettler-Toledo K.K.

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません