

電子チラシは  
こちらから



島津ジーエルシーオリジナル製品

# 初めて割 50% OFF

期間：2026年7月31日（金）ご発注分まで

以下掲載の当社オリジナル製品を新規ご購入の場合、**希望小売価格より半額**にてご提供させていただきます！  
尚、ご購入いただいたお客様には当社営業から使用感フォローを実施させていただきます。

## 対象製品一覧

### 島津GLC売上No.1 汎用シリンジフィルタ

TORAST™ Disc



製品詳細は  
こちらを  
アクセス！

メンブレン材質	直径	孔径	最高使用温度	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
ポリエーテルスルホン (PES) 【水溶液用 (イオンクロマトグラフィ推奨)】	13 mm	0.22 μm	90℃	100	GLCTD-PES1322	¥9,600	¥4,800
		0.45 μm			GLCTD-PES1345	¥9,600	¥4,800
	25 mm	0.22 μm			GLCTD-PES2522	¥14,500	¥7,250
		0.45 μm			GLCTD-PES2545	¥14,500	¥7,250
親水性混合セルロースエステル (MCE) 【水溶液用】	13 mm	0.22 μm	90℃	100	GLCTD-MCE1322	¥6,300	¥3,150
		0.45 μm			GLCTD-MCE1345	¥6,300	¥3,150
	25 mm	0.22 μm			GLCTD-MCE2522	¥8,100	¥4,050
		0.45 μm			GLCTD-MCE2545	¥8,100	¥4,050
ナイロン (NYLON) 【水溶液用・一部有機溶媒用】	13 mm	0.22 μm	100℃	100	GLCTD-NY1322	¥6,500	¥3,250
		0.45 μm			GLCTD-NY1345	¥6,500	¥3,250
	25 mm	0.22 μm			GLCTD-NY2522	¥9,800	¥4,900
		0.45 μm			GLCTD-NY2545	¥9,800	¥4,900
疎水性 PTFE 【有機溶媒用】	13 mm	0.22 μm	130℃	100	GLCTD-PTFE1322	¥9,600	¥4,800
		0.45 μm			GLCTD-PTFE1345	¥9,600	¥4,800
	25 mm	0.22 μm			GLCTD-PTFE2522	¥14,000	¥7,000
		0.45 μm			GLCTD-PTFE2545	¥14,000	¥7,000
親水性 PTFE 【水溶液用・有機溶媒用】	13 mm	0.22 μm	130℃	100	GLCTD-HPTFE1322	¥10,500	¥5,250
		0.45 μm			GLCTD-HPTFE1345	¥10,500	¥5,250
	25 mm	0.22 μm			GLCTD-HPTFE2522	¥15,000	¥7,500
		0.45 μm			GLCTD-HPTFE2545	¥15,000	¥7,500



### ペプチドや塩基性化合物の低吸着に!! 低吸着PP製品

品名：TORAST™-H PP Vial (Screw)



製品詳細は  
こちらを  
アクセス！

バイアル材質	スリット	セパタム材質	キャップ色	容量	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
ポリプロピレン	なし	PTFE/シリコン	黒	300 μL	100	370-04052-01	¥21,000	¥10,500
	あり					370-04052-02	¥21,000	¥10,500



品名：TORAST™-H Tip

材質	容量	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
ポリプロピレン	0.2 ~ 10 μL	96 × 1 ケース	370-04080-01	¥8,400	¥4,200
	0.2 ~ 10 μL	96 × 5 ケース	370-04080-02	¥41,000	¥20,500
	2 ~ 200 μL	96 × 5 ケース	370-04090-01	¥41,000	¥20,500
	2 ~ 200 μL	96 × 10 ケース	370-04090-02	¥77,800	¥38,900



品名：TORAST™-H 96well 500 RU

材質	ウェル 穴形状	ウェル 深さ	ウェル 底形状	ウェル容量	仕様	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
ポリプロピレン	丸型	浅型	U底	500 μL	未滅菌	10	370-04100-01	¥39,000	¥19,500



※キャンペーン適用には条件がございます。詳細は裏面へ

# ゴーストピークの原因の除去に!!



製品詳細はこちらをアクセス!

品名: GLC Suction Filter 3

接続チューブ外径	充てん剤	内容積	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
1/8 inch	球状活性炭	0.7 mL	1	370-02020-11	¥16,000	¥8,000
3 mm				370-02020-01	¥16,000	¥8,000



# 島津GLC 売上 No.1 汎用ガラスバイアル



製品詳細はこちらをアクセス!

品名: TORAST™ Vial (Screw)

バイアル瓶

バイアル材質	ラベル	仕様	容量	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
透明ガラス	あり	8-425 標準口径	1.5 mL	1,000	GLCTV-804	¥24,000	¥12,000
		9-425 広口径			GLCTV-904	¥24,000	¥12,000



8-425 標準口径セプタム付きスクリューキャップ

キャップ材質	セプタム材質	スリット	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
黒色ポリプロピレン	赤色 PTFE/ 白色シリコン	あり	1,000	GLCTV-806	¥27,000	¥13,500
		なし		GLCTV-808	¥26,000	¥13,000



9-425 広口径セプタム付きスクリューキャップ

キャップ材質	セプタム材質	スリット	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
青色ポリプロピレン	赤色 PTFE/ 白色シリコン	あり	1,000	GLCTV-906	¥27,000	¥13,500
		なし		GLCTV-908	¥26,000	¥13,000



TORAST™ Vial (Snap)

バイアル瓶

バイアル材質	ラベル	容量	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
透明ガラス	あり	1.5 mL	100	GLCTV-S01	¥2,700	¥1,350
褐色ガラス				GLCTV-S02	¥2,700	¥1,350



セプタム付きキャップスナップキャップ

キャップ材質	セプタム材質	スリット	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
無色ポリプロピレン	赤シリコン/ 白 PTFE	あり	100	GLCTV-S03	¥5,200	¥2,600
	白シリコン/ 赤 PTFE	なし		GLCTV-S04	¥4,000	¥2,000



## 【初めて割 適用条件】

以下の2項目に該当するユーザー様を対象とします。

- ご購入の製品を初めてご使用される研究員・分析者様、または過去に島津ジーエルシーの製品を使用していたが現在は他社製品に切り替えている方。
- 製品ご使用後、当社営業担当による使用感等のヒアリングにご協力いただける方。

ご購入の際は、お取引のある販売店に上記のクーポンコードと併せキャンペーン適用の旨をお伝えください。販売店が不明の場合は島津ジーエルシーまでお気軽にお問い合わせください。

クーポンコード **1ST**

## メルマガサービス ご登録手順

### ①島津ジーエルシーのホームページにアクセス

Google、Yahoo 検索などで「島津ジーエルシー」と検索していただくことができます。

### ②トップページにある「メルマガ会員登録」のバナーをクリック

「会員様募集中」と書かれたバナーが目印です!



### ③登録フォームに必要事項を記入していただき登録完了です!

スマートフォン、タブレットをお持ちの方は上記の二次元コードを読み込んでいただくと登録フォームのページに一元アクセスできます!



**メルマガ登録受付中!**

## 株式会社 島津ジーエルシー

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

**YouTube 公開中!** 実務に役立つ基礎ハウツーなど多数

販売店

担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。