



# WAKEN オリジナルキャンペーン！

日頃のご愛顧に感謝して、和研薬株式会社から Eppendorf 製品を特別価格にてご提供します。  
お得な機会をご活用ください！ キャンペーン期間：2026年5月1日～8月20日

## Centrifuge 5425R



### 卓上冷却遠心機のフラッグシップモデル

最大容量：24 × 1.5/2.0 mL, 10 × 5.0 mL  
 最高回転速度：15,060 rpm  
 最大遠心加速度：21,300 × g  
 本体寸法：290 × 480 × 260  
 (mm, W × D × H)



### QuickLock Pro ローター

標準付属のローターが生まれ変わりました。  
 押し込むだけでロック、つまみをプッシュで解除。  
 全て片手で操作可能です。

注文番号：5406000435 (ローター FA-24x2 QuickLock Pro 付)  
 希望小売価格：¥687,000 (税抜)  
**キャンペーン価格：お問い合わせください**

## Centrifuge 5427R



### 自然冷媒 R290 採用 ノンフロン冷却遠心機

最大容量：48 × 1.5/2.0 mL, 12 × 5.0 mL  
 最高回転速度：16,220 rpm  
 最大遠心加速度：25,001 × g  
 本体寸法：319 × 540 × 254  
 (mm, W × D × H)

**Eppendorf Centrifuge 5427 R, rotary knobs, refrigerated, with Rotor FA45-48-11, 120 V/50 - 60 Hz**  
 Leipzig, Germany  
 SKU 5429000273

Environmental Impact Scale	
Decreasing Environmental Impact	
1	10
<b>Manufacturing</b>	
Manufacturing Impact Reduction	3.0
Renewable Energy Use	Yes
Responsible Chemical Management	1.0
Shipping Impact	8.9
Product Content	5.0
Packaging Content	5.0
<b>User Impact</b>	
Energy Consumption (kWh/day)	1.7
Water Consumption (gallons/day)	N/A
Product Lifetime	7.0
<b>End of Life</b>	
Packaging	4.5
Product	4.8
<b>Environmental Impact Factor:</b>	<b>40.9</b>
Label Valid Through:	March 2025

### 環境性能の見える化

ACT ラベルは製品の製造から廃棄までの間に生じる環境負荷を数値化した指標です。

注文番号：5429000233 (48本掛けローター FA-45-48-11 付)  
 希望小売価格：¥896,000 (税抜)  
**キャンペーン価格：お問い合わせください**



## 耐薬品性ポンプ内蔵遠心濃縮機 5305



- > コンパクトな設置サイズ
- > 耐薬品性の高い PTFE 真空ポンプを搭載

最大容量：96 × 1.5/2.0 mL, 2 × MTP  
最高回転速度：1,400 rpm (固定)  
本体寸法：330 × 580 × 290  
(mm, W × D × H)



15 mL コニカルチューブ用ローター  
F-45-8-17



PCR / MTP プレート用ローター  
A-2-VC

注文番号：5305000347 (48 本架ローター F-45-18-11 付)  
希望小売価格：¥1,250,000 (税抜)  
キャンペーン価格：お問い合わせください

## 他の製品についてもお問い合わせください！

### 自動分注システム epMotion 5070 PCR Solution パッケージ



#### パッケージ内容

- > epMotion 5070 MultiCon 本体
- > 分注ツール single TS50 1 - 50  $\mu$ L
- > リザーバーラック
- > リザーバーラックモジュール PCR
- > サーモブロック 96



96 / 384 ウェル  
セミオートピペティングシステム  
epMotion 96 Flex



CF18RS

微量高速遠心機



CF18R



CR22N

高速冷却遠心機



CP100NX

超遠心機



Innova 42R

インキュベーターシェーカー



Innova S44i

・製品のデザイン / 価格 / 仕様等は予告なく変更する場合があります。 ・製品写真は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。  
・希望小売価格は 2026 年 4 月現在の価格 (税別) です。 ・このカタログに関するお問い合わせやご注文は、最寄りの事業所へお願いします。  
・製品写真は特に断りがない限り標準仕様です。

技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う