

細胞培養液分析装置

BioProfile FLEX2 Basic A/B/C Prime CCS Comp

BIOPROFILE
**FLEX2
BASIC**

STAT PROFILE®
Prime

キャンペーン実施中

BioProfile FLEX2 Basic
A/B/C



StatProfile Prime



**期間限定
特別価格**

2026年9月30日(火)まで

商品コード

61982/ 66517 /66519

製品名

BioProfile FLEX2 Basic
A/B/C

希望小売価格

~~¥8,778,000 ~ ¥12,982,000~~

キャンペーン価格

詳細はお問い合わせください

商品コード

53657

製品名

StatProfile Prime

希望小売価格


~~¥5,040,000~~

キャンペーン価格

詳細はお問い合わせください

デモンストレーション、デモ機貸出し無償で対応いたします

使用分野



使用用途

- 培養条件の最適化
- 培養プロセスの標準化
- 細胞加工製品の製造管理

細胞培養における
重要なパラメーターを
簡便に測定します

ノバ・バイオメディカル社製

細胞培養液分析装置 BioProfile シリーズ



	BioProfile FLEX2 Basic A	BioProfile FLEX2 Basic B	BioProfile FLEX2 Basic C	StatProfile Prime CCS Comp
測定項目	pH, PO ₂ , PCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Gluc, Lac, Glu, Gln, NH ₄ ⁺	pH, PO ₂ , PCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Gluc, Lac, Glu, Gln, NH ₄ ⁺	pH, PO ₂ , PCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Gluc, Lac	pH, PO ₂ , PCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Gluc, Lac
96well プレート対応	対応	対応	対応	-
データ出力方法	USB 対応	USB 対応	USB 対応	基本は紙での出力

製造販売元

ノバ・バイオメディカル株式会社

〒104-6007 東京都中央区晴海1-8-10

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 7階

Tel: 03-5144-4144 Fax: 03-5144-4177

Mail: jp-info@novabio.com www.novabiomedical.com/jp

