

# シリンジフィルター お試しキャンペーン

## CA・NYL・PTFEメンブレンの シリンジフィルターを45% OFFでご提供

キャンペーン番号：RWEN22

45%  
OFF

### Thermo Scientific™ Nalgene™シリンジフィルター

試薬のろ過やプレろ過、サンプル調製、ガスベントなどに使用できるシリンジフィルターです。  
今なら希望小売価格の45% OFFでご購入いただけます。この機会にぜひお試しください！

#### セルロースアセテート (CA)、25 mm

- 緩衝液、水溶液、試薬のろ過および清澄化に適する

【材質】本体：PP/メンブレン：CA



製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
723-2580*1	—	0.8	25	10~100	●	1 × 50	¥32,820	<b>¥18,040</b>
724-2080PK*1	●	0.8	25	10~100	—	100 × 1	¥32,820	<b>¥18,040</b>

\*1 2026年7月現在、受注後発注品です。

#### セルロースアセテート (CA)、4 mm

【材質】本体：PP/メンブレン：CA



製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
171-0020PK*1	●	0.2	4	0.5~1	—	100 × 1	¥30,500	<b>¥16,760</b>
171-0045PK*1	●	0.45	4	0.5~1	—	100 × 1	¥30,500	<b>¥16,760</b>

\*1 2026年7月現在、受注後発注品です。

#### ナイロン (NYL)、25 mm

- アルコール類、DMSOなどの凍結保護剤、水系・生体試料、弱溶媒に適する

【材質】本体：PP/メンブレン：NYL



製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
726-2520	—	0.2	25	10~100	●	1 × 50	¥36,280	<b>¥19,940</b>
727-2020PK*1	●	0.2	25	10~100	—	100 × 1	¥29,880	<b>¥16,420</b>
726-2545*1	—	0.45	25	10~100	●	1 × 50	¥32,820	<b>¥18,040</b>
727-2045PK*1	●	0.45	25	10~100	—	100 × 1	¥29,880	<b>¥16,420</b>

\*1 2026年7月現在、受注後発注品です。

キャンペーン期間

2026年7月1日(水)～2026年9月24日(木)受注分まで

## ナイロン (NYL) 、4 mm



【材質】本体：PP/メンブレン：NYL

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
176-0020PK*1	●	0.2	4	0.5~1	—	100 × 1	¥31,820	¥17,500
176-0045PK*1	●	0.45	4	0.5~1	—	100 × 1	¥31,820	¥17,500

\*1 2026年7月現在、受注後発注品です。

## ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 、13 mm

- HPLC/GC用溶媒のろ過に適する



【材質】本体：PP/メンブレン：PTFE

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
721-1320*1	●	0.2	13	2~10	—	100 × 1	¥48,900	¥26,880
721-1345*1	●	0.45	13	2~10	—	100 × 1	¥48,900	¥26,880

水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。

\*1 2026年7月現在、受注後発注品です。

## ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 、25 mm

- HPLC/GC用溶媒のろ過に適する
- ベントフィルターとしても使用可能



【材質】本体：PP/メンブレン：PTFE

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
728-2020PK*1	●	0.2	25	10~100	—	100 × 1	¥36,280	¥19,940
728-2045PK	●	0.45	25	10~100	—	100 × 1	¥36,280	¥19,940

\*1 2026年7月現在、受注後発注品です。

## Thermo Scientific™ Nalgene™ シリンジプレフィルタープラス

- ガラス繊維 (GF) とセルロースアセテート (CA) メンブレンの組み合わせ
- パイロジェンフリー/細胞無毒性
- 粘性が高い溶液、粒子が多く含まれる溶液などの滅菌に



【材質】本体：PP/メンブレン：GF/CA

製品番号	オート クレーブ	孔径 (mm)	メンブレン径 (mm)	ろ過容量 (mL)	滅菌	包装 (個×包)	希望小売価格	キャンペーン 価格
722-2520*1	—	1.1 (GF) 0.2 (CA)	25	10~100	●	1 × 50	¥35,160	¥19,320

\*1 2026年7月現在、受注後発注品です。

キャンペーン期間

2026年7月1日 (水) ~ 2026年9月24日 (木) 受注分まで

お問い合わせ・カタログ請求・サンプルのご依頼はこちら [thermofisher.com/jp-labcons-contact](https://thermofisher.com/jp-labcons-contact)

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2026 年 7 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客様のみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 [thermofisher.com/jp-tc](https://thermofisher.com/jp-tc) LSP563-A2606CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

thermo scientific

お問い合わせはこちら [thermofisher.com/contact](https://thermofisher.com/contact)