

Nalgeneボトル30% OFFキャンペーン

一度手に取れば、その違いに気づくはず。
この機会に、特別価格でぜひお試しください。

丈夫で漏れない、プラスチックボトルです。
厳選した高品質な樹脂を使用し、可塑剤を使わずに製造しているため、
溶出物が少ない点もThermo Scientific™ Nalgene™ ボトルの大きな特長です。

キャンペーン番号 | RARY22

共通仕様

- USP Class VI準拠
- 液漏れ防止構造
- 細胞無毒性
- 未滅菌



Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口ボトル HDPE



製品番号	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付き高さ (mm)	本体外径 (mm)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2002-0004PK	125	24	18	101	50	12	¥3,860	¥2,700
2002-0008PK	250	24	18	133	61	12	¥5,700	¥3,980
2002-0016PK	500	28	21	170	73	12	¥8,340	¥5,820

4 mL、8 mL、15 mL、30 mL、60 mL、175 mL、1,000 mLサイズもご用意しております(本キャンペーン対象外)。

Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口褐色試薬ボトル HDPE



製品番号	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付き高さ (mm)	本体外径 (mm)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2004-0008PK	250	24	18	133	61	12	¥8,620	¥6,020
2004-0016PK	500	28	21	170	73	12	¥12,440	¥8,700
2004-0032PK	1,000	38~430	27	216	91	6	¥10,480	¥7,320

4 mL、8 mL、15 mL、30 mL、60 mL、125 mLサイズもご用意しております(本キャンペーン対象外)。

Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口試薬ボトル PPCO



- オートクレーブ可能

製品番号	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付き高さ (mm)	本体外径 (mm)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2006-0008PK	250	24	18	133	61	12	¥5,800	¥4,060
2006-0016PK	500	28	21	170	73	12	¥9,600	¥6,720
2006-0032PK	1,000	38~430	27	216	91	6	¥6,740	¥4,700

4 mL、8 mL、15 mL、30 mL、60 mL、125 mLサイズもご用意しております(本キャンペーン対象外)。

注意事項

- オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外してから行ってください。
- Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。

キャンペーン期間

2026年7月1日(水)～2026年9月24日(木) 受注分まで

Thermo Scientific™ Nalgene™ 広口ボトル HDPE



製品番号	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付き高さ (mm)	本体外径 (mm)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2104-0004PK	125	38	28	99	50	12	¥5,240	¥3,660
2104-0008PK	250	43	33	131	61	12	¥6,900	¥4,820
2104-0016PK	500	53	44	168	73	12	¥11,400	¥7,980
2104-0032PK	1,000	63	53	199	91	6	¥7,540	¥5,260

30 mL、60 mL、1,500 mLサイズもご用意しております(本キャンペーン対象外)。

Thermo Scientific™ Nalgene™ 広口褐色ボトル HDPE



製品番号	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付き高さ (mm)	本体外径 (mm)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2106-0004PK	125	38	28	99	50	12	¥8,620	¥6,020
2106-0008PK	250	43	33	131	61	12	¥12,440	¥8,700
2106-0016PK	500	53	44	168	73	12	¥16,260	¥11,380
2106-0032PK	1,000	63	53	199	91	6	¥14,300	¥10,000

30 mL、60 mLサイズもご用意しております(本キャンペーン対象外)。

Thermo Scientific™ Nalgene™ 広口ボトル PPCO



- オートクレーブ可能

製品番号	容量 (mL)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付き高さ (mm)	本体外径 (mm)	入数	希望小売価格	キャンペーン価格
2105-0004PK	125	38	28	99	50	12	¥6,060	¥4,240
2105-0008PK	250	43	33	131	61	12	¥8,080	¥5,640
2105-0016PK	500	53	44	168	73	12	¥13,340	¥9,320
2105-0032PK	1,000	63	53	199	91	6	¥7,860	¥5,500

30 mL、60 mLサイズもご用意しております(本キャンペーン対象外)。

注意事項

- オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外してから行ってください。
- Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないください。

キャンペーン期間

2026年7月1日(水)～2026年9月24日(木) 受注分まで

■ サンプルのご依頼はこちら thermofisher.com/jp-plastic-sample

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2026年7月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **LSP562-A2606CE**

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

thermo scientific

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact