

研究用試薬

UltraGene Assay感染症遺伝子検査キット マルチプレックスリアルタイムPCR

30%
OFF

新製品発売キャンペーン

期間：2026年10月30日(金)弊社受注分まで

プロモーションコード：**RG-UG-RFA**

- ご注文時にプロモーションコードをお知らせください
 - ご注文書にプロモーションコードの記載がない場合、キャンペーン価格は適用されません
- ※各研究室・部署、1キットまで

キャンペーン対象製品

型番	製品名	テスト数	希望小売価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)	製品概要
11524240	UltraGene Assay Respiratory pathogens 24	32	200,000円 (6,250円/テスト)	140,000円 (4,375円/テスト)	呼吸器感染症 病原体 24種を同時に検出
11524244	UltraGene Assay Fever and rash plus	32	96,000円 (3,000円/テスト)	67,200円 (2,100円/テスト)	発熱/発疹/無菌性髄膜 炎に関わるウイルス 6種を同時に検出
11524245	UltraGene Assay Arbovirus 8	32	180,000円 (5,625円/テスト)	126,000円 (3,937円/テスト)	蚊媒介感染症ウイルス 8種を同時に検出

※本製品は研究用（Research Use Only）です

※診断目的では使用できません

※UltraGene Assay Fever and rash plusおよびUltraGene Assay Arbovirus 8につきましては、納期にお時間をいただく場合がございます
詳細はお気軽にご相談ください

【お問い合わせ先】

株式会社理研ジェネシス

〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー8階

URL : <https://www.riken genesis.jp>

TEL : 03-5759-6042 FAX : 050-3737-2783 MAIL: info2@riken genesis.jp

C20-003-26D-02

お問い合わせ



https://www.riken genesis.jp/contactlist/eagent_fo.html

製品ウェブサイト



<https://www.riken genesis.jp/product/ruo/ABL.html>

UltraGene Assay Respiratory pathogens 24

✓ 製品概要

呼吸器感染症 病原体**24**種を同時に検出

✓ 検出ターゲット

ウイルス(**22**)

インフルエンザA, インフルエンザA(H1N1)pdm09, **インフルエンザA(H3)**, インフルエンザB, **RSウイルスA, RSウイルスB**, SARS-CoV-2, コロナウイルス**229E, HKU1, NL63, OC43**, エンテロウイルス, ライノウイルス, アデノウイルス, ポカウイルス, パレコウイルス, ヒトメタニューモウイルスA/B, **パラインフルエンザ1, 2, 3, 4**

細菌(**2**)

肺炎マイコプラズマ, **百日咳菌**

✓ 1テスト当たり使用ウェル数

6ウェル

✓ 新製品の特長

UltraGene Assay Respiratory pathogens **21**および**22** (呼吸器感染症検出キットの既製品) のほとんどのコンテンツはそのままに、以下のターゲットを追加しました。

① **RSウイルスA/Bの分離検出に対応**

RSウイルスA (HRSV A) と RSウイルスB (HRSV B) を個別に検出可能となり、測定結果がより詳細に

② **インフルエンザA (H3) (IAV (H3)) の追加**

IAV(H1N1)pdm09 と IAV(H3) の型判別が可能
追加検査の省力化・効率化に貢献

③ **百日咳菌 (Bordetella pertussis) の追加**

呼吸器感染症の重要原因菌を新たにカバー

UltraGene Assay Fever and rash plus

✓ 製品概要

発熱/発疹/無菌性髄膜炎に関わるウイルス**6**種を同時に検出

✓ 検出ターゲット

ウイルス (**6**)

麻疹ウイルス, 風疹ウイルス, ヒトヘルペスウイルス**6(HHV-6), 7(HHV-7)**, パルボウイルス**B19**, エンテロウイルス

✓ 1テスト当たり使用ウェル数

2ウェル

✓ 新製品の特長

① 風疹ウイルスを追加し、**麻疹ウイルスと風疹ウイルスを同時に検出**

② **UltraGene Assay - Viral meningitis** (単純ヘルペスウイルス **1(HSV-1), 2(HSV-2)**, パレコウイルス, 流行性耳下腺炎ウイルス (Mumps virus), 水痘・帯状疱疹ウイルス (VZV), エンテロウイルス: **1** テスト当たり **2** ウェル使用) **を同時に使用することで無菌性髄膜炎の原因ウイルスを幅広くカバー** (合計 **1** テスト当たり **4** ウェル使用)

UltraGene Assay Arbovirus 8

✓ 製品概要

蚊媒介感染症ウイルス**8**種を同時に検出

✓ 検出ターゲット

ウイルス (**8**)

ジカウイルス, デングウイルス**1, 2, 3, 4**, チクングニアウイルス, 西ナイルウイルス, 日本脳炎ウイルス

✓ 1テスト当たり使用ウェル数

3ウェル

✓ 新製品の特長

① UltraGene Assay Zika/Dengue/Chikに**西ナイルウイルス, 日本脳炎ウイルス**を追加

② **デングウイルス1, 2, 3, 4**の分離検出可能