

Xenium PRIME 5K

空間解析をはじめませんか？

新規ユーザー限定 キャンペーン



細胞や組織内の最大5,000の遺伝子に基づく空間解析



統合的で正確なマルチモーダル細胞セグメンテーション

1キットご購入で

40% OFF

2キットご購入で

50% OFF

キャンペーン期間：2026年7月21日～9月30日 弊社受注分

<<対象製品>>

製品番号 製品名

1000671 Xenium Prime 5K Human Pan Tissue and Pathways Assay Kit (2 rxns)

1000672 Xenium Prime 5K Mouse Pan Tissue and Pathways Assay Kit (2 rxns)

※いずれも希望販売価格 ¥3,222,000

キャンペーン価格

1キット購入 (40%OFF) ⇒ ¥1,933,200

2キット購入 (50%OFF) ⇒ ¥1,611,000 / 1キット

以下のフォームから登録して **アカウントID** を入手してください

<https://10xgen.com/22f>


※登録は無料です。キャンペーン適用条件は裏面をご確認ください。



イメージング空間解析: Xenium in situ パネル解析

高い感度と特異性を有するパドロックプローブ・ケミストリー


Xeniumプラットフォーム独自のプローブケミストリーでは、デュアルハイブリダイゼーションとライゲーションケミストリーを使用しています。この厳格な4因子認証方式により特異性と感度の高い結合が得られ、単一のプローブを利用したプローブ-遺伝子方式に伴うオフターゲット問題や、プローブタイリング方式に伴う制限事項は生じません。



- scRNA-Seqに匹敵する高い感度と高い特異性によって偽検出率を低減
- カスタムデザインインで相同性の高い転写物を識別 (例: ゼノグラフ) したり、アイソフォームやウィルス外來性配列など多様な生物学的情報を探索
- 短い遺伝子や FFPE組織中で分解された転写物であっても確実に検出
- 高発現遺伝子の検出用に調整可能


統合的で正確なマルチモーダル細胞セグメンテーション

Xeniumの細胞セグメンテーションは、複数の形態学的染色と高度な目的ベースのアルゴリズムを利用することで、正確な細胞セグメンテーションおよび転写物-細胞クラスタリングを行います。このアプローチでは、シンプルで統合されたワークフローを備えた単一のキットで、FFサンプルとFFPEサンプルの両方において、さまざまなヒトおよびマウス組織で高精度な細胞セグメンテーションを行うことができます。



業界をリードするスピードとスループット

広い解析可能領域により、最大 472 mm²の組織における最大5,000遺伝子のプロファイリングを6日以内に完了できる柔軟性を備えています (遺伝子数が500未満のパネルではさらに解析時間は短縮されます)。



【キャンペーン適用条件】

- 本キャンペーンは、**新規でご利用になる方 (研究室単位)** を対象とさせていただきます。
- 特別価格の適用には、事前に専用フォームからの登録および「**アカウントID**」の取得が必須です。
- アカウントID取得後に弊社**契約販売店** (※) に見積もり、注文をご依頼ください。
- 割引対象は表面記載の指定製品 (Human / Mouse Pan Tissue and Pathways Assay Kit) に限ります。

【受託解析サービス会社 (Service Provider) をご検討中のお客様へ】

- 弊社国内認証のService Provider (以下SP) へ受託解析を依頼した場合も、本ディスカウント相当の対応が可能です。サービス価格は各社異なりますので各SPにお問い合わせください。

<https://www.10xgenomics.com/jp/service-providers>

- **SPに受託解析依頼をされる方も、専用フォームからのアカウントIDの入手が必要です。**
- **SPに受託解析依頼をされる際には、アカウントIDをSPにお伝えください。**

※本キャンペーン価格は、弊社契約販売店をご利用の場合にのみ適用いたします。ご不明な場合はお問合せください。



10x Genomics Japan 株式会社

www.10xgenomics.com/jp

営業お問い合わせ jpsales@10xgenomics.com

技術サポートメール support@10xgenomics.com

10x Genomics Japan
最新ニュースはこちら



契約販売店使用欄

本製品は全て研究用です。研究目的以外の用途にはご使用できません。

本カタログに記載されている製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。本紙に掲載されている情報は2026年4月現在のもので、消費税は含まれません。

No.JPSALES01_2026.07