

レイニン エキスパート製品キャンペーン 2026年秋

ピペッティングの正確さと再現性を最大にする
メトラー・トレド レイニンエキスパート製品



1. レイニンLTS (ライトタッチシステム)
 - 電動ピペット Vero シングル・マルチチャンネル (LTS)
 - 電動ピペット E4 シングル・マルチチャンネル (LTS)
 - 手動ピペット XLS+ マルチチャンネル (LTS)
 - 電動・手動アジャスタブル (LTS)
2. 取り扱い困難なサンプル (高粘度、揮発性) 向け Pos-D
3. ピペットコントローラー SP/SP+
4. セミオート96/384分注機 MicroPro

エキスパート製品
キャンペーンページはこちらから



キャンペーン期間：2026年9月1日 (火)～10月30日 (金)受注分まで

■ キャンペーンお申し込み方法

当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレド レイニンの営業担当または、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛け頂くか、キャンペーンページからお申込みください。お見積りを発行させていただきます。

スタンダード製品
キャンペーンページはこちら



METTLER TOLEDO

ご提案ソリューション1



Lite Touch System

優れた性能、快適性、耐久性 世界中のラボで採用

レイニンでは精確かつ人間工学的な液体処理を行うための手動および電動のシングルチャンネル／マルチチャンネル／アジャスタブルスパーサーピペットとアクセサリで、最先端のリキッドハンドリングソリューションを提供します。

卓越した精度

レイニンのピペットは高い精度と正確さを誇り、特にマルチチャンネルピペットのチャンネル間の一貫性は極めて高く、安定した吸引を実現します。



特許取得の LTS (Lite Touch System)

レイニンの Lite Touch System (LTS) は、チップとシャフトの間の摩擦を実質的に排除することにより、チップの装着と取り外しに必要な力を劇的に低減（85%カット）。反復性疲労障害を減らし、ピペット操作の快適性が向上します。



スムーズで快適な操作を実現するピペット

頑丈な設計と革新的な機能、そして、快適さと人間工学に基づいたデザイン、手にぴったりフィットするハンドル、軽いスプリング、低摩擦シーリングシステムにより痛みや不快感を引き起こさず、作業が可能です。




小さな面積のシーリング

劇的に摩擦を削減

ポジティブストップ

シャフトの押し込みは不要

チップの取り外しにかかる力



親指にかかる力 (kg)

▼ 女性の筋力の最大値の30%の力を推奨=2.1 kg

▼ 男性の筋力の最大値の30%の力を推奨=3.0 kg

新製品

電動ピペット Vero マルチチャンネル (LTS)

電動ピペットシリーズ 35%OFF! 専用スタンド50%OFF!



Vero専用チャージングスタンド*



製品情報は[こちら](#)▶



ディスプレイや操作ボタンなどインターフェースがより使いやすくなりました。本体も約30%軽量化され、手動ピペットに近い感覚で扱える一方で、従来の電動ピペットよりさらに優れた正確さ・精度を誇ります。

LTS Vero シングルチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
30983887	E-Pipette Vero LTS V-10	0.5-10 μ L	146,000	94,900
30983908	E-Pipette Vero LTS V-20	2-20 μ L	146,000	94,900
30983909	E-Pipette Vero LTS V-100	10-100 μ L	146,000	94,900
30983910	E-Pipette Vero LTS V-200	20-200 μ L	146,000	94,900
30983911	E-Pipette Vero LTS V-300	20-300 μ L	146,000	94,900
30983913	E-Pipette Vero LTS V-1000	100-1000 μ L	146,000	94,900
30983914	E-Pipette Vero LTS V-2000	200-2000 μ L	146,000	94,900
30983915	E-Pipette Vero LTS V-5ML	500-5000 μ L	146,000	94,900
30983916	E-Pipette Vero LTS V-10ML	1-10 mL	146,000	94,900
30983917	E-Pipette Vero LTS V-20ML	2-20 mL	146,000	94,900



LTS Vero マルチチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
31034227	E-Pipette Vero Multi LTS V8-10	0.5-10 μ L	256,000	166,400
31034228	E-Pipette Vero Multi LTS V8-20	2-20 μ L	256,000	166,400
31034229	E-Pipette Vero Multi LTS V8-50	5-50 μ L	256,000	166,400
31034230	E-Pipette Vero Multi LTS V8-200	20-200 μ L	256,000	166,400
31034231	E-Pipette Vero Multi LTS V8-300	20-300 μ L	256,000	166,400
31034232	E-Pipette Vero Multi LTS V8-1200	100-1200 μ L	256,000	166,400
31034233	E-Pipette Vero Multi LTS V12-10	0.5-10 μ L	301,000	195,600
31034234	E-Pipette Vero Multi LTS V12-20	2-20 μ L	301,000	195,600
31034235	E-Pipette Vero Multi LTS V12-50	5-50 μ L	301,000	195,600
31034236	E-Pipette Vero Multi LTS V12-200	20-200 μ L	301,000	195,600
31034237	E-Pipette Vero Multi LTS V12-300	20-300 μ L	301,000	195,600
31034238	E-Pipette Vero Multi LTS V12-1200	100-1200 μ L	301,000	195,600
31103649	Charging Stand Vero*		70,000	35,000



現行品

電動ピペット E4 シングル・マルチチャンネル(LTS)

電動ピペットシリーズ 35%OFF!

世界初の電動ピペットは実はレイニン発!
ロングセラーの大型・カラー液晶の電動ピペットです



LTS E4シングルチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
17014484	E4 Electronic Pipette, LTS E4-10XLS+	0.5-10 μ L	133,000	86,400
17014487	E4 Electronic Pipette, LTS E4-20XLS+	2-20 μ L	133,000	86,400
17014483	E4 Electronic Pipette, LTS E4-100XLS+	10-100 μ L	133,000	86,400
17014486	E4 Electronic Pipette, LTS E4-200XLS+	20-200 μ L	133,000	86,400
17014488	E4 Electronic Pipette, LTS E4-300XLS+	20-300 μ L	133,000	86,400
17014482	E4 Electronic Pipette, LTS E4-1000XLS+	100-1000 μ L	133,000	86,400
17014485	E4 Electronic Pipette, LTS E4-2000XLS+	200-2000 μ L	133,000	86,400
17012312	E4 Electronic Pipette LTS E4-5000XLS	500-5000 μ L	133,000	86,400
17012313	E4 Electronic Pipette LTS E4-10MLXLS	1-10 mL	133,000	86,400
17012314	E4 Electronic Pipette LTS E4-20MLXLS	2-20 mL	133,000	86,400



製品情報はこちら▶

LTS E4マルチチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
17013792	E4 Multi Pipette E8-10XLS+	0.5-10 μ L	233,000	151,400
17013793	E4 Multi Pipette E8-20XLS+	2-20 μ L	233,000	151,400
17013794	E4 Multi Pipette E8-50XLS+	5-50 μ L	233,000	151,400
17013795	E4 Multi Pipette E8-200XLS+	20-200 μ L	233,000	151,400
17013796	E4 Multi Pipette E8-300XLS+	20-300 μ L	233,000	151,400
17014498	E4 Pipette Multi E8-1200XLS+	100-1200 μ L	233,000	151,400
17013797	E4 Multi Pipette Multi E12-10XLS+	0.5-10 μ L	274,000	178,100
17013798	E4 Multi Pipette Multi E12-20XLS+	2-20 μ L	274,000	178,100
17013799	E4 Multi Pipette Multi E12-50XLS+	5-50 μ L	274,000	178,100
17013800	E4 Multi Pipette Multi E12-200XLS+	20-200 μ L	274,000	178,100
17013801	E4 Multi Pipette Multi E12-300XLS+	20-300 μ L	274,000	178,100
17014499	E4 Pipette Multi E12-1200XLS+	100-1200 μ L	274,000	178,100



製品情報はこちら▶

現行品

手動ピペット XLS+ マルチチャンネル (LTS)

レイニンの代名詞 LTS ピペットシリーズ 35%OFF!



製品情報はこちら▶



優れた人間工学的設計により手・指への負担が極めて少なく、長時間や大量サンプル処理の負担を軽減します。特にマルチチャンネルではチャンネル間の一貫性に業界で随一の自信があります。内蔵RFIDにより校正データやメンテナンス履歴のトラッキング、品質・資産管理を効率化します。

LTS XLS+ マルチチャンネルピペットLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
17013802	Pipet-Lite Multi Pipette L8-10XLS+	0.5-10 μ L	203,500	132,200
17013803	Pipet-Lite Multi Pipette L8-20XLS+	2-20 μ L	189,900	123,400
17013804	Pipet-Lite Multi Pipette L8-50XLS+	5-50 μ L	189,900	123,400
17013805	Pipet-Lite Multi Pipette L8-200XLS+	20-200 μ L	189,900	123,400
17013806	Pipet-Lite Multi Pipette L8-300XLS+	20-300 μ L	189,900	123,400
17014496	Pipet-Lite Pipette Multi L8-1200XLS+	100-1200 μ L	245,000	159,200
17013807	Pipet-Lite Multi Pipette L12-10XLS+	0.5-10 μ L	248,600	161,500
17013808	Pipet-Lite Multi Pipette L12-20XLS+	2-20 μ L	229,700	149,300
17013809	Pipet-Lite Multi Pipette L12-50XLS+	5-50 μ L	229,700	149,300
17013810	Pipet-Lite Multi Pipette L12-200XLS+	20-200 μ L	229,700	149,300
17013811	Pipet-Lite Multi Pipette L12-300XLS+	20-300 μ L	229,700	149,300
17014497	Pipet-Lite Pipette Multi L12-1200XLS+	100-1200 μ L	308,800	200,700

レイニン ピペット現地校正サービス

各メーカーに出していた手間を減らしませんか？

皆様のラボに直接訪問、即対応！

機器の最適コンディションを実現します。

気になる方はこちら▶




現地校正
ISO17025
認定



*自社（メトラ・トレード）の
高性能天秤を持参して校正します

／ こんなお悩み、現地校正で解決します！ ／



現行品

電動・手動アジャスタブルスパーサー (LTS)

異なるフォーマット間の分注も自由自在! 手動41%、電動51%OFF!



24、48、96、384ウェル間、マイクロチューブからプレート、プレートからマイクロチューブへのサンプルのでの移し替えを迅速、確実に行います。サンプルの入れ間違いを防ぎ、実験作業を効率化します。

LTS 手動 XLS アジャスタブルスパーサー (LTSタイプのみ)

品番	製品名	容量	価格	特別価格
17011841	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA6-300XLS	20-300 μ L	316,500	186,700
17011840	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA6-1200XLS	100-1200 μ L	327,700	193,300
17011844	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-50XLS	5-50 μ L	325,200	191,800
17011843	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-300XLS	20-300 μ L	325,200	191,800
17011842	Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-1200XLS	100-1200 μ L	336,600	198,500



41%
OFF



製品情報はこちら▶

LTS 電動 XLS アジャスタブルスパーサー (LTSタイプのみ)

品番	製品名	容量	価格	特別価格
17012327	E4 Adjustable Spacer LTS EA6-300XLS	20-300 μ L	395,000	193,500
17012328	E4 Adjustable Spacer LTS EA6-1200XLS	100-1200 μ L	395,000	193,500
17012329	E4 Adjustable Spacer LTS EA8-50XLS	5-50 μ L	406,000	198,900
17012330	E4 Adjustable Spacer LTS EA8-300XLS	20-300 μ L	406,000	198,900
17012331	E4 Adjustable Spacer LTS EA8-1200XLS	100-1200 μ L	406,000	198,900



51%
OFF



製品情報はこちら▶

ご提案ソリューション2

ポジティブディスプレイメント式ピペット Pos-D

ポジティブディスプレイメント方式により、水性だけでなく粘性、揮発性、泡立ちやすい液体など幅広いサンプルをより精確に扱えます。NanoRep はさらに従来のハンドヘルドピペットでは難しい微量の精密分注が可能で、実験の信頼性や結果の再現性を向上させます。非接触分注によりタッチオフが不要、同一量分注作業がよりスピーディーに。



20%
OFF

品番	製品名	容量範囲	価格	特別価格
17008575	Positive-Displacement Pipette MR-10	0.5-10 μ L	64,200	51,300
17008576	Positive-Displacement Pipette MR-25	3-25 μ L	64,200	51,300
17008577	Positive-Displacement Pipette MR-50	20-50 μ L	64,200	51,300
17008578	Positive-Displacement Pipette MR-100	10-100 μ L	64,200	51,300
17008579	Positive-Displacement Pipette MR-250	50-250 μ L	64,200	51,300
17008580	Positive-Displacement Pipette MR-1000	100-1000 μ L	64,200	51,300



製品情報はこちら▶

ご提案ソリューション3

ピペットコントローラー SP/SP+

指先での簡単操作-100mLまでの大容量に対応。優れた人間工学、最先端技術、ユニークなヘッド、大容量のリキッドハンドリングに対応する伸縮式ヘッドを採用。スピードと使いやすさを提供します。

- 吸引/吐出の速度調節が可能
- 1回の充電で15時間、わずか10 分の充電でも最長1時間使用可能
- キャビネット/フード内のような限られたスペースでも快適操作。
特にヘッドが伸びることでより操作性をアップ (SP+のみ)
- 軽量で使いやすいエルゴノミクス設計
- 1mL-100mLのセロロジカルピペットに対応



30%
OFF

品番	製品名	価格	特別価格
30671414	Pipette Controller SP	57,500	40,200
30671415	Pipette Controller SP+	66,300	46,400



製品情報はこちら▶

ご提案ソリューション4

96/384セミオート分注機 MicroPro

コンパクト、低価格で使いやすいMicroPro は、高解像度のタッチスクリーンにワイヤレスで接続し直感的に操作可能です。

20%
OFF

- 20 μ L、300 μ L、1250 μ Lモデル
- キャビネット/フード内に適したコンパクトサイズ
- 複雑なワークフローを保存/検索
- 直感的なタッチスクリーンインターフェース
- 10段階スピードコントロール
- デュアルトレイネスト（オプション）とストリップチップにより、連続希釈が容易に



製品ページはこちら



動画でチェック！



MicroPro300は8本のチップが連なったストリップチップを1列ずつ装着することが可能で、手軽に希釈系ワークが実施できます。（ストリップチップは300 μ Lのみ、また対応機器はMicroPro300のみ）。



品番	製品名	容量	価格	特別価格
30852641	Electronic 96-ch pipette MicroPro 20 EX	2-20 μ L	1,711,500	1,369,200
30852640	Electronic 96-ch pipette MicroPro 300 EX	5-300 μ L	1,711,500	1,369,200
30932002	Electronic 96-ch pipet MicroPro 1250 EX	50-1250 μ L	1,711,500	1,369,200

レイニン、Pipetting 360 +、LTS、Lite Touchシステムは、メトラー・トレド レイニン LLCの商標です。

www.mt.com/

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F

Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

©09/2026 Mettler-Toledo K.K.

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

●表示価格に消費税は含まれておりません

代理店名