

Attune Autosampler買い替えキャンペーン のご案内



Attune Autosamplerをご利用のお客様へ

Attune Autosampler買い替えキャンペーン

2026年4月末で、Invitrogen™ Attune™ NxT Autosamplerのサービス・サポートを終了しております。

この機会にぜひ、最新モデルへの買い替えをご検討ください。

対象: Attune AutoSampler をご利用のお客様

製品名		キャンペーン専用製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
CytKick AutoSampler 買い替えパッケージ	(1年保証)	CytKick-ASUPG-CP26	¥3,350,000	¥2,010,000
CytKick Max AutoSampler 買い替えパッケージ	(1年保証)	CytKickMax-ASUPG-CP26	¥4,750,000	¥2,850,000

作業費・基本取扱説明含む

対象: Attune AutoSampler をご利用で、本体同時買い替えのお客様

製品名		キャンペーン専用製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
CytKick AutoSampler 買い替えパッケージ 2	(1年保証)	A42901-CP26	¥3,100,000	¥1,860,000
CytKick Max AutoSampler 買い替えパッケージ 2	(1年保証)	A42973-CP26	¥4,500,000	¥2,700,000

作業費・基本取扱説明含む

掲載のキャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。また、その他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。
記載の価格は2026年9月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

キャンペーン期間

2026 年9月1日(火)～2026年12月25日(金)弊社受注分まで

		CytKick Autosampler	CytKick Max Autosampler
本体	設置面積 (高さ×幅×奥行き)	約 41 × 43 × 33 cm	
	重量	約 16.9 kg	
	電源	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz、<300 W	
パフォーマンス	処理時間 (96 ウェルプレート)	ハイスループット モード:< 42分	ブーストモード:< 22分
		スタンダード モード:< 70分	
	処理時間 (384 ウェルプレート)	スタンダード モード:< 145分	ブーストモード:< 88分
プレートタイプ	96 ウェル、384ウェル	スタンダード/ディープ ウェルプレート(平底、丸底、V底)	
	チューブラック	—	1.5 mL / 2 mL (<24本)
サンプル冷却	クーリングブロック	—	96 ウェルプレート(平底、丸底)およびマイクロチューブラックを冷却できるクーリングブロック
流路系	最小デッドボリューム	12.5-200 µL/min で 30 µL、500µL/min - 1,000 µL/min で 50 µL	
	混合方法	サンプルの吸引吐出による各ウェルの混合／攪拌によるウェルの混合	

Autosamplerと組み合わせて、さらに長時間の測定へ Attune™ NxT External Fluid Supply

内部の液体タンクを自動でモニタリング・供給することで、長時間の連続測定をサポートします。

長時間の測定をサポート

液体ボトルの交換や廃液を空にする作業を行うことなく、96ウェルプレートで約28枚分、または384ウェルプレートで約7枚分のデータ測定が可能です。

EFS のアクティブモニタリング機能

廃液ボトルに搭載されたセンサーが廃液レベルをモニタリングし、上限に達するとオペレーターに通知します。

製品名	製品番号	サイズ	希望小売価格
Attune NxT External Fluid Supply	A28006	1 each	¥704,400



研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2026年9月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

お問い合わせ

テクニカルサポート: 技術的なお問い合わせ、トレーニング

Tel 03-4520-5288

受付時間: 9:00~17:30 土日祝日・年末年始を除く

✉ jptech@thermofisher.com

フィールドサービス: 保守契約、点検

Tel 03-4520-5277