

Attune NxT/CytPix レーザーアップグレード キャンペーンのご案内



Attune NxT/CytPix Flow Cytometer をご利用のお客様へ

Attune NxT/CytPix レーザーアップグレード キャンペーン

Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometer およびInvitrogen™ Attune™ CytPix Flow Cytometer の日頃のご愛顧に感謝をこめて、Laser アップグレードパッケージを期間限定の特別価格でご提供いたします。Attune NxT/CytPix Flow Cytometer は、最大で4レーザーを搭載でき、最大 14 色の蛍光検出が可能なシステムです。

この機会に、Attune NxT /CytPixのレーザーを拡張し、マルチカラーフローサイトメトリーへ進化させませんか？

製品名	キャンペーン専用製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Attune NxT Violet Laser アップグレードパッケージ	ATTUNENXT-VLUPG-CP26	¥6,550,000	¥4,300,000
Attune NxT Red Laser アップグレードパッケージ	ATTUNENXT-RLUPG-CP26	¥6,550,000	¥4,300,000
Attune NxT Yellow Laser アップグレードパッケージ	ATTUNENXT-YLUPG-CP26	¥6,550,000	¥4,300,000
Attune NxT Green Laser アップグレードパッケージ	ATTUNENXT-GLUPG-CP26	¥6,550,000	¥4,300,000
Attune CytPix Red Laser アップグレードパッケージ	ATTUNECPX-RLUPG-CP26	¥6,860,000	¥4,470,000
Attune CytPix Yellow Laser アップグレードパッケージ	ATTUNECPX-YLUPG-CP26	¥6,860,000	¥4,470,000
Attune CytPix Violet Laser アップグレードパッケージ	ATTUNECPX-VLUPG-CP26	¥6,860,000	¥4,470,000

掲載のキャンペーンは、日本国内のお客様のみ有効です。

作業費・基本取扱説明含む

記載の価格は2026年9月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

キャンペーン期間

2026 年9月1日(火)～12月25日(金)弊社受注分まで

レーザーの検出チャンネル数とレーザーアップグレード対応表

Lasers	Laser configuration	Violet 405 nm	Blue 488 nm	Green ^{*1} 532 nm	Yellow 561 nm	Red 637 nm	検出チャンネル ^{*2}
1	Blue	アップグレード可能	4	アップグレード可能†	アップグレード可能†	アップグレード可能	6
2	Blue / Yellow	アップグレード可能	3		4	アップグレード可能	9
	Blue / Violet	4	4	アップグレード可能†	アップグレード可能†	アップグレード可能	10
	Blue / Red	アップグレード可能	4	アップグレード可能†	アップグレード可能†	3	9
	Blue / Green	アップグレード可能	3	4		アップグレード可能	9
	Blue / Violet 6	6	3		アップグレード可能†	アップグレード可能	11
3	Blue / Violet / Yellow	4	3		4	アップグレード可能	13
	Blue / Red / Violet	4	4	アップグレード可能†	アップグレード可能†	3	13
	Blue / Red / Yellow	アップグレード可能	3		4	3	12
	Blue / Green / Violet	4	3	4		アップグレード可能	13
	Blue / Green / Red	アップグレード可能	3	4		3	12
	Blue / Red / Violet 6	6	3		アップグレード可能†	3	14
4	Blue / Red / Yellow / Violet	4	3		4	3	16
	Blue / Red / Violet / Green	4	3	4		3	16
	Blue / Red / Yellow / Violet 6	6	2		3	3	16

※1 Attune CytPixはGreen Laserをシステムに組み込みません。

※2 前方散乱光および側方散乱光チャンネルだけでなく、全ての蛍光チャンネル数も含まれています。

†Green Laser と Yellow Laser はどちらか一方しかシステムに組み込みません。

Laser Type (製品番号)	励起波長	レーザー出力 (BSO)	検出する色素
Violet (ATTUNENXT-VLUPG-CP25) (ATTUNECPX-VLUPG-CP25)	405 nm	50 mW	Vybrant™ DyeCycle™ Violet、Super Bright 436 / 600 / 645 / 702 / 780、 また多くの Qdot™ ナノクリスタルなどのバイオレットレーザー試薬の検出を可能にします。
Green (ATTUNENXT-GLUPG-CP25)	532 nm	100 mW	赤色蛍光タンパク質や PE、PE タンデム色素の検出を可能にします。
Yellow (ATTUNENXT-YLUPG-CP25) (ATTUNECPX-YLUPG-CP25)	561 nm	50 mW	mCherry 等の Fruit 蛍光タンパク質や PE、PE タンデム色素の検出を可能にします。
Red (ATTUNENXT-RLUPG-CP25) (ATTUNECPX-RLUPG-CP25)	637 nm	100 mW	APC や Alexa Fluor™ 700、APC のタンデム色素、CellTrace™ Far Red、LIVE / DEAD™ Fixable Far Red、Vybrant™ DyeCycle™ Ruby Dye の検出を可能にします。

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

お問い合わせ

テクニカルサポート: 技術的なお問い合わせ、トレーニング

Tel 03-4520-5288

受付時間: 9:00~17:30 土日祝日・年末年始を除く

✉ jptech@thermofisher.com

フィールドサービス: 保守契約、点検

Tel 03-4520-5277