

検査部応援
キャンペーン



Ready for Everyday Centrifugation

Centrifuge 5702 丸底遠心セット & 一般医療機器モデル 45% OFF

キャンペーン期間: 2026年10月5日 ~ 在庫終了まで
クリアランスモデルを特別価格でご案内します



一般医療機器モデルをご用意

医療機器認証をご要望のお客様も
ご安心ください



丸底遠心チューブセット

採血管用のアダプターがセットにな
ったスターターパッケージをご用意



シンプルなオペレーション

きわめてシンプルな操作性です

Centrifuge 5702 丸底遠心セット & 一般医療機器モデル 45% OFF



Centrifuge 5702

- >各種採血管や15/50mLコニカルチューブによる細胞培養液の遠心に最適
- >15 mLコニカルチューブ8本、50 mLコニカルチューブ4本を遠心可能
- >最大遠心加速度3,000 x g
- >穏やかな加速および制動のためのSOFTブレーキ機能
- >5702-P は一般医療機器モデルです



テクニカルデータ

モデル名	5702 / 5702-P	5702 R	5702 RH
最大遠心加速度	3,000 ×g	3,000 ×g	3,000 ×g
最高回転速度	4,400 rpm	4,400 rpm	4,400 rpm
最大呼称容量	4 × 100 mL	4 × 100 mL	4 × 100 mL
温度設定範囲	-	-9°C ~ 40°C	-9°C ~ 42°C
本体寸法 (cm, W×D×H)	32 × 40 × 24	38 × 58 × 27	38 × 58 × 27
開扉時高さ, cm	53	60	60
本体重量, kg	19	35	35
最大消費電力, W	200	380	380

Centrifuge 5702 丸底チューブ遠心セット内容

2.6-7 / 4-10 mL の採血管が各16本遠心可能なセットです

- ✓ Centrifuge 5702 1台
- ✓ ローター A-4-38 1個 + 丸型バケット × 4個
- ✓ アダプター 2種 × 各4個 (下表)

アダプター		
チューブ		
チューブ容量	2.6 - 7 mL	4 - 10 mL
チューブ最大径	13.5 mm	16 mm
チューブ最大高さ	100 mm	100 mm



おすすめ製品 バケット 16 × 125 mm

BDバキュティナ®CPTチューブ用アダプター

- >ローターA-4-38用
- >最大遠心加速度：3,052 x g (4,400rpm)



注文案内

製品名	注文番号	希望小売価格	キャンペーン価格	割引率	備考
Centrifuge 5702 丸底チューブ遠心セット	5702000590	¥486,000	¥267,300	45%	在庫限り、A-4-38ローター(丸型バケット付属)、4-10mL丸底チューブ用アダプター(2個組)×2セット、2.6-7mL丸底チューブ用アダプター(2個組)×2セット
Centrifuge 5702-P	5702000046	¥294,000	¥161,700	45%	在庫限り、一般医療機器 ^{*1}
バケット 16 × 125 mm, A-4-38 用	5702764000	¥70,000	¥38,500	45%	4 個組 BDバキュティナCPT用アダプタ

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。表示価格は2026年10月時点のものです、消費税は含まれておりません。

*1 医療機器届出番号 08B3X10015010003 JMDN 36365000

Centrifuge 5702 シリーズのサポート終了時期は 2034年 12月末を予定しております

www.eppendorf.com/centrifugation エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社 141-0001 東京都品川区北品川 6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山6F Tel: 0120-024-125 (代表)

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2026 by Eppendorf SE. Printed in Japan.