

2026年 小型機器 年度末 キャンペーン

ご注文の際はキャンペーンコードをお知らせください
campaign
キャンペーン
002
2026.11.4～2027.3.31

新製品と人気の定番製品を特別価格でご提供

新製品

- NEW** 遠心機・ボルテックスミキサー P2-3
- NEW** ピペットコントローラー P6
- NEW** UV殺菌ピペットスタンド P6
- NEW** 試薬リザーバー・チューブ製品 P7



人気の定番製品

- 遠心機・ドライバスインキュベーター・サーモシェーカー P4



▶詳しくは内面をご覧ください!

キャンペーンページはこちら

2026年11月4日(水)～2027年3月31(水)受付分まで



株式会社 チヨダサイエンス

CHIYODA ミニ遠心機

デモ機あり

CYD-C1008

¥54,900 (税別) **¥40,000 (税別)**



コスパ抜群! 静か!

- 省スペースを徹底した、充実のオールインワン仕様
- 工具不要の「Clik-n-Lok™」ローター交換システム
- 蓋の開閉だけで完結する直感操作 & 1秒ブレーキ

項目	仕様
最大回転数	6,000 rpm
最大遠心力	2,000 × g
本体サイズ	W145 × D178 × H114 mm
重量	1 kg
電源	AC100V-240V 50/60Hz 20W
対応チューブ	・ 1.5 ml/2.0 ml チューブ × 8 本 ・ 0.2 ml PCR チューブ × 32 本 ・ 8 連 0.2 ml PCR チューブ × 4 本

小型卓上遠心機

MyFuge 12

デモ機あり

C1012

¥96,100 (税別) **¥78,500 (税別)**



ローター交換のストレスから解放! マイクロチューブもPCRチューブも、これ1台で。

- ワンタッチのシンプル操作:
蓋を閉めると瞬時に 5,500 rpm まで加速。
- 圧倒的な省スペース:
幅わずか 14.6 cm、高さ 10.8 cm

項目	仕様
最大回転数	5,500 rpm
最大遠心力	2,000 × g
本体サイズ	W140 × D200 × H112 mm
重量	2.3 kg
電源	AC100V-240V 50/60Hz
対応チューブ	・ 1.5 ml/2.0 ml チューブ × 12 本 ・ 0.2 ml PCR チューブ × 32 本 ・ 8 連 0.2 ml PCR チューブ × 4 本

デジタルマイクロプレート用遠心機

PlateFuge 2D

デモ機あり

C2006

¥191,300 (税別) **¥156,300 (税別)**



デジタル制御で、さらに高精度に!

- 液こぼれを防ぐ特許ローター:
プレートキャリアを 75° の傾斜角でセットする独自設計
- 優れた遠心パフォーマンス:
最大 2,800 rpm (700 × g 以上) のハイパワーで処理時間を短縮
- 驚きの省スペース:
幅わずか 36 cm のコンパクト設計

項目	仕様
最大回転数	2,800 rpm
最大遠心力	728 × g
本体サイズ	W360 × D280 × H250 mm
重量	3 kg
電源	AC100V-240V 50/60Hz 0.5A
対応チューブ	・ PCR プレート × 2 枚 ・ マイクロプレート × 2 枚 ・ 0.2 ml PCR チューブ × 24 本

CHIYODA ボルテックスミキサー デモ機あり

CYD-BV 1000

¥54,500 (税別) **¥40,000 (税別)**



高出力・静音設計!走らない!

- 静音・低振動を極めたQ-Drive™テクノロジー
- 最大3,200 rpmの圧倒的な高速回転により、50mlのフルサイズチューブでも瞬時に均一な攪拌を実現
- 優れた安定性：作業中のズレを防ぐ「ノンスリップ吸着式フット」を採用

項目	仕様
最大回転数	3,200 rpm
振 幅	3 mm
モード	タッチ/連続
本体サイズ	W130×D160×H170 mm
重 量	3.8kg
電 源	AC100-120V 50/60Hz 1.5A
使用環境	4°C～45°C

ボルテックスミキサー BenchMixer MP デモ機あり

BV 1007

¥107,800 (税別) **¥88,100 (税別)**



これ1台であらゆるミキシングに対応!自動認識機能を搭載した、次世代のマルチボルテックスミキサー

- 賢い自動認識機能：
装着されたサンプルホルダーを本体が自動で検知
- 標準のカップヘッドに加え、マイクロプレートや各種サイズのチューブ用のアタッチメントが標準付属
- 省スペース&優れた安定性：
幅わずか13 cmのコンパクト設計。底部には強力な吸盤足を装備!

項目	仕様
最大回転数	3,000 rpm
振 幅	3 mm
タイマー	1秒～999分
モード	タッチ/連続
本体サイズ	W134×D226×H55 mm
重 量	4 kg
電 源	AC100-120V 50/60Hz 1.5A
使用環境	4°C～65°C

i デモ機をご用意しております デモ機あり



下記、無料でお試しいただけます。

専用フォームから必要事項をご入力の上、お申し込みください。

- ▶ 小型卓上遠心機
- ▶ サーモシェーカー
- ▶ ドライバスインキュベーター
- ▶ ボルテックスミキサー
- ▶ ピペットコントローラー
- ▶ UV殺菌機能付きピペットスタンド

お申込みはこちらから



チューブ用遠心機 SUKESAN ～すけさん～

デモ機あり



Mini-6 KS

¥29,800 (税別) **¥19,900 (税別)**



マルチローター搭載で手間無く便利

- 回転数4,000rpm/6,000rpmの2段階
- 1.5ml/2.0mlチューブ、0.5mlチューブ、8連0.2ml PCRチューブに対応
- 1つのローターに他種類のチューブをセットできるため、ローター付替えの手間が無く便利

項目	仕様
最大回転数	4,000 or 6,000 rpm (二段階)
最大遠心力	1,200 × g / 2,000 × g
本体サイズ	W135 × D147 × H120 mm
重量	0.7 kg
電源	AC100V-240V 50/60Hz 0.5A
対応チューブ	・1.5ml/2.0mlチューブ×6本 ・0.5mlチューブ×6本 ・8連0.2mlPCRチューブ×2

サーモシェーカー (冷却機能付) デモ機あり



MSC-100

¥286,000 (税別) **¥248,000 (税別)**

加熱

冷却

振とう



[加熱]、[冷却]、[振とう]の3つの機能を備えたサーモシェーカー

- アルミブロック交換式のため、0.2mlチューブからディープウェルプレートまで多種の容器に対応
- 温度・振とう・時間の3つの条件で5つのプログラムを設定可能、複数のプログラムの連続運転可能


項目	仕様
時間設定	1分～99時間59分
温度設定範囲	0～100℃ if RT ≤ 20℃ 4～100℃ if RT ≤ 25℃ 10～100℃ if RT ≤ 30℃
温度精度	±0.5℃
温度上昇時間 (40～100℃)	≤ 15分 (40⇒100℃)
温度下降時間	≤ 20分 (AT ≤ 20℃: 20⇒0℃) ≤ 20分 (AT ≤ 25℃: RT⇒4℃) ≤ 20分 (AT ≤ 30℃: RT⇒10℃)
攪拌速度 (振幅)	200～1500 rpm (2mm)
本体サイズ	W225 × D300 × H170mm
重量	8.5kg
電源	AC100-120V 50/60Hz

本体1台につき
無料で専用ブロック
1点 付属

専用ブロック

※本体1台につき**ブロック1点**が付属

します。ご注文の際は専用ブロックから1点をご指定ください。



型番	品名	内径(mm)	深さ(mm)	閉蓋高(mm)	使用温度範囲(℃)	回転Max (rpm)	底形状	価格 (税別)
Block A	0.2mlチューブ×96本	6.7	15	24.5	100	1500	円錐	¥22,000
Block B	0.5mlチューブ×54本	7.9	23	34	100	1500	円錐	¥22,000
Block C	1.5mlチューブ×35本	10.8	30	43.2	100	1500	円錐	¥22,000
Block D	2.0mlチューブ×35本	10.8	30	43.2	100	1500	丸底	¥22,000
Block E	0.5ml×15本+1.5ml×20本	7.9/10.8	23/30	43.2	100	1500	円錐	¥22,000
Block F	Dia ≤ Φ12mm チューブ×24本	12	30	蓋なし	100	1200	平底	¥22,000
Block G	15mlチューブ×12本	16.9	98	蓋なし	100	750	平底	¥26,000
Block H	50mlチューブ×6本	29	98	蓋なし	100	750	平底	¥26,000
Block I	15mlチューブ×3本+50mlチューブ×3本	16.9/29.5	98	蓋なし	100	750	平底	¥35,200
Block J	0.2ml×96well プレート	-	-	16.5	100	1500	-	¥22,000
Block L	96-Deep well プレート	88×130	40	52	80	800	-	¥26,000
Block W	バスブロック	67×103	29	42.2	100	1500	-	¥22,000

プレート用遠心機 PUSHICHI〜ぷしち〜

デモ機あり



Mini-P 25

¥69,600 (税別) **¥63,000 (税別)**



コンパクトな2ポジションローター式

- 回転数 2,500rpm
- 96 / 384ウェルPCRプレート
(フル/セミ/ノンスカート) に対応

項目	仕様
最大回転数	2,500 rpm
最大遠心力	500 × g
本体サイズ	W 190 × D 220 × H 186 mm
重量	2.1 kg
電源	AC 100 - 120V 50 / 60Hz 0.5A
対応プレート	96 / 384ウェルPCRプレート (フル/セミ/ノンスカート対応)
許容プレート枚数	2枚

ミニドライバスインキュベーター

デモ機あり



MiniT-100

¥49,500 (税別) **¥39,800 (税別)**

加熱



手のひらサイズのコンパクトドライバスインキュベーター

- アルミブロック交換式のため、
0.2mlチューブから50mlチューブまで多種類の容器に対応


項目	仕様
時間設定	0～999秒 または 0～999分
温度調節範囲	室温+5℃～100℃
温度調節精度	±0.5℃
温度上昇時間	15分 (40℃→100℃)
本体サイズ	W 120 × D 152 × H 112 mm
重量	0.85 kg
電源	AC 100 - 240V 0.35A 50 / 60Hz

本体1台につき
無料で専用ブロック
1点 付属


専用ブロック

※本体1台につき**ブロック1点**が付属します。


ご注文の際は専用ブロックから1点をご指定ください。




A



B



C



D



E



F



G

型番	品名	内径(mm)	深さ(mm)	底形状	価格 (税別)
A-Mini-T	0.2mlチューブ×40本(8連チューブ×5)	6.1	17	円錐	¥13,200
B-Mini-T	0.5mlチューブ×24本	7.9	27	円錐	¥13,200
C-Mini-T	1.5mlチューブ×15本	10.8	30	円錐	¥13,200
D-Mini-T	2.0mlチューブ×15本	10.8	30	丸底	¥13,200
E-Mini-T	12.5×12.5×32mm キュベット×8個	13×13	32	平底	¥14,400
F-Mini-T	15mlチューブ×4本	16.9	80	平底	¥13,200
G-Mini-T	50mlチューブ×2本	29	80	平底	¥13,200

CHIYODA ピペットコントローラー

デモ機あり

CYD-LH-1000

¥41,600 (税別) **¥29,800 (税別)**



人間工学設計で精密なピペッティングを実現

- 軽量! 重量わずか180 g
- UV 耐性ハウジング
- 自立型設計で省スペース
- フィルター交換が簡単!



項 目	仕 様
ピペット互換性	1 ~ 100 mL プラスチック/ガラスピペット
最大吸引・分注速度	> 7.5 mL/sec
分注モード	ブローアウト/重力吐出
スピード調整ダイヤル	連続調整 (+/- は速い/遅いを示す)
分注回数	約 4500 回 (25 mL ピペット使用時)
充電時間	100% 充電まで約 4 時間
充電アダプター	入力: AC 100 ~ 240V 50/60 Hz 出力: DC 5V / 2.0A
電源ジャック	mini-USB
フィルター	疎水性 25 mm 径、0.2 μm
バッテリー	リチウムイオンポリマーバッテリー 3.7 V / 1100 mAh
オートクレーブ適合部品	ノーズコーン、ピペットホルダー、フィルターのみ
使用環境 温度範囲	5 ~ 40° C
使用環境 湿度範囲	RH 0 ~ 85 %
重 量	180 g (バッテリー含む)

UV 殺菌機能付きピペットスタンド

デモ機あり

P 5590

¥79,800 (税別) **¥67,000 (税別)**



保管・保護・除染を1台で実現! 研究室の見える汚染リスクを低減します

- 254nmのUV-Cをピペットシャフト全体に照射し、表面汚染を効率的に除去。
- 360°反射構造により、死角なく均一に殺菌。
- DNAやマイコプラズマ、細菌、真菌、ウイルスなどの汚染リスクを低減。
- ピペットをセットしボタンを押すだけのワンステップ操作。
- 28分の自動除染サイクルで、汚染物質を最大99%低減。
- 分解や再校正は不要。除染後すぐに使用可能。

項 目	仕 様
容 量	シングルチャンネルピペット 6本
ランプ	25nm、UV-C、オゾンフリー、450 μw
ランプ寿命	約2000時間
サイクル時間	28分
筐 体	耐紫外線性ポリカーボネート
反射板	鏡面加工ポリエステルフィルム
本体サイズ	直径17cm、高さ33cm
電 源	100 ~ 240V、50/60 Hz、1A

100 個入 / 200 個入 滅菌済み

試薬リザーバー


¥17,600 ~ 27,900 (税別)

¥14,100 ~ 22,400 (税別)



- 硬質ポリスチレン製
- 成形目盛付き
- 底部が先細り形状
- 各コーナーに注ぎ口付き

型番	容量	滅菌	梱包	入数	蓋	通常価格 (税別)	キャンペーン 価格 (税別)	1個あたり 参考単価
P8010-1S	10mL	滅菌	個包装	100個	なし	¥17,600	¥14,300	@¥143.0
P8010-5S	10mL	滅菌	5個入り袋	200個	なし	¥23,300	¥18,900	@¥94.5
P8025-1S	25mL	滅菌	個包装	100個	5個つき	¥21,900	¥17,800	@¥178.0
P8025-5S	25mL	滅菌	5個入り袋	200個	5個つき	¥26,400	¥21,400	@¥107.0
P8050-1S	50mL	滅菌	個包装	100個	5個つき	¥21,900	¥17,800	@¥178.0
P8050-5S	50mL	滅菌	5個入り袋	200個	5個つき	¥26,400	¥21,400	@¥107.0
P8100-1S	100mL	滅菌	個包装	100個	なし	¥23,400	¥19,000	@¥190.0
P8100-5S	100mL	滅菌	5個入り袋	200個	なし	¥27,900	¥22,700	@¥113.5



マクロチューブ 5 mL 500 個入り 滅菌済み

C 2545

¥35,800 (税別) **¥28,600 (税別)**



- 標準的な遠心機・関連機器に対応
- 最大 25,000 × g での遠心分離が可能
- 0.2 mL および 0.5 mL 刻みの見やすいデュアル目盛付き
- RNase、DNase およびパイロジェンフリー
- 優れた透明性によりサンプルの視認性が向上
- マーキングエリア付

型番	容量	滅菌	入数	キャップ	通常価格 (税別)	キャンペーン 価格 (税別)	1個あたり 参考単価
C2545	5mL	滅菌	500個入り	スクリューキャップ付	¥35,800	¥28,600	@¥71.6



フローチューブ 12 × 75 mm 滅菌済み

T 9005

¥99,800 (税別) **¥80,600 (税別)**

T 9014

¥35,700 (税別) **¥24,990 (税別)**



- FACS™ (BD 社) 対応
- 透明性に優れたポリスチレン製
- 35 μm ストレーナーキャップ付き / キャップなし
- 12 × 75 mm、容量 5 mL

型番	容量	滅菌	入数	キャップ	通常価格 (税別)	キャンペーン 価格 (税別)	1個あたり 参考単価
T9005	12 × 75 mm - 5 mL	滅菌	500個入り (25 × 20 袋)	ストレーナー キャップ付	¥99,800	¥80,600	@¥161.2
T9014	12 × 75 mm - 5 mL	滅菌	1000個入り (250 × 4 トレイ)	キャップなし	¥35,700	¥23,800	@¥25.0



※ FACS™ は、Becton, Dickinson and Company の商標です。

2026年 小型機器年度末キャンペーン

▶こちらの専用注文書にご記入の上、

【お取引販売店様】へお渡し（FAX／メール）ください。



注文書

型番	品名・仕様	通常価格(税別)	キャンペーン価格(税別)	ご注文数
CYD-C1008	CHIYODAミニ遠心機	¥54,900	¥40,000	
C1012	小型卓上遠心機 MyFuge 12	¥96,100	¥78,500	
C2006	デジタルマイクロプレート用遠心機 PlateFuge 2D	¥191,300	¥156,300	
CYD-BV1000	CHIYODAポルテックスミキサー	¥54,500	¥40,000	
BV1007	ポルテックスミキサー BenchMixer MP	¥107,800	¥88,100	
Mini-6KS	チューブ用遠心機 SUKESAN 〜すけさん〜	¥29,800	¥19,900	
MSC-100	サーモシェーカー(冷却機能付) ※1ブロック付	¥286,000	¥248,000	
Mini-P25	プレート用遠心機 PUSHICHI 〜ぶしち〜	¥69,600	¥63,000	
MiniT-100	ミニドライバインキュベーター ミニティ ※1ブロック付	¥49,500	¥39,800	
CYD-LH-1000	CHIYODA ピペットコントローラー	¥41,600	¥29,800	
P5590	UV殺菌機能付きピペットスタンド nUVaClean	¥79,800	¥67,000	
P8010-1S	試薬リザーバー、10mL、滅菌済み、個包装、100個入	¥17,600	¥14,300	
P8010-5S	試薬リザーバー、10mL、滅菌済み、200個入(5個入×40袋)	¥23,300	¥18,900	
P8025-1S	試薬リザーバー、25mL、滅菌済み、個包装、100個入、蓋5個付	¥21,900	¥17,800	
P8025-5S	試薬リザーバー、25mL、滅菌済み、200個入(5個入×40袋)蓋5個付	¥26,400	¥21,400	
P8050-1S	試薬リザーバー、50mL、滅菌済み、個包装、100個入、蓋5個付	¥21,900	¥17,800	
P8050-5S	試薬リザーバー、50mL、滅菌済み、200個入(5個入×40袋)蓋5個付	¥26,400	¥21,400	
P8100-1S	試薬リザーバー、100mL、滅菌済み、個包装、100個入	¥23,400	¥19,000	
P8100-5S	試薬リザーバー、100mL、滅菌済み、200個入(5個入×40袋)	¥27,900	¥22,700	
C2545	5mLマクロチューブ スクリューキャップ付 滅菌 500個入 白目盛、マーキングエリア付	¥35,800	¥28,600	
T9005	フローチューブ12×75mm-5mL ストレーナーキャップ付 滅菌 500個入り(25×20袋)	¥99,800	¥80,600	
T9014	フローチューブ12×75mm-5mL キャップなし 滅菌 1000個入り(250×4トレイ)	¥35,700	¥24,990	

▶お客様ご記入欄

ふりがな	
お名前	
勤務先	
ご所属	
ご住所	〒
電話番号	
e-mail	

【輸入元】



株式会社 チヨダサイエンス

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル6F

TEL: 03-5294-7701 FAX: 03-5294-7752

E-mail: technical@chiyoda-s.jp

<http://www.chiyoda-s.jp/>



【販売代理店】

●キャンペーン期間、製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
●価格に消費税は含まれておりません。