



顕微鏡モノクロデジタルカメラ

Digital Sight 50M キャンペーン

数量
限定

Digital Sight 50M を **お得に購入できる** キャンペーンです。

顕微鏡モノクロデジタルカメラ

Digital Sight 50M

- ✓ 視野数 25 対応で広範囲を一度に撮影※1
- ✓ 最高 9K の超高解像度で細部を鮮明に※2
- ✓ 超高解像度で低倍率レンズでも解析可能

※1 視野数 25 に対応する顕微鏡が必要です。

※2 リレーレンズ倍率が 2.5x もしくは 1.8x のとき



普段の蛍光観察に

Digital Sight 50M

N/S-Elements AR セット

希望小売価格 ~~2,647,500 円~~

1,980,000 円 (税別)



共焦点顕微鏡などの
ハイエンド顕微鏡システムに

Digital Sight 50M


カメラセット

希望小売価格 ~~1,718,500 円~~


1,280,000 円 (税別)

■ カメラとソフトウェアの特長

低倍率対物レンズでも細胞のカウントや微細構造の観察が可能



Digital Sight 50M



一般的な CMOS カメラ

NIS-Elements AR で画像取得

- ✓ 標準で多色撮影、タイムラプス撮影など **3次元まで取得可能**なパッケージ
- ✓ **画像取得および解析オプションを追加**することで電動顕微鏡での様々な画像取得および画像解析に対応

■ セット名と構成および価格

番号	セット名	構成	キャンペーン価格(税別)
1	NIS-Elements AR セット	カメラ本体、PC ケーブルセット、AC アダプター、電源ケーブル、 2 極電源ソケットアダプター、NIS-Elements AR、 F マウントアダプター DS-F を含む ※別途設置調整費が必要です。 ※PC は含まれておりません。	~~2,647,500 円~~ ▼ 1,980,000 円
2	カメラセット	カメラ本体、PC ケーブルセット、AC アダプター、電源ケーブル、 2 極電源ソケットアダプター、F マウントアダプター DS-F を含む ※別途設置調整費が必要です。	~~1,718,500 円~~ ▼ 1,280,000 円

■ お勧めのソフトウェアオプション

番号	種類	オプション名	構成	希望小売価格(税別)
1	画像取得	NIS-A 6D	タイムラプス、マルチポイント、多色、Zstack の 最大 6 次元の画像取得が可能。 ※電動デバイスが必要。	178,000 円
2		NIS-D Stage	ニコン製以外の電動ステージ制御ドライバ	222,000 円
3		NIS-D Z drive	ニコン製以外の Z ドライブ制御ドライバ	111,000 円
4	画像解析	NIS-A General Analysis + NIS-A Upgrade to GA3	画像処理・二値化・計測を組み合わせでファイル化し、 定量解析の自動化を支援する機能。	549,000 円



株式会社 **ニコン ソリューションズ**

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/

本社 140-0015 東京都品川区西大井 1-7-11 ウェストサイト 3 階



お問い合わせ