

日本導入記念キャンペーン

デジタル病理を、 もっと身近に。

2,000以上の病院・研究機関で使われる
KF-PROシリーズ全5機種と蛍光モジュールを
期間限定の特別価格でご提供します。



HE染色標本のスキャン画像例

最大
350
万円 OFF

キャンペーン期間

2026.11.1 - 2027.3.31 ご発注分まで

高速スキャン

約15秒/枚

15×15 mm・20×

高解像度

0.25 μ m/pixel

20×・NA 0.8 対物

40×Zoom時 **0.125 μ m/pixel**

高い安定性

99.85%

スキャン成功率

蛍光にも対応

後付けOK

本体交換不要で蛍光化

明視野スキャナー キャンペーン価格

価格はすべて税抜

型式	定価	キャンペーン価格	値引額
 KF-PRO-005 5枚搭載・大判スライド対応	¥9,800,000	¥7,600,000	220万円 OFF
 KF-PRO-020 20枚搭載・トレイ/ボックス装填	¥11,800,000	¥9,000,000	280万円 OFF
 KF-PRO-040 40枚搭載・高安定モデル	¥12,800,000	¥10,000,000	280万円 OFF
 KF-PRO-120 120枚搭載・ハイスループット	¥14,800,000	¥12,000,000	280万円 OFF
 KF-PRO-400 400枚搭載・全面デジタル化向け	¥17,000,000	¥13,500,000	350万円 OFF

今お使いの1台が、蛍光スキャナーに。

冷却式sCMOSカメラ・LED光源・蛍光モジュールを追加するだけで明視野と蛍光の両方に対応。本体の入れ替えは不要です。

蛍光3フィルターモジュール

Three Filters FL Module

100万円 OFF

定価 ¥6,800,000

¥5,800,000


蛍光4フィルターモジュール

Four Filters FL Module

180万円 OFF

定価 ¥8,800,000

¥7,000,000



スキャン時間 10×10 mm：3ch 6分以内
6ch 12分以内

カメラ 冷却式 1.2インチ sCMOS

対応機種 KF-PRO-005／020／120／400

選べる7チャンネル

チャンネル	Ex (nm)	BS	Em (nm)
● KF-DAPI	375/28	412	431/28
● KF-CYAN	436/20	455	480/30
● KF-GREEN	490/20	505	525/20
● KF-ORANGE	546/10	556	572/23
● KF-RED	592/21	610	630/30
● KF-CY5	640/30	660	690/50
● KF-CY7	740/40	770	780LP

3／4チャンネル構成から選択可。最大8波長対応モデルもご用意しています。

2,000+ 導入施設

5,000万枚+ スキャン実績

4,600枚 連続無エラー

50 nm 位置決め精度

ラインアップ仕様

型式	搭載枚数	対応スライド	外形寸法 W×D×H (mm)	蛍光対応
KF-PRO-005	5枚	1×3／2×3／6×8 インチ	470×510×570	○
KF-PRO-020	20枚	1×3 インチ	490×545×565	○
KF-PRO-040	40枚	1×3 インチ	490×500×565	—
KF-PRO-120	120枚	1×3 インチ	585×515×675	○
KF-PRO-400	400枚	1×3 インチ	525×650×655	○

スキャン ラインスキャン・約15秒 (20×・15×15 mm)

解像度 $\leq 0.25 \mu\text{m}/\text{pixel}$ (20×) $/ 0.125 \mu\text{m}/\text{pixel}$ (40× Zoom)

全機種共通 Zスタック／AI認識

対物レンズ エピデント X-Lineシリーズ 20× (NA 0.8)

駆動方式 磁気浮上駆動 (静音・摩擦なし)

出力形式 KFB／TIFF／SVS

※ 掲載価格はすべて税抜です。キャンペーン価格は2026年11月1日～2027年3月31日のご発注分に適用されます。

※ 実績値はメーカー公表値です。仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

お取り扱い販売店

(販売店シール貼付欄)

Visualix

株式会社Visualix

MAIL info@visualix-jp.com

お問い合わせフォーム

本社

〒650-0023

兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目6-7

大栄ビル7F

東京オフィス

〒113-0034

東京都文京区湯島4-1-16

Gate Cross HONGO 3F

