

蛍光&Stain-Freeウェスタンブロットング イメージャー キャンペーン

期間:2021年6月1日(火)~12月24日(金)

5色の蛍光、化学発光、UV検出対応

ChemiDoc Touch MP

- 蛍光検出用光源 RGB、Far-Red、Near-IRの5色を標準搭載
- 高感度な蛍光および化学発光検出に対応



STAIN-FREE
ENABLED

通常価格 ¥7,900,000

キャンペーン価格 **¥5,900,000**

人気のトランスプロットTurbo付システムもご用意しております

化学発光、UV検出対応

ChemiDoc Touch

- 高感度な化学発光検出に対応
- 大型タッチスクリーンで簡便操作



STAIN-FREE
ENABLED

通常価格 ¥4,900,000

キャンペーン価格 **¥3,480,000**

人気のトランスプロットTurbo付システムもご用意しております

アップグレードキット (ChemiDoc Touch MP用)

ChemiDoc Touch*を蛍光対応(MPモデル)へ
アップグレード可能です。

通常価格 ¥3,300,000

キャンペーン価格 **¥2,600,000*****

※対象機器 シリアル番号733BRxxxx
(シリアル番号732BRxxxxはアップグレードできません)

***取付作業費として別途¥100,000が必要です。

ChemiDoc XRS Plus

- コストパフォーマンスに優れた
化学発光検出モデル
- PCコントロールタイプ



STAIN-FREE
ENABLED

通常価格 ¥2,500,000

キャンペーン価格 **¥1,980,000**

人気のトランスプロットTurbo付システムもご用意しております

同時開催
関連キャンペーン

蛍光&Stain-Freeウェスタンブロットング 機器・試薬キャンペーン

期間:2021年6月1日(火)~7月30日(金)

- 蛍光ウェスタンブロットング スターターパック
- Stain-Free定量ウェスタンブロットング スターターパック
- その他、各種ウェスタンブロットング関連機器、試薬、消耗品



詳細はこちら
bio-rad.com/promotion_jp

BIO-RAD

システム仕様

ハードウェア仕様	ChemiDoc Touch MP	ChemiDoc Touch	ChemiDoc XRS Plus
検出器	冷却CCD	冷却CCD	冷却CCD
画素数	600万画素	600万画素	144万画素
ダイナミックレンジ	>4オーダー	>4オーダー	>4オーダー
ズーム	自動ズーム機能搭載 (自動可動式カメラにより手動によるステージ高の変更不要)	自動ズーム機能搭載 (自動可動式カメラにより手動によるステージ高の変更不要)	ズームレンズ搭載
フォーカス	オートフォーカス	オートフォーカス	オートフォーカス
ライブビュー機能	搭載	搭載	搭載
機器コントロール	本体一体型PC & タッチスクリーン	本体一体型PC & タッチスクリーン	外部PC制御
最大撮影エリア	16.8×21 cm	16.8×21 cm	25×26 cm
光源	透過型 UV光源	対応	対応
	透過型 White光源	オプション	オプション
	透過型 Blue光源	オプション	オプション
	落射型 Blue/Green/Red/Far-Red/ Near-IR光源	標準	非対応
UVトランスイルミネーター	引き出し式UVトランスイルミネーター	引き出し式UVトランスイルミネーター	引き出し式UVトランスイルミネーター
UVシールド	オプション	オプション	標準
フラットフィールドニング	撮影条件に対応したフラットフィールドニング による自動補正機能搭載	撮影条件に対応したフラットフィールドニング による自動補正機能搭載	撮影条件に対応したフラットフィールドニング による自動補正機能搭載
画像出力フォーマット	16-bit もしくは8-bit:SCN, TIFF, JPEGイメージファイル	16-bit もしくは8-bit:SCN, TIFF, JPEGイメージファイル	16-bit もしくは8-bit:SCN, TIFF, JPEGイメージファイル
重量	35 kg	35 kg	37 kg
大きさ (W×D×H)	51×61×53 cm	51×61×53 cm	60×36×111 cm
電圧	100-250 V	100-250 V	100-250 V
最大消費電力	120 W	120 W	筐体:315 W, 検出器:150 W
動作環境	湿度:10-85% (非結露)	湿度:10-85% (非結露)	湿度:10-85% (非結露)
ソフトウェア仕様			
機器制御用ソフトウェア	Image Lab Touch	Image Lab Touch	Image Lab
解析用ソフトウェア	Image Lab	Image Lab	Image Lab
プロテクションキー	不要	不要	不要
対応OS	Windows / Macintosh対応	Windows / Macintosh対応	Windows / Macintosh対応
主な解析機能	自動解析機能、バンド解析機能、 ボリューム解析機能、総タンパク質および ハウスキーピングタンパク質を用いたデータ ノーマライズ・相対定量解析機能	自動解析機能、バンド解析機能、 ボリューム解析機能、総タンパク質および ハウスキーピングタンパク質を用いたデータ ノーマライズ・相対定量解析機能	自動解析機能、バンド解析機能、 ボリューム解析機能、総タンパク質および ハウスキーピングタンパク質を用いたデータ ノーマライズ・相対定量解析機能

Ordering Information

カタログ番号	品名	本体/ ソフト	ノート PC	トランスプロット Turbo	アップグレード キット	通常価格	キャンペーン価格
キャンペーン対象システム							
● ChemiDoc Touch MPイメージングシステム							
17001402JA	ChemiDoc Touch MP イメージングシステム					¥7,900,000	¥5,900,000
17001402J4	ChemiDoc Touch MP WBシステムB	○		○		¥8,165,000	¥6,050,000
● ChemiDoc Touchイメージングシステム							
17001401JA	ChemiDoc Touch イメージングシステム	○				¥4,900,000	¥3,480,000
17001401J4	ChemiDoc Touch WBシステムB	○		○		¥5,165,000	¥3,630,000
● アップグレード							
12003263*	アップグレードキット (ChemiDoc Touch MP用)*				○	¥3,300,000	¥2,600,000*
● ChemiDoc XRS Plusイメージングシステム							
1708265J1NPC	ChemiDoc XRS Plus ImageLab ノートPCシステム	○	○			¥2,500,000	¥1,980,000
1708265J6NPC	ChemiDoc XRS Plus WBシステムB	○	○	○		¥2,765,000	¥2,130,000
関連製品							
● ChemiDoc Touch (MP) 関連							
12003026	Whiteサンプルトレイ					¥120,000	—
12003027	Blueサンプルトレイ					¥170,000	—
12003028	Blot/UV/Stain-Freeサンプルトレイ					¥120,000	—
● ChemiDoc XRS Plus関連							
1708182	XcitaBlue コンバージョンスクリーン					¥120,000	—
1708289	白色コンバージョンスクリーン					¥150,000	—

*アップグレード可能機器はシリアル番号733BRxxxxです。732BRxxxxはアップグレードできません。また、取付作業費として別途¥100,000が必要です。

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

ライフサイエンス

www.bio-rad.com

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 TEL:03-6361-7000

大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 TEL:06-6308-6568

*学術のお問い合わせは TEL:03-6404-0331

※価格、仕様は予告なく変更になることがあります。

※価格 (税抜き) は2021年6月現在のものです。メーカー希望小売価格です。

※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※本カタログに掲載されている製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

C12650L 2106a