

液晶タッチスクリーン搭載モデル

開催期間 ~2022年3月31日(木)

SALE
30%
OFF



N120


MODEL

写真はN120モデル
一度に12サンプルの測定が可能

CFR
21

21 CFR ソフトウェア (オプション)

FDA 21 CFR Part 11の要件に対応しており、GxPラボに最適なソフトウェアです。ユーザーアカウント、セキュリティなどの管理や電子署名が可能です。



Instrument Type		Model	
Instrument Type	NP120 A.1.0 (2019)	Model	NP120 A.1.0 (2019)
Serial Number	00000000	Manufacturer	Implen
Software Version	2019.02.06 1.0.00	Release Date	2019.02.06
Release	Implen	Release Date	2019.02.06
User ID	admin	Release Date	2019.02.06
User Name	admin	Release Date	2019.02.06
Release Date	2019.02.06	Release Date	2019.02.06
Release Date	2019.02.06	Release Date	2019.02.06
Release Date	2019.02.06	Release Date	2019.02.06



サンプル圧縮テクノロジー

サンプルを押しつぶして測定します。サンプルの蒸発を軽減し、さらに表面張力の影響を受けないため、測定中にサンプルが切れることがありません。



True Path テクノロジー

アンカーポイントで固定された2種類の光路長を採用しています。光路長は永続的に不変で、定期的な校正は必要ありません。



Auto Sample 機能

Lidを閉じるとすぐに測定を開始することができます。



Blank Controlと Sample Control

リアルタイムでサンプルを監視します。不純物や気泡を検知し、お知らせします。

NanoPhotometer ラインナップ

モデル名 写真は液晶タッチスクリーン 搭載モデル		N120	NP80	N60	N50	C40	
サンプル数		1~12	1	1	1	1	
最小サンプル量 (μL)		2	0.3	0.3	0.3	キュベットによる	
検出波長範囲 (nm)		200~900	200~900	200~900	200~650	200~900	
検出範囲	微量	dsDNA (ng/μL)	2~8,000	1~16,500	1~16,500	5~7,500	—
		BSA (mg/mL)	0.06~230	0.03~478	0.03~478	0.15~217	—
	キュベット	dsDNA (ng/μL)	—	0.1~130	—	—	0.1~130
		BSA (mg/mL)	—	0.003~3.7	—	—	0.003~3.7
光路長 (mm)		0.125, 1	0.07, 0.67	0.07, 0.67	0.07, 0.67	キュベットによる	
微量測定		○	○	○	○	オプション	
キュベット測定		—	○	—	—	○	
ボルテックスミキサー		—	○	○	—	—	
バッテリー搭載モデル		あり	あり	あり	—	あり	
IQ/OQパッケージ		対応可	対応可	対応可	—	対応可	
21 CFR ソフトウェア		対応可	対応可	対応可	—	対応可	

注文案内

※その他のアクセサリ等については弊社WEBサイトにてご覧ください。(アクセサリはキャンペーン対象外です)

SALE
30%OFF

カタログ番号	品名	容量	希望小売価格 (円・税別)	キャンペーン 希望小売価格 (円・税別)
N120-TOUCH	NanoPhotometer N120 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載)	1台	2,870,000	2,009,000
NP80-TOUCH	NanoPhotometer NP80 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載)	1台	1,800,000	1,260,000
N60-TOUCH	NanoPhotometer N60 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載)	1台	1,550,000	1,085,000
N50-TOUCH	NanoPhotometer N50 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載)	1台	1,400,000	980,000
C40-TOUCH	NanoPhotometer C40 微量分光光度計 (液晶タッチスクリーン搭載)	1台	810,000	567,000
CFR21-SW	21 CFR Part11 ソフトウェアパッケージ (N120/NP80/N60/C40用)	1セット	570,000	キャンペーン 対象外
CFR21-Q	21 CFR Part11 ソフトウェアパッケージ (N120/NP80/N60/C40用) (対象装置のIQ/OQパッケージを含む)	1セット	750,000	キャンペーン 対象外

その他のアクセサリや特長は弊社WEBサイトでご確認ください!



※本製品は薬機法に定められる医療機器ではありません。医療用には使用できませんのでご注意ください。
※価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。

販売店

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN **B** TECH CO., LTD.

西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081/FAX(077)561-0082
東日本営業部 〒132-0025 東京都江戸川区松江2丁目10番22号
TEL(03)5661-3220/FAX(03)5661-3230

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ
FreeCall **0120-749-810**
携帯電話・PHSからご利用いただけます

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日・弊社休日は除く)

