

▶ NanoPhotometer 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載)



**Sale
25% OFF**

NP80-TOUCH

**最小測定量0.3μL!
蛋白質の測定に適した新型分光光度計**

- ◆閉鎖系の測定機構なので、揮発性溶液や表面張力の低い溶液を使用したサンプルでも影響なく測定可能
- ◆Lidを閉じるとすぐに測定開始
- ◆搭載の液晶タッチパネルの他にPC/スマホ/タブレット操作も可能
- ◆サンプルに不純物や気泡があるとお知らせします
- ◆校正・メンテナンス不要

詳細はコチラ ➤

**NanoPhotometer ラインナップ**

カタログ番号(モデル名)	N120-TOUCH	NP80-TOUCH	N60-TOUCH	N50-TOUCH	C40-TOUCH
サンプル数	1~12	1	1	1	1
最小サンプル量(μL)	2	0.3	0.3	0.3	キュベットによる
検出波長範囲(nm)	200~900	200~900	200~900	200~650	200~900
dsDNA 検出範囲(ng/μL)	2~8,000	1~16,500	1~16,500	5~7,500	0.1~130
BSA 検出範囲(mg/mL)	0.06~230	0.03~478	0.03~478	0.15~217	0.003~3.7
光路長(mm)	0.125, 1	0.07, 0.67	0.07, 0.67	0.07, 0.67	キュベットによる
微量測定	○	○	○	○	—
キュベット測定	—	○	—	—	○
ボルテックス	—	○	○	—	—
希望小売価格(税別)	¥2,870,000	¥1,800,000	¥1,550,000	¥1,400,000	¥810,000
キャンペーン 希望小売価格(税別)	¥2,152,500	¥1,350,000	¥1,162,500	¥1,050,000	¥607,500

蛋白質を扱うユーザーにはこちらの製品もオススメ!

NanoRep 電動連続分注器

- 最小 100nLの分注量を実現
- 粘性液体、揮発性液体などの難易度の高い液体を極めて高い精度で分注可能
- 独自のシステムで、非接触の微量分注が可能

詳細はコチラ ➤



ワケンビーテック株式会社
WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート
デスク
使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ
0120-749-810



営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00(祝祭日・弊社休日は除く)

https://www.wakenbtech.co.jp

販売店

年度末

TOKUTOKU CAMPAIGN

とくとく キャンペーン



期間 2023年12月1日(金)～2024年3月29日(金)

目次

- CO₂インキュベーター P1
- 培養関連製品 P4
- 凍結細胞融解装置 P5
- セルカウンター P6
- 培養用シェーカー P7
- 超音波ホモジナイザー P8
- biocision製品 P9
- LN₂搬送容器 P10
- 液体窒素保存容器 P11
- 安全キャビネット P13
- クリーンベンチ P14
- PCR装置 P15
- 小型恒温装置 P16
- 卓上遠心機 P17
- ラボ用プリンター P18
- 微量分光光度計 P19

穴埋め二字熟語漢字クイズの
解き方

穴埋め二字熟語漢字クイズとは、中央の□に漢字を入れて4つの三字熟語を完成させる、脳トレ漢字クイズです! 矢印(→↓)の方向に熟語が読めるように考えましょう! 熟語になれば、漢字をどのように読みてもOK! 例題では「猫(ねこ)猫(びょう)」と二つの読み方を使用しています。

見本
飼
↓
愛
↓
目
かいねこ
ねこぐち
あいぶよう
ねこめ
飼猫
猫口
愛猫
猫目

① 写
↓
純
↓
相
↓
心
純相心

② 発
↓
代
↓
現
↓
情
發代現情

③ 気
↓
行
↓
屋
↓
園
氣行屋園

④ 優
↓
超
↓
冬
↓
境
優超冬境

今年は穴埋め二字熟語漢字クイズを出題♪ぜひ挑戦してね。
答えがわかった方は、ワケンビーテックwebにご連絡ください。
全問正解の方に抽選で
「ビーちゃん」マスキングテープをプレゼント!!



応募フォーム



ワケンビーテック株式会社

ワケンビーテック
マスコット
キャラクター
ビーちゃん

CO₂ インキュベーター

▶ フォーマシリーズ チャンバー内をクリーンベンチに相当するClass100 (ISOクラス5) の清浄環境に維持します。バリエーション豊かなラインナップも魅力です。

フォーマ ステリサイクル CO₂インキュベーター i160

欧州のHERAcellと米国のフォーマシリーズの長所と新技術を結集した
フラッグシップモデル

- ◆ 液晶カラータッチスクリーン搭載
- ◆ 内蔵式加湿水リザーバーにより加湿能力が大幅に向
- ◆ 180°C乾熱滅菌機能付
- ◆ ISOクラス5の庫内清浄度を実現するHEPAフィルター搭載
- ◆ 長寿命かつ、正確で安定性の高い新型IRセンサー採用
- ◆ 環境変化に敏感な細胞に最適な小扉などのオプションをご用意



● ステンレスチャンバー

カタログ番号 51033567 希望小売価格(税別) ¥1,480,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥1,100,000

※ 連搬・据付費用は別途必要です。



● 銅チャンバー

カタログ番号 51033566 希望小売価格(税別) ¥1,680,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥1,250,000

※ 連搬・据付費用は別途必要です。

フォーマ ステリサイクルCO₂インキュベーター i160 セルロッカーシステム

幹細胞やプライマリーセルに最適な安定した環境を実現する最新システム

- ◆ 主な仕様は最新のi160と同じ ◆ 6つの気密ドア・3枚の棚板を装備
- ◆ ドア開閉による環境変化を最小限に
- ◆ セルロッカーと組み合わせて使用することで、コンタミリスクを軽減



● ステンレスチャンバー

カタログ番号 51033988 希望小売価格(税別) ¥1,900,000

キャンペーン
対象外

● 銅チャンバー

カタログ番号 51033986 希望小売価格(税別) ¥2,100,000

キャンペーン
対象外



セルロッカー(アクセサリー)

培養環境を維持し、コンタミリスクを軽減します

- ◆ 0.2μmフィルター装備
- ◆ オートクレーブ可能(最大12回)



● ステンレストレイ(1個)

カタログ番号 50151650 希望小売価格(税別) ¥46,000

キャンペーン
対象外



● 銅トレイ(1個)

カタログ番号 50154739 希望小売価格(税別) ¥62,000

キャンペーン
対象外

フォーマ ステリサイクル
CO₂インキュベーター i160 CR (CR CTSシリーズ)

クリーンルームとGMP製造施設に対応! 次世代型CO₂インキュベーター

- ◆ 外装がステンレス仕様
電解研磨SUS304筐体でH₂O₂による除染に対応
- ◆ 庫内材質はステンレス・銅から選択可能
- ◆ 装置から発生する粒子を制御する機構
- ◆ 監査に対応するドキュメントが付属
- ◆ 第三者機関から、ISOクラス5及び
GMPグレードA/B環境での使用に
適していると評価されています



● ステンレスチャンバー

カタログ番号 51033776 希望小売価格(税別) ¥2,980,000

キャンペーン
対象外

● 銅チャンバー

カタログ番号 51033779 希望小売価格(税別) ¥3,180,000

キャンペーン
対象外

詳細はコチラ ▶

フォーマ ダイレクトヒート CO₂インキュベーター 320

フォーマブランドを実感できる人気のスタンダードモデル

- ◆ シンプルな液晶表示
- ◆ 庫内をISOクラス5の清浄度に
維持するHEPAフィルターを搭載



● ステンレスチャンバー

カタログ番号 320 希望小売価格(税別) ¥980,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥735,000

※ 連搬・据付費用は別途必要です。

▶ HERAcell シリーズ

多彩な機能と豊富なアクセサリーが武器のHERAcellブランド

- ◆ 液晶カラータッチスクリーン搭載
- ◆ 装置に負担の少ない90°C湿熱除染機能付

HERAcell CO₂インキュベーター 150i

多彩な機能と豊富なアクセサリーが武器のHERAcellブランド

- ◆ 液晶カラータッチスクリーン搭載
- ◆ 装置に負担の少ない90°C湿熱除染機能付



● ステンレスチャンバー

カタログ番号 51032873 希望小売価格(税別) ¥1,080,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥810,000

※ 連搬・据付費用は別途必要です。


● 銅チャンバー

カタログ番号 51032874 希望小売価格(税別) ¥1,230,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥920,000

※ 連搬・据付費用は別途必要です。



※ 画像は銅チャンバーモデル
※ 画像は右開きですが、通常は左開きドアです。

詳細はコチラ ▶



2

CelCulture CO₂インキュベーター

パーソナル～ラボ使用までお薦めできる最高品質の50Lモデル

- ◆ 50Lの小型ながら高性能IRセンサーを装備
- ◆ 外装はISOCIDE™抗菌パウダーコーティング
- ◆ 低酸素制御機能（オプション）
- ◆ 外部データ出力機能（オプション）



● ステンレスチャンバー

カタログ番号 2170223 希望小売価格（税別）¥650,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）**¥455,000**

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

● 銅チャンバー

カタログ番号 2170228 希望小売価格（税別）¥860,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）**¥602,000**

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

SALE
30%
OFF

詳細はコチラ ▶

CO₂ インキュベーター用アクセサリー

ガスシリンダーオートチェンジャー MODEL8500

入力ガスボンベを自動で切り替え。ガス欠の不安を解消します！

本装置に2本のボンベを接続し、使用中のガスボンベの残圧が設定値以下になると、自動的に予備のボンベに切り替えます。

- ◆ 接続ボンベの圧力をデジタル表示
- ◆ ボンベ切り替え時に、ブザー音及び液晶画面のバックライトが赤色になり、オペレーターに告知します
- ◆ 接点による外部警報出力を標準装備
- ◆ タッチパネル操作。シンプルで見やすい画面



カタログ番号 WKN-8500 希望小売価格（税別）¥178,000

※ CO₂インキュベーターなどを接続する際は、別途接続キット、ナイロンチューブが必要です。キャンペーン
対象外

詳細はコチラ ▶

ポータブルガステスターGT100

コンパクトで持ち運びが容易なCO₂測定装置

- ◆ 小型・軽量設計
 - ◆ インキュベーターのCO₂濃度測定に最適
 - ◆ micro SDカードを挿入することで、計測データを自動保存
 - ◆ 定期的な校正が必要
 - ◆ オプションでO₂の測定も可能
- (WKN-GT100-1:¥55,000)

SALE
20%
OFF


カタログ番号 WKN-GT100 希望小売価格（税別）¥168,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）**¥134,400**

詳細はコチラ ▶

Ag⁺goods! 銀イオン抗菌・水質安定剤（4個入）

加湿水やウォーターバスの水質保全に最適



詳細はコチラ ▶

● Ag⁺ goods!

カタログ番号 AG-01 希望小売価格（税別）¥40,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）**¥28,000**SALE
30%
OFF

セルメニティ 血清不含細胞凍結保存溶液

血清を使用しない細胞にやさしい凍結保存液

- ◆ 無血清でも血清入りと同等性能を発揮
- ◆ ロット間差がなく、「生体由来の未知成分や感染物質が細胞に影響を及ぼすリスク」がありません
- ◆ 高生細胞率保護剤を含み、血清入り製品と同等の細胞保護作用を発揮
- ◆ ディープフリーザー（-80°C）で長期間の凍結保存が可能
- ◆ -80°Cで凍結後、液体窒素での保存も可能
- ◆ 2~10°Cで安定保存



120mL



biocision®

● セルメニティ

カタログ番号 CM-3150 希望小売価格（税別）¥12,800

キャンペーン
希望小売価格（税別）**¥9,800**

CoolCell LX



CoolCell FTS30

CoolCell アルコールフリー細胞凍結コンテナー

アルコール、予備冷却不要。-1°C/min凍結を確実に処理！

- ◆ 簡単操作で、高い再現性を実現
- ◆ 予備冷却が不要
- ◆ フリーザーから取り出して、5分程度すぐに再利用可能
- ◆ アルコールなどランニングコストがかかるものが不要
- ◆ 様々なセルラインや初代細胞、幹細胞、菌体や酵母など多くの使用実績あり
- ◆ 可愛いカラーバリエーション



● CoolCell LX (1.0-2.0mL クライオチューブ12本用)

カタログ番号 BCS-405/405G/405O/405PK※ 希望小売価格（税別）¥29,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）**¥21,700**※BCS-405(紫)/405G(緑)/405O(オレンジ)/405PK(ピンク)
外寸法:Φ117×109mm スロット径12.7mm

● CoolCell FTS30 (1.0-2.0mL クライオチューブ30本用)

カタログ番号 BCS-170/170G/170O/170PK 希望小売価格（税別）¥80,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）**¥60,000**※BCS-170(紫)/170G(緑)/170O(オレンジ)/170PK(ピンク)
外寸法:Φ165(D)×115(H) mm スロット径12.3mm

詳細はコチラ ▶

4

▶ 凍結細胞融解装置

ThawSTAR 凍結細胞融解ステーション

ウォーターバスを使用せず再現性の高い融解処理を実行!

- ◆ チューブをセットするだけの簡単・自動処理
- ◆ コンパクト設計でベンチ内にも設置可能
- ◆ 水を使用しないので、水によるコンタミリスクなし
- ◆ 誰でも簡単に操作ができ、確実な再現性を保証
- ◆ トータルの処理は約3分で完了
- ◆ 処理完了時にはポップアップ&アラームでお知らせ

ThawSTAR使用によるメリット

- ★ 水によるコンタミのリスク低減
- ★ 温めすぎによるDMSO毒性のリスクを防ぐ
- ★ 手技によるばらつきを軽減

モデル:CFT 2

- 1.8-2.0mL クライオチューブ用
カタログ番号 AST-601 希望小売価格(税別) ¥410,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥287,000

モデル:CFT 1.5

- Nalgene® 5000-1020用
カタログ番号 AST-631 希望小売価格(税別) ¥410,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥287,000

ThawSTAR CB 凍結細胞融解ステーション(凍結バッグ用)

細胞凍結バッグの融解処理を標準化する、
新たなソリューション

- ◆ 25~1000mLまでの凍結バッグを確実に融解処理
- ◆ 誰でも簡単に操作できます
- ◆ 専用のシングルユース保護バッグで、万が一の
凍結バッグ破損による製品の損失や
コンタミネーションのリスクを排除します
- ◆ リアルタイムで温度測定・解析を行います
- ◆ 融解プロセスは本体内メモリに保存され
必要に応じて取得可能
- ◆ 各種メーカーのバッグに対応
- ◆ カスタマイズ対応も可能

モデル:CB

- ThawSTAR CB
カタログ番号 AST-90000 希望小売価格(税別) ¥2,500,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥2,000,000




▶ セルカウンター

FACSCOPE B 自動セルカウンター

自動細胞計測のニーズを満たす高性能コンパクト細胞計数機

- ◆ コンパクト設計 ◆ 高精細電動ステージと高性能CMOSセンサー搭載
- ◆ 高機能アルゴリズムによる優れた識別技術
- ◆ FACSCOPE Slide を用いて4サンプルを計測
- ◆ トリパンブルーを用いた生死細胞率計測

不規則な形態の細胞や細胞凝集塊も
確実に識別し、計数します

● FACSCOPE B

カタログ番号 CRFCB-01 希望小売価格(税別) ¥480,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥300,000



FACSCOPE Slide ディスポーザブル細胞計数盤

1枚で4サンプル。手動計数に加え、自動セルカウンターでも利用可能

- ◆ 1スライドで4サンプルを計数できます
- ◆ マニュアルでもFACSCOPE Bでも使用可能
- ◆ 改良型ノイバウエルグリッドパターン ◆ 50枚入・個別包装



● FACSCOPE Slide

カタログ番号 CRFCB-CSD50
希望小売価格(税別) ¥15,000キャンペーン
対象外

CURIOSIS



ワケンカウンター ディスポーザブル細胞計数盤

1枚で2サンプル、注入しやすく傷がつきにくい国産の計数盤


- ◆ 細胞計数に特化したシンプルなグリッドパターン
- ◆ 持ち上げやすいように計数盤自体に傾斜がつけられています
- ◆ 安心の日本製。高い技術水準・品質管理で製造されています

● 未滅菌 100枚入 (10枚×10袋)

カタログ番号 WC2-100 希望小売価格(税別) ¥16,200

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥12,900



● 滅菌済み 10枚 (二重包装) ×10袋

カタログ番号 WC2-100S 希望小売価格(税別) ¥22,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥17,600



詳細はコチラ ▶

▶ 消耗品

CoolRack 高熱伝導チューブブロック

大切なサンプルは、迅速に、確実に加温・冷却できていますか？

- 196～約100°Cの幅広い温度域に対応
- アルミよりも高密度で熱伝導率の高い特殊合金を使用、高い温度分布性能を実現
- 氷・ドライアイス・液体窒素 (LN₂) で使用可能
- ウォーターバスやインキュベーター等、加熱機器内で使用可能



詳細はコチラ ▶

▶ マイクロチューブ用 (穴径11.1mm)

カタログ番号	品名	希望小売価格(税別)	キャンペーン希望小売価格(税別)
BCS-125	CoolRack M15 高熱伝導ブロック (1.5/2.0mL×15本)	¥27,000	¥20,200
BCS-535	CoolRack XT M24 高熱伝導ブロック (1.5/2.0mL×24本)	¥51,000	¥38,200

▶ クライオチューブ用 (穴径12.7mm)

カタログ番号	品名	希望小売価格(税別)	キャンペーン希望小売価格(税別)
BCS-126	CoolRack CF15 高熱伝導ブロック (1.0/2.0mL×15本)	¥27,000	¥20,200
BCS-534	CoolRack XT CFT24 高熱伝導ブロック (1.0/2.0mL×24本)	¥55,000	¥41,200

▶ PCRチューブ / プレート用

カタログ番号	品名	希望小売価格(税別)	キャンペーン希望小売価格(税別)
BCS-529	CoolRack XT PCR96 高熱伝導ブロック (PCRプレート×1枚、またはPCRチューブ 96本)	¥61,000	¥45,700
BCS-523	CoolRack XT M-PCR 高熱伝導ブロック (1.5/2.0mL×12本+8連PCRチューブ 6本)	¥59,000	¥44,200
BCS-538	CoolRack XT PCR384 高熱伝導ブロック (PCR384穴プレート×1枚)	¥67,000	¥50,200

▶ 遠沈チューブ用

カタログ番号	品名	希望小売価格(税別)	キャンペーン希望小売価格(税別)
BCS-153	CoolRack 15mL 高熱伝導ブロック (15mL遠沈チューブ×9本)	¥50,000	¥37,500
BCS-154	CoolRack 50mL 高熱伝導ブロック (50mL遠沈チューブ×4本)	¥50,000	¥37,500

CoolBox XT アイスフリー冷却システム

氷、電気、電池不要!! 長時間の冷却を維持する便利ツール

- 予備冷却 (コアを-20°Cで12時間) して使用します
- 0.5～4°Cを最大16時間維持 (フタ閉め状態)
- 別売の冷凍コアは 0°C以下の凍結状態を維持できます
- コアの代わりにドライアイスを使用すると、簡易的な凍結容器としても使用可能です

カタログ番号 BCS-502/502G/502O/502PK 希望小売価格(税別) ¥98,000

キャンペーン

希望小売価格(税別)

¥73,500



※ BCS-502(紫)/502G(緑)/502O(オレンジ)/502PK(ピンク)

▶ LN₂ 搬送容器

CryoHandy 生体試料搬送容器 MR-LN-500

CPC/CPF・病院/クリニック・研究室での液体窒素凍結サンプルの搬送に!

- 150°C以下を4時間維持
- 1-2mLクライオチューブを8本セット可能
- 搬送中も容器内温度を確認可能
- 小型で持ち運びや取扱いが容易
- 細菌が繁殖しやすい深い溝が少なく、アルコールによる消毒が可能です

外寸法: φ98 × 180 (H) mm
本体空重量: 520g

カタログ番号 M7CRHD000 希望小売価格(税別) ¥142,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥99,000



詳細はコチラ ▶

CryoHandy Wide 生体試料搬送容器 MR-LN-6000

細胞製造施設・病院・研究所での生体サンプルの搬送に!
持ち運びが用意な小型ドライシッパー

- フリーズボックス・フリーズバッグに対応
- 150°C以下を4時間維持
- 温度ロガーを取り付け可能 (ロガー、温度センサーは付属していません)

※ 取り付け可能な温度ロガーは、T&D社製 おんどり TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR45、エルプロ社製 Libero CE、トッパン・フォームズ社製 オントレイシスタグです。

外寸法: φ200 × 330 (H) mm
ハンドルグリップ含まず
本体空重量: 3.4kg

カタログ番号 5CBM7CROK100 希望小売価格(税別) ¥240,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥168,000

詳細はコチラ ▶

▶ 製氷機

フレークアイスマーカー FIC-A120FT

経済的・省スペース設計の製氷機

貯氷量
24kg

- 製氷のコストが安く、経済的
- 開けやすく衛生的な扉ハンドル
- ハンドルは手をかけやすいデザインで、扉上部からの埃や、水滴が庫内へ浸入しにくい構造
- 外装は清掃性の高いクリアコーティング加工
- 防虫・防臭効果の排水トラップ
- メンテナンス性を考えた構造

- 防カビ剤・抗菌剤配合の扉パッキン
- 省スペース設計
- 接地形2極用プラグで安全性にも配慮

カタログ番号 FIC-A120FT
希望小売価格(税別) ¥944,000キャンペーン
希望小売価格(税別)

¥424,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

製氷能力 (50/60Hz)	室温20°C 水温15°C:108/118kg (D) 室温30°C 水温25°C:87/96kg (D)
貯氷量 (D)	24kg (通常) / 19kg (自然落下時)
電 源	空冷単相 100V 設置型
消費電力 (W)	401 / 428 (50/60Hz)
外寸法 (mm)	600 (W) × 600 (D) × 800 (H)
重 量 (kg)	61



詳細はコチラ ▶



▶ 培養用シェーカー

StackShake 小型スタッカブル・バイオシェーカー

省スペース化と高性能を実現した小型ハイパフォーマンス・バイオシェーカー

- ◆コンパクト設計 ◆簡単に2段積みが可能
- ◆旋回運動と往復運動の切り替えが可能
- ◆ヒーターモデル（室温+5~50°C）と、
15°C※1までの低温制御が可能な冷却モデル（15~50°C）をご用意
- ◆スプリング式万能ラック標準付属
遠沈管や三角フラスコ、ビーカーなど形状に関わらずセットできます
- ◆豊富なアクセサリー（詳しくは下部のアクセサリーをご覧ください）

※1 室温が25°Cで安定している状態での保証値となります。

● StackShake（ヒーターモデル）

カタログ番号 WB-205QM 希望小売価格（税別）¥660,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥462,000

SALE
30%
OFFMAX
300rpm

詳細はコチラ▶



● StackShake C（冷却モデル）

カタログ番号 WB-205QMC 希望小売価格（税別）¥740,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥518,000

外寸法:
430 (W) × 600 (D) × 550 (H) mm
二段積み例

RemoteShake 加湿対応ロータリーシェーカー

低騒音・低振動で、インキュベーター内の使用に最適!

- ◆液晶タッチパネル搭載 ◆タイマー・ステップ機能付き
- ◆コントローラーとシェーカーは独立
- ◆インキュベーター内の使用に適した設計
- ◆コンパクト設計 ◆プラットフォームはワンタッチで交換可能
- ◆豊富なアクセサリー（詳しくは下部のアクセサリーをご覧ください）

● RemoteShake

カタログ番号 WB-T101SRC 希望小売価格（税別）¥296,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥230,000

SALE
22%
OFFMAX
300rpm

詳細はコチラ▶



アクセサリー（RemoteShake、StackShake共通）

カタログ番号	品名	希望小売価格（税別）
101S-100	100mLフラスコ用プラットフォーム（16本架）	¥33,000
101S-250	250mLフラスコ用プラットフォーム（9本架）	¥33,000
101S-500	500mLフラスコ用プラットフォーム（5本架）	¥33,000
101S-1000	1000mLフラスコ用プラットフォーム（4本架）	¥33,000
101S-SR	スプリング式万能ラック	¥36,000
101S-MR	マイクロプレート用プラットフォーム（6枚用）	¥40,000



RemoteShake設置例

▶ スターラー

加湿対応マグネチックスターラー（4ポジション）

高湿度環境、連続運転に最適な培養用
マグネチックスターラーの決定版

- ◆視認性に優れた大型ディスプレイを採用
- ◆低発熱で高湿度環境下でも使用でき、高寿命を実現
- ◆高負荷でも常に安定した回転数
- ◆モーターの回転が停止するとアラーム音でお知らせします
- ◆外部出力システム（4-20mA）出力を標準装備

1L用 外寸法:350 (W) × 350 (D) × 100 (H) mm
3L用 外寸法:400 (W) × 400 (D) × 111.5 (H) mm

詳細はコチラ▶

● 1Lフラスコ×4本用

カタログ番号 WKN-1104-1L 希望小売価格（税別）¥286,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥228,000

● 3Lフラスコ×4本用

カタログ番号 WKN-1104-3L 希望小売価格（税別）¥300,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥240,000

▶ 超音波ホモジナイザー

QSONICA
SONICATORS

微量超音波ホモジナイザーQ55

使いやすいフィンガースイッチ搭載
少量サンプルに最適!最大
55W

フィンガースイッチ

SALE
25%
OFF

◆ 詳細はコチラ

スタンドは別売です。

カタログ番号 Q55 希望小売価格（税別）¥440,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥330,000

微量超音波ホモジナイザーQ125

タイマー機能付き
小型・少量モデルの決定版!最大
125Wパルス
タイマーSALE
25%
OFF

◆ 詳細はコチラ

スタンドは別売です。

カタログ番号 Q125 希望小売価格（税別）¥650,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥487,000

超音波ホモジナイザーQ500

シンプルな操作で使いやすい!
アクセサリーも豊富な大型モデル最大
500Wパルス
タイマーSALE
25%
OFF

◆ 詳細はコチラ

スタンドは別売です。

カタログ番号 Q500 希望小売価格（税別）¥920,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥690,000

超音波ホモジナイザーQ700

欲しい情報がひと目でわかる大型液晶付き!
ハイスペック&ハイパワーの最高級モデル最大
700W

プログラム

SALE
25%
OFF

◆ 詳細はコチラ

スタンドは別売です。

カタログ番号 Q700 希望小売価格（税別）¥1,120,000

キャンペーン
希望小売価格（税別）

¥840,000

▶ キャニスター収納

DR-17/DR-30 (汎用タイプ) SR-17/SR-36 (高性能タイプ)

- ◆ 業界唯一の国産製造品
- ◆ 軽量かつコンパクト
- ◆ 蒸発損失量が少なく経済的
- ◆ -180°C以下の超低温で安定保存

- ◆ 業界唯一の国産製造品
- ◆ 軽量かつコンパクト
- ◆ 蒸発損失量が極めて少なく経済的
- ◆ -180°C以下の超低温で長期安定保存

型 式	DR-17	DR-30-6	DR-30-10	SR-17	SR-36-6	SR-36-6	SR-36-10
カタログ番号	B0DR17_00	B0DR306_0	B0DR301_0	B0SR17_00	B0SR366AO	B0SR366SO	B0SR361_0
希望小売価格(税別)*1	¥190,000	¥379,000	¥391,000	¥246,000	¥449,000	¥457,000	¥462,000
キャンペーン希望小売価格(税別)	¥142,000	¥284,000	¥293,000	¥184,000	¥336,000	¥342,000	¥346,000
液体窒素容量 ℥	17.4	31.8	31.8	17.4	36.2	36.2	36.2
液体窒素蒸発損失量*2 ℥/日	0.159*5	0.465	0.465	0.128	0.36	0.36	0.36
液体窒素再充填期間(日)	68*5	42	42	85	62	62	62
容器全高 mm	613	642	642	653	704	704	704
容器外径 mm	347	441	441	347	441	441	441
容器口径 mm	50.8	119	119	50.8	119	119	119
キャニスター最大収納数	6	6	10	6	6	6	10
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3本	180	1,332	1,140	180	1,332	—*4	1,140

*1 カタログ番号の「_」に「A」または「S」があります。A:バイアル型 S:ストロー型、付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。

*2 キャニスター・ラック・サンプルを装着していない静置状態における公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウターキャップタイプのバイアル(NUNC型番:340711)を6個装着した場合の数値です。

*4 ストロー収納本数8,160本。*5 バイアル型の仕様です。



大陽日酸

Sale
25% OFF

株式会社クライオワン製
QRコード
詳細はコチラ ▶

型 式	XC20 SIGNATURE	XC 34/18	XC 47/11-6	XC 47/11-10
カタログ番号	T0XCM2000	T0XC34180	T0XC47116	T0XC47111
希望小売価格(税別)*1	¥244,000	¥357,000	¥462,000	¥470,000
キャンペーン希望小売価格(税別)	¥158,000	—	—	—
液体窒素容量 ℥	20.5	34.8	47.4	47.4
液体窒素蒸発損失量*2 ℥/日	0.090	0.18	0.39	0.39
液体窒素再充填期間(日)	142	123	76	76
容器全高 mm	660	675	673	673
容器外径 mm	368	464	508	508
キャニスター最大収納数	6	6	6	10
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3本	252	756	1,584	1,260
ケーン収納数 本	42	126	264	210

*1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。

*2 キャニスター・サンプル未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウターキャップタイプのバイアル(NUNC型番:340711)を6個装着した場合の数値です。

XC Series (大量保存タイプ)

- ◆ 蒸発損失量が少なく経済的
- ◆ 軽量でコンパクト
- ◆ 高い収納能力
- ◆ 超低温下で安定保存
- ◆ 液体窒素の残量監視が可能(オプション)



台数限定
35% OFF
キャンペーン実施中

◀ 詳細はコチラ

型 式	SC 11/7	SC 20/20 SIGNATURE
カタログ番号	T0SC11700	T0SC20200
希望小売価格(税別)*1	¥251,000	¥300,000
キャンペーン希望小売価格(税別)	¥163,000	¥195,000
液体窒素容量 ℥	11	20.5
液体窒素蒸発損失量*2 ℥/日	0.16	0.085
液体窒素再充填期間(日)	43	150
容器全高 mm	549	660
容器外径 mm	260	368
キャニスター最大収納数	6	6
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3本	252	252
ケーン収納数 本	42	42

*1 付属品としてキャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。

*2 キャニスター・サンプル未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 ケーン1本につき、外径12.4mm×高さ44mmのアウターキャップタイプのバイアル(NUNC型番:340711)を6個装着した場合の数値です。

SC Series (長期保存タイプ)

- ◆ 蒸発損失量が非常に少なく経済的
- ◆ 軽量でコンパクト、使いやすい形状
- ◆ 超低温下で長期安定保存
- ◆ 液体窒素の残量監視が可能(オプション)

台数限定
35% OFF
キャンペーン実施中



◀ 詳細はコチラ

▶ ボックス収納

CryoSystem Series ボックス収納タイプ

- ◆ フリーズボックスに収納することで、サンプルの取出し・管理が容易
- ◆ 中程度の収納能力(バイアル総収納数:750本~6,000本) ◆ 液体窒素の残量監視が可能(オプション)

型 式	CryoSystem 750	CryoSystem 2000	CryoSystem 4000	CryoSystem 6000
カタログ番号	T0CS75000	T0CS20000	T0CS40000	T0CS60000
希望小売価格(税別)*1	¥593,000	¥900,000	¥1,028,000	¥1,161,000
キャンペーン希望小売価格(税別)	¥385,000	¥585,000	¥668,000	¥754,000
液体窒素容量 ℥	47.4	61	121	175
液体窒素蒸発損失量*2 ℥/日	0.39	0.85	0.99	0.99
液体窒素再充填期間(日)	76	38	70	104
容器全高 mm	673	692	965	963
容器外径 mm	508	559	559	673
ラック収納数(段数)	5段×6	5段×4	10段×4	10段×6
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3 本	750	2000	4000	6000
フリーズボックス収納数 個	30	20	40	60
フリーズボックス仕様 列	5×5*4	10×10	10×10	10×10

*1 付属品としてラック型キャニスターと液残量測定用レベラーを含みます。フリーズボックスは含まれておりません。

*2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

*3 容量1~1.8mLのインナーキャップタイプのバイアルを装着した場合の数値です。

*4 推奨BOX: MVE社 BOX PLS SQ2*2 25CELL P/N:9719629

台数限定35%OFF
キャンペーン実施中



詳細はコチラ ▶



▶ 凍結試料搬送容器

Vapor Shipper Series ドライシッパー

型 式	SC 4/2V	SC 4/3V	CryoShipper	CryoShipper XC*4
カタログ番号	T0SC42V00	T0SC43V00	T0CRSH000	T0CRSHX00
希望小売価格(税別)*1	¥341,000	¥348,000	¥1,010,000	¥1,002,000
キャンペーン希望小売価格(税別)	¥221,000	¥226,000	¥656,000	¥651,000
液体窒素容量 ℥	3.6	4.3	8.5	10.0
液体窒素蒸発損失量*2 ℥/日	0.26	0.2	0.85	0.7
液体窒素再充填期間(日)	13	21	10	14
容器全高 mm	468	492	546	584
容器外径 mm	222	222	369	381
キャニスター最大収納数	1	1	1(5段ラック)	—
バイアル総収納数(1-1.8mL)*3 本	102	48	500	—
ケーン収納数 本	17	8	—	—
フリーズボックス収納数 列	—	—	5(10×10列)	—

*1 付属品としてキャニスター、CryoShipperの場合は、ラック、輸送用保護ケース、CryoShipper XCには輸送用保護ケースのみを含みます。

*2 ラックや試料未収納時における静置状態での公称値であり、設置環境や使用頻度により変化します。

安全キャビネット&クリーンベンチ

▶ バイオハザード対策用キャビネット

バイオハザードセフティキャビネット(AC2 G4モデル)

最高水準のULPAフィルター搭載の高性能キャビネット

- ◆ 液晶タッチスクリーン搭載(3.4フィート)
- ◆ 作業者やサンプルにとって危険な状態になると、消灯や音で知らせるアラーム機能を搭載
- ◆ 未使用時に消費電力を抑えるための「スタンバイモード」を搭載
- ◆ ガラスウインドウ操作に運動し、自動的にファンが回転・停止する「クイックスタートモード」を搭載
- ◆ 調光機能付きLED採用(3.4フィート)
- ◆ 殺菌灯タイマー付

● 横幅744*mm(2フィート)

カタログ番号 ESC-AC2-2J7
希望小売価格(税別) ¥1,140,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥798,000



**Sale
30%
OFF**



▲ 詳細はコチラ
NSF49認証モデル



※ 2フィートモデルは外観デザインが異なります

● 横幅1,069*mm(3フィート)

カタログ番号 2011609
希望小売価格(税別) ¥1,320,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥924,000

● 横幅1,374*mm(4フィート)

カタログ番号 2011610
希望小売価格(税別) ¥1,380,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥966,000

▶ バイオクリーンベンチ

バイオクリーンベンチ(BCB G4モデル)

HEPAの1ランク上を行くULPAフィルターを搭載した循環式クリーンベンチ

- ◆ 液晶タッチスクリーン搭載(3.4フィート)
- ◆ 約85%循環式
- ◆ ガラスウインドウ操作に運動し、自動的にファンが回転・停止する「クイックスタートモード」を搭載
- ◆ ガラスウインドウ下部には枠がなく、良好な視界を確保
- ◆ 殺菌灯タイマー付
- ◆ 調光機能付きLED採用(3.4フィート)

● 横幅744*mm(2フィート)

カタログ番号 ESC-BCB-2E7
希望小売価格(税別) ¥900,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥630,000



**Sale
30%
OFF**



● 横幅1,069*mm(3フィート)

カタログ番号 2011767
希望小売価格(税別) ¥1,020,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥714,000



● 横幅1,374*mm(4フィート)

カタログ番号 2011768
希望小売価格(税別) ¥1,100,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥770,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

エスコ社製品の特長(セフティキャビネット・クリーンベンチ共通)


人間工学に基づいたデザイン

作業がしやすいよう前面部には10度または5度の傾斜がつけられ、作業部には腕の負担を軽減するアームレストが設けられています。



DC ECMプロア(直流・電子コマートモーター)を採用

省エネでありながら、供給電圧が変動しても、安定した風速で運転することができます。



ISOCLIDE™ 抗菌パウダーコーティング


キャビネット本体には菌の増殖を抑える銀含有成分の粉体が塗装されています。



高性能ULPAフィルターを搭載

下降および排気用フィルターにULPAフィルター*を採用。ISOクラス3の清浄度を可能にしています。

* IEST RP-CC001.3, USAに基づいた分類



運転状態の確認が常時可能

本体前面の液晶タッチスクリーンから、風速や気流の状態、フィルターの寿命などを確認することができます。(3.4フィート)



清掃しやすいデザイン

ワークエリア内の側面・背面は1枚の板でできており、コーナー部には丸みをもたせ、清掃が容易にできるデザインです。また、作業台の取り外しも可能です。



▶ キャビネット関連アクセサリー

PTFE-ULPAフィルター&吸引ボトルキット

安全キャビネットでサクションポンプを使用する時にご利用ください

- ◆ ワークエリア内に設置します
- ◆ 封じ込め性能の高いPTFE-ULPAフィルターを採用
- ◆ 吸引ボトルをワークエリア内に設置する仕様
- ◆ 内径Φ6mmシリコンチューブの先端にピペットや付属品の200μL用ピペットチップアダプターを取り付けての作業が可能
- ◆ シリコンチューブ2m付属

カタログ番号 VAC-102 希望小売価格(税別) ¥92,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥69,000

**Sale
25%
OFF**

ワケンビーテック株式会社



詳細はコチラ▶

▶ クリーンベンチ

卓上式クリーンベンチ

省電力・作業性・使いやすさに優れた卓上式クリーンベンチ

- ◆ DCブラシレスモーター・LED照明を採用した消エネ設計
- ◆ 傾斜スライドシャッター、透明素材のサッシュで良好な視界を確保
- ◆ 操作パネルを外側右上に配置し、操作性を向上
- ◆ 殺菌灯・ガス配管・ブンゼンバーナー標準装備
- ◆ ISOクラス5の清浄度を実現するHEPAフィルターを採用



詳細はコチラ▶

ワケンビーテック株式会社



**Sale
30%
OFF**

● 横幅750mm

カタログ番号 WCB-750 希望小売価格(税別) ¥528,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥369,000

● 横幅1000mm

カタログ番号 WCB-1000 希望小売価格(税別) ¥745,000

キャンペーン希望小売価格(税別)

¥521,000

※ 運搬・据付費用は別途必要です。

PCR 装置 (サーマルサイクラー)

Biometra TOne 96G

リーズナブルなスタンダードサイクラー

最大上昇速度 4.0°C/秒	最大下降速度 3.3°C/秒
温度均一性 ±0.20°C (55°C)	最大 20°C グラジエント

カタログ番号 846-5-070-301 希望小売価格(税別) ¥570,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥400,000



Biometra TAdvanced 96SG (シルバーブロック)

最先端のPCRテクノロジーを採用した最高品質の上位モデル

最大上昇速度 8.0°C/秒	最大下降速度 5.5°C/秒
温度均一性 ±0.15°C (55°C)	最大 40°C グラジエント

カタログ番号 846-5-070-241 希望小売価格(税別) ¥1,200,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥840,000



Biometra TRIO 48

独立して運用可能な3ブロックのマルチモデルサーマルサイクラー

最大上昇速度 5.0°C/秒	最大下降速度 4.2°C/秒
温度均一性 ±0.20°C (55°C)	

カタログ番号 846-5-070-723 希望小売価格(税別) ¥1,650,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥1,150,000



Biometra TAdvanced 384G (384ウェル・アルミブロック)

最先端のPCRテクノロジーを採用した384プレート用モデル

最大上昇速度 4.0°C/秒	最大下降速度 2.0°C/秒
温度均一性 ±0.15°C (55°C)	最大 24°C グラジエント

カタログ番号 846-5-070-214 希望小売価格(税別) ¥1,150,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥840,000



Clontech PCR Thermal Cycler GP

安定した温度制御と使いやすさを両立したコンパクトサーマルサイクラー

コンパクト&軽量	12段階グラジエント機能
5インチタッチカラーパネル	高精度な温度制御を実現

カタログ番号 WN400 希望小売価格(税別) ¥580,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥350,000



Clontech

Sale
39%
OFF



Clontech

PCR 装置 (リアルタイム PCR)

CronoSTAR™96 Real-Time PCR System

高機能な多色リアルタイム PCR 装置

- ◆ 96ウェル、多波長4色対応 ◆ マルチプレックス解析可能
- ◆ 10.4インチのタッチパネル採用
- ◆ スタンドアロン制御可能 (解析はPCが必要)
- ◆ 新型コロナウイルス試薬測定可能

● 4色フィルタータイプ

カタログ番号 640231 希望小売価格(税別) ¥2,880,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥2,016,000



小型恒温装置

冷却・加温アルミブロックインキュベータープチクールMiniT-C

手のひらサイズの可愛いブロック恒温機。
冷却もできる優れモノです。

カタログ番号 WKN-9626 希望小売価格(税別) ¥63,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥50,400



Clontech

Sale
20%
OFF



セルウォーマー

温度コントローラーとステンレス板で構成された「保温板」です。
動物実験のオペ中の体温保持や術後の回復促進に効果があります。
また、安全キャビネット内での培養フラスコやシャーレの
温度低下防止に利用できます。

カタログ番号 WKN-CW-1100 希望小売価格(税別) ¥120,000

キャンペーン
希望小売価格(税別)
¥96,000



▶ 卓上小型遠心機

M6 小型遠心機

2.0mL/1.5mLチューブ用
ローターとPCRチューブ
ローターが標準付属する
お買い得な遠心機



**Sale
40%
OFF**

カタログ番号 M6 希望小売価格(税別) ¥39,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥23,400

**チ★SPIN スピンダウン用
卓上遠心機**

ボールバランサ設計により
本数に関わらずセット可能。
超小型・超軽量の遠心機です



1本でも3本
でもセットOK!

詳細はコチラ

カタログ番号 WKN-2374 希望小売価格(税別) ¥39,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥31,200

**チまる8 1.5mLチューブ
8本用卓上遠心機**

最もスタンダードな
チ遠心機!
実験には欠かせない
存在です



**Sale
20%
OFF**

カタログ番号 WKN-2322 希望小売価格(税別) ¥36,500

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥29,200

M13 小型微量高速遠心機

最大回転数は13,500rpm!
小型かつ軽量で
リーズナブルな遠心機

1.5/2.0mLチューブ
12本用ローター標準付属



**Sale
30%
OFF**

カタログ番号 M13 希望小売価格(税別) ¥84,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥58,800

**チはち PCR チューブ用
卓上遠心機**

PCR試薬調整時の
スピンダウンに最適!
8連PCRチューブ×2が
そのままセットできます!



**Sale
20%
OFF**

詳細はコチラ

カタログ番号 WKN-2818 希望小売価格(税別) ¥39,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥31,200

**チチェンジ PCR/1.5mLチューブ
8本用卓上遠心機**

8連PCRチューブと
1.5mLチューブ用の
ローターが簡単に
交換可能!



**Sale
20%
OFF**

カタログ番号 WKN-8866 希望小売価格(税別) ¥49,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥39,200

▶ ラボ用プリンター

▶ ラボ用ラベルプリンター

BMP51 ラベルプリンター

カートリッジ交換式で、
ラベルの使い分けが簡単

外寸法 : 150 (W) × 250 (D) × 90 (H) mm
※ ラベル・インクリボン一体型カートリッジは別売です。



詳細はコチラ

カタログ番号 BMP51 希望小売価格(税別) ¥148,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥90,000

**Sale
39%
OFF**

アクセサリ(ラベルデザインソフト)

BRADY WORKSTATION

誰でも簡単に使える
ラベルデザインソフトウェア



詳細はコチラ

カタログ番号 BWS 希望小売価格(税別) ¥29,800

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥20,000

**Sale
32%
OFF**

BBP12 ラベルプリンター

PCからの連続印字に適した
コンパクトモデル

外寸法 : 203 (W) × 259.3 (D) × 191.5 (H) mm
※ ラベル・インクリボンは別売りです。



詳細はコチラ

カタログ番号 BBP12 希望小売価格(税別) ¥148,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥118,400

**Sale
20%
OFF**

おすすめ消耗品(2.0mLチューブ用ラベル)

サンプルの凍結面に貼り付けられる画期的なラベル
品名 ラベル(角) 41.28×15.24mmフリーザーボンド(1500枚)

カタログ番号 THT-155-490-1.5-SC 希望小売価格(税別) ¥22,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥17,600

※ 別途インクリボン(R4311-90 ¥12,800)が必要です。

アクセサリ(ラベルデザインソフト)

多彩なレイアウト機能とデータ連携で
高品質なラベルデザインを実現

品名 CODESOFT2022 Win ラベル作成ソフトウェア(ハードキー)

カタログ番号 CS2022-W-U 希望小売価格(税別) ¥148,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥118,400

**Sale
20%
OFF**

消耗品(インクカートリッジ)

インクカートリッジ



**Sale
48%
OFF**

J2000ラベルプリンター

カラーラベルを使用して、
検体管理の識別を簡単に!

外寸法 : 264 (W) × 389 (D) × 180 (H) mm
※ ラベル・インクカートリッジは別売りです。
※ ラベルデザインソフト
BRADY WORKSTATION標準付属



詳細はコチラ

カタログ番号 J2000+BWS 希望小売価格(税別) ¥498,000

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥258,000

**Sale
31%
OFF**

カタログ番号 J20-CMY 希望小売価格(税別) ¥19,800

**キャンペーン
希望小売価格(税別)**

¥13,500