

銅まつり DOU MATSURI CAMPAIGN

今年もやります!!

【開催期間】2026年7月1日(水)～9月30日(水)

Vios iDX 165 CO₂インキュベーター



製品情報



※画像は右開きですが、商品は左開きです。

カタログ番号:51036765
希望小売価格(税抜):¥1,760,000

銅チャンバー・TCセンサーモデル

カタログ番号:51036767
希望小売価格(税抜):¥1,920,000

銅チャンバー・IRセンサーモデル

Thermo社の独自技術で10分以内にあらゆるパラメーターを回復できる最高品質の最新モデル

- ◆ 180°C乾熱滅菌機能搭載
- ◆ 庫内はISOクラス5の清浄度を維持
- ◆ 高性能CO₂センサーを2タイプから選択(TC/IR)
- ◆ パラメーター迅速復帰に優れた内部システム
- ◆ 加湿能力が高い上、結露が発生しにくい構造
- ◆ 人間工学に基づいたデザインで使いやすい
- ◆ 視認性の高い7インチ液晶タッチパネルを採用

CAMPAIGN

30% OFF

キャンペーン
希望小売価格

¥1,230,000

キャンペーン
希望小売価格

¥1,340,000

※右開き仕様をご希望の場合は、弊社までお問合せください。

celculture CO₂インキュベーター



製品情報



カタログ番号:2170228
希望小売価格(税抜):¥770,000

銅チャンバー・CO₂モデル

カタログ番号:2170398
希望小売価格(税抜):¥950,000

銅チャンバー・CO₂/O₂モデル

パーソナルからラボ使用までお薦めの最高品質50Lモデル

- ◆ 素早い温度復帰性能
- ◆ 外装にISOCIDE™抗菌パウダーコーティング
- ◆ O₂(低酸素)制御機能を選択可能
- ◆ 外部データ出力機能搭載可能(オプション)

CAMPAIGN

25% OFF

キャンペーン
希望小売価格

¥570,000

キャンペーン
希望小売価格

¥710,000

※ドア開閉方向指定可能(通常は左開きです。)

銅チャンバー関連トピックスを掲載中!

100%純銅チャンバーだからできるコンタミ対策の確かな効果と安全性。



メンテナンスフリーの銅チャンバーに、培地等の汚れが付着した場合のクリーニング、除染、メンテナンスの方法。



(どお)
銅お~んな
もんじゃ!



ワケンビーテック株式会社

OUTLET
アウトレット品

フォーマ ステリサイクルCO₂インキュベーター

在庫限定
40%~
OFF



銅
チャン
バー
モデル

- ◆ 視覚的操作で使いやすい、カラー液晶タッチパネル (ICAN) 搭載
- ◆ 180℃でチャンバー内を乾熱滅菌するSteri-Run機能搭載
- ◆ 高精度のIR CO₂センサーを採用
- ◆ 内蔵HEPAフィルターによりISOクラス5の清浄度を素早く実現
- ◆ 6つの分離された気密ドアにより、環境変化に対する安定性に優れています。(セルロッカーシステム)

i160・i250



セルロッカー
システム



セルロッカー
システム

※ チャンバーの中に入れる「セルロッカー」は別売りです。

カタログ番号:51033566 希望小売価格(税抜):¥1,680,000

銅チャンバー・165L

カタログ番号:51033606 希望小売価格(税抜):¥2,400,000

銅チャンバー・255L

カタログ番号:51033986 希望小売価格(税抜):¥2,320,000

セルロッカーシステム銅チャンバー・165L

アウトレット
希望小売価格

¥1,000,000

アウトレット
希望小売価格

¥1,200,000

アウトレット
希望小売価格

¥1,392,000

各種培養容器

SAMPLE
あります!



製品情報



Ingens 多層培養ディッシュ

コンパクトかつ軽量の多層ディッシュ

希望小売価格
(税抜)

¥168,000~



製品情報



Cellfac 培養用多層フラスコ

品質とコストを兼ね備えた多段層フラスコ

希望小売価格
(税抜)

¥36,000~



製品情報



Roller Bottle (培養用ローラーボトル)

リーズナブルかつ高品質なローラーボトル

希望小売価格
(税抜)

¥10,200~

細胞培養関連装置 (CO₂インキュベーター内設置可能)



製品情報



デモ機
あり

Remoeshake 加湿対応ロータリーシェーカー

- ◆ インキュベーター内での使用に適したコンパクト設計
- ◆ プラットフォームはワンタッチで交換可能
- ◆ 最大フラスコサイズ1Lまでの各種アクセサリーをご用意(オプション)

カタログ番号:WB-T101SRC

希望小売価格
(税抜)

¥342,000



製品情報



増加デッキ
1台設置例

デモ機
あり

Remoeroll 加湿対応セルローラー

- ◆ 加湿環境に完全対応
- ◆ 増加デッキにより段数を増やせます
- ◆ 独立型コントローラーは明るく見やすいタッチパネル式
- ◆ コンパクトで回転数の自動補正機能付

カタログ番号:WKN-2101

希望小売価格
(税抜)

¥760,000 (ベースユニットのみ)

※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。
※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。



ワケンビーテック株式会社

WAKEN B TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
(東日本営業部) TEL(03)5621-2420 / FAX(03)5621-2421
滋賀支店 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目1番5号
(西日本営業部) TEL(077)561-0081 / FAX(077)561-0082

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810



営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日・弊社休日を除く)

https://www.wakenbtech.co.jp

販売店