

レイニン スタンダード製品キャンペーン 2026年秋

幅広いユーザー様へ レイニン品質をお手頃価格で

**XLS+シングル
ピペット
35%OFF!!**



**PL+シングル・マルチチャンネルピペット
40%OFF!!**



**電動ピペットE4シングルチャンネル
35%OFF!!**



**RG リサーチグレードチップ
40%OFF!!**



**電動ピペットVero
シングルチャンネル35%OFF!!**



**SP/SP+ピペッター
30%OFF!!**

**スタンダード製品
キャンペーンページはこちら**



キャンペーン期間：2026年9月1日（火）～10月30日（金）受注分まで

■ キャンペーンお申し込み方法

当キャンペーンをご検討の方は、メトラー・トレド レイニンの営業担当または、お取引のある代理店・ディーラー様にお声掛け頂くか、キャンペーンページからお申込みください。お見積りを発行させていただきます。

**エキスパート製品
キャンペーンページはこちらから**



ラボのチップに適合

レイニンPipet-Lite PL+ピペット 汎用タイプ (UNV)



40%
OFF

壊れにくい・さびにくい・頑丈で長持ち
お手頃価格

パフォーマンス (正確さ・精密さ) はレイニン品質
ラボでお使いの汎用チップに適合

PL+シングルピペット
製品ページはこちら



UNV Pipet-Lite PL+ シングルチャンネル汎用タイプ (UNV)

品番	製品名	容量	価格	特別価格
30973077	Pipette SL-2PL+	0.1-2 μ L	40,900	24,500
30973078	Pipette SL-10PL+	0.5-10 μ L	40,900	24,500
30973079	Pipette SL-20PL+	2-20 μ L	40,900	24,500
30973080	Pipette SL-100PL+	10-100 μ L	40,900	24,500
30973081	Pipette SL-200PL+	20-200 μ L	40,900	24,500
30973082	Pipette SL-1000PL+	100-1000 μ L	40,900	24,500
30973083	Pipette SL-5000PL+	500-5000 μ L	53,200	31,900
30973084	Pipette SL-10MLPL+	1-10 mL	53,200	31,900



4本掛けクリアスタンド
別売り価格11,800円



ボリュームメーターが見やすい位置



メーターロックが大きく操作しやすい

大学ユーザー様・
企業ユーザー様にて導入続々！
コストパフォーマンスの良さに
ご好評いただいています！

PL+ ピペットアカデミアユーザー様限定
メンテナンス・サービス
1点 (100%容量) x 4回プラン 5,190円 (税別)
将来のメンテナンスが必要となっても安心！

新サービスプラン

レイニン独自のLTSシステム

レイニンPipet-Lite PL+ピペット LTSタイプ

LTS

40%
OFF

壊れにくい・さびにくい・頑丈で長持ち
お手頃価格

パフォーマンス(正確さ・精密さ)はレイニン品質
レイニン独自のLTS(ライトタッチシステム)

PL+シングルピペット
製品ページはこちら



LTS

Pipet-Lite PL+ シングルチャンネルLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
30973085	Pipette L-2PL+	0.1-2 μ L	40,900	24,500
30973086	Pipette L-10PL+	0.5-10 μ L	40,900	24,500
30973087	Pipette L-20PL+	2-20 μ L	40,900	24,500
30973088	Pipette L-100PL+	10-100 μ L	40,900	24,500
30973089	Pipette L-200PL+	20-200 μ L	40,900	24,500
30973090	Pipette L-1000PL+	100-1000 μ L	40,900	24,500
30973091	Pipette L-5000PL+	500-5000 μ L	53,200	31,900
30973092	Pipette L-10MLPL+	1-10 mL	53,200	31,900



4本掛けクリアスタンド
別売り価格11,800円

LTS

Pipet-Lite PL+ マルチチャンネルLTSタイプ

品番	製品名	容量	価格	特別価格
30537456	Pipette MCP L8-10PL+	0.5-10 μ L	163,500	98,100
30537457	Pipette MCP L8-20PL+	2-20 μ L	152,200	91,300
30537458	Pipette MCP L8-50PL+	5-50 μ L	152,200	91,300
30537459	Pipette MCP L8-200PL+	20-200 μ L	152,200	91,300
30537460	Pipette MCP L8-300PL+	20-300 μ L	152,200	91,300
30537461	Pipette MCP L12-10PL+	0.5-10 μ L	199,900	119,900
30537462	Pipette MCP L12-20PL+	2-20 μ L	183,500	110,100
30537463	Pipette MCP L12-50PL+	5-50 μ L	183,500	110,100
30537464	Pipette MCP L12-200PL+	20-200 μ L	183,500	110,100
30537465	Pipette MCP L12-300PL+	20-300 μ L	183,500	110,100



※マルチチャンネルは
LTSタイプのみ

特許取得のLTS (Lite Touch System)

レイニンの Lite Touch System (LTS) は、チップとシャフトの間の摩擦を実質的に排除することにより、チップの装着と取り外しに必要な力を劇的に低減(85%カット)。反復性疲労障害を減らし、ピペット操作の快適性が向上します。

LTS




小さな面積のシーリング
劇的に摩擦を削減

ポジティブストップ
シャフトの押し込みは不要

アカデミア(大学・官公庁研究所)ユーザー様向けお手頃
価格LTSチップパッケージ有!お問合せください。

チップの取り外しにかかる力



▼ 女性の筋力の最大値の30%の力を推奨=2.1 kg
▼ 男性の筋力の最大値の30%の力を推奨=3.0 kg

ラボのチップに適合

レイニンPipet-Lite XLS+ピペット 汎用 (UNV) タイプ



35%
OFF

高精度・高再現性

心地よいグリップ感

疲労によるエラーを抑制

RFIDタグ内蔵で効率よいピペット管理 (企業ユーザー向け)

XLS+シングルピペット
製品ページはこちら



品番	製品名	容量	価格	特別価格
17014413	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-2XLS+	0.1-2 μ L	72,400	47,000
17014409	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-10XLS+	0.5-10 μ L	72,400	47,000
17014412	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-20XLS+	2-20 μ L	65,900	42,800
17014408	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-100XLS+	10-100 μ L	65,900	42,800
17014411	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-200XLS+	20-200 μ L	65,900	42,800
17014414	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-300XLS+	20-300 μ L	65,900	42,800
17014407	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-1000XLS+	100-1000 μ L	65,900	42,800
17014410	Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-2000XLS+	200-2000 μ L	65,900	42,800
17011801	Pipet-Lite Pipette Unv SL-5000XLS	500-5000 μ L	76,400	49,600
17011795	Pipet-Lite Pipette Unv SL-10MLXLS	1-10 mL	76,400	49,600

レイニンXLS+ ピペットLTSタイプ シングル・マルチチャンネルピペット
(8・12ch 20 μ L -1200 μ L)をご希望の場合はお問い合わせください。

特別価格をご案内します



疲労・疲労によるエラーを防ぐデザイン



SmartStand (別売) などでRFIDによる管理が可能



ラボのチップに適合

レイニン電動ピペットE4 シングルチャンネル 汎用タイプ (UNV)



35%
OFF

大きい・見やすい画面

感覚的な操作が可能なインターフェース

等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシング簡単操作

検量線・Standard Curve でレイニン品質を実感

ラボでお使いの汎用チップに適合 (300, 2000, 5000 μ L, 10mL除く)

電動ピペットE4
製品ページはこちら



E4シングルチャンネルピペット汎用タイプ (UNV)

品番	製品名	容量	価格	特別価格
17014491	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-10XLS+	0.5-10 μ L	133,000	86,400
17014494	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-20XLS+	2-20 μ L	133,000	86,400
17014490	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-100XLS+	10-100 μ L	133,000	86,400
17014493	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-200XLS+	20-200 μ L	133,000	86,400
17014495	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-300XLS+	20-300 μ L	133,000	86,400
17014489	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-1000XLS+	100-1000 μ L	133,000	86,400
17014492	E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-2000XLS+	200-1000 μ L	133,000	86,400
17012353	E4 Electronic Pipette Unv. SE4-5000XLS	500-5000 μ L	133,000	86,400
17012354	E4 Electronic Pipette Unv. SE4-10MLXLS	1-10 mL	133,000	86,400

レイニン電動ピペットE4 LTSタイプ シングル・マルチチャンネルピペット
(8・12ch 20 μ L~1200 μ L)をご希望の場合はお問い合わせください
特別価格をご案内します



簡単操作



定量性が秀逸なLTSマルチチャンネル



希釈系列・プレートワークに



ミキシング・ビーズウォッシュも楽々

ラボのチップに適合

レイニン電動ピペットVero シングルチャンネル 汎用タイプ (UNV)



35%
OFF

汎用タイプ (UNV) 新発売！
先行発注お受け付けいたします。

約30%軽量・小型化、手の小さい方でも操作しやすい
ジョイスティック、左右のトリガーボタンでも操作が可能
等量連続分注・通常ピペッティング・ミキシング簡単操作
検量線・Standard Curve でレイニン品質を実感
ラボでお使いの汎用チップに適合 (300, 2000, 5000 μ L, 10 mL除く)

電動ピペットVero
製品ページはこちら



UNV Veroシングルチャンネルピペット汎用タイプ (UNV)

品番	製品名	容量	価格	特別価格
31044457	E-Pipette Vero UNV V-10	0.5-10 μ L	146,000	94,900
31044518	E-Pipette Vero UNV V-20	2-20 μ L	146,000	94,900
31044519	E-Pipette Vero UNV V-100	10-100 μ L	146,000	94,900
31044520	E-Pipette Vero UNV V-200	20-200 μ L	146,000	94,900
31044521	E-Pipette Vero UNV V-300	20-300 μ L	146,000	94,900
31044522	E-Pipette Vero UNV V-1000	100-1000 μ L	146,000	94,900
31044523	E-Pipette Vero UNV V-2000	200-2000 μ L	146,000	94,900
31044524	E-Pipette Vero UNV V-5ML	500-5000 μ L	146,000	94,900
31044525	E-Pipette Vero UNV V-10ML	1-10 mL	146,000	94,900
31103649	Charging Stand Vero	Vero充電スタンド (3本掛け)	70,000	35,000

※Vero専用チャージング
スタンドは50%OFF!

レイニン電動ピペットVero LTSタイプ シングル・マルチチャンネルピペット
(8・12ch 20 μ L~1200 μ L)をご希望の場合はお問い合わせください
特別価格をご案内します



快適性を追求したデザイン



見やすく選択しやすいタイルメニュー



プロトコルの作成・切り替えが簡単

レイニンリサーチグレード(RG)チップ


おすすめポイント

1. 適合性

各メーカーのピペットのほとんどに適合！

詳細は適合表をご確認ください。サンプルチップなどでお確かめいただくことも可能です。鋳型など製造工程の最適化により、しっかり・きっちり装着できます。

ラボのピペットに適合
ピペット適合表あり!!



チップ適合表はQRコードからご確認ください

2. 原料品質

材質は無添加、不活性のバージンポリプロピレン。

スリッピング剤・可塑剤・着色料不使用で、再生プラスチック素材も一切不使用です。



原料となる
バージンポリプロピレン

3. 装着性

しなやかで快適な装着・取り外し。

レイニンチップは柔軟で、チップイジェクターにダメージを与えません。

特に1000 μ Lサイズのチップはその柔らかさ・やさしい脱着を実感、ご好評いただいています。大人気ロングセラー！



1000 μ Lチップ：
シャフトと接する開口部が
薄くやわらか

4. 詰め替えタイプ

実はレイニンが世界初！環境にやさしいエコ商品です。

チップに接触するリスクがありません。とても使いやすく詰め替えが簡単。クリアプラスチック製のため、梱包されているフィルムを外した後も、容器由来の紙くずの付着もなく、開封後も清潔に保管が可能です。



5. ファインポイントチップ

従来型に比べ、薄手でしなやかであることにより、液体の接着面積が小さく、定量性・液切れのよいチップです。



6. 製造品質

厳格な製造と検査手順に基づき、さまざまな汚染物質が含まれていないか厳密なテストが実施されています。品質試験方法も明記されており、COC・COQを入手してご確認いただけます。(滅菌・滅菌フィルターチップのみ)



ピペットを登録いただくと1本につき1本植樹する活動を行っています！
詳しくはこちら





ピペットチップ ラック&バルク袋入り 10 μ L / 250 μ L / 1000 μ L

40%
OFF

RG10 μ L ショート (全長31mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名 種類			入数	価格	特別価格	大箱×1	
							入数	価格
30374654	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L 960C/10			96本×10ラック	9,000	5,400	96本×50ラック	ご相談ください
30374657	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L S 960C/10		滅菌	96本×10ラック	10,200	6,100	96本×50ラック	ご相談ください
30537470	Pipette Tips RC UNV 10 μ L 1000C/1	バルク		1,000本	4,100	2,400	1000本×5/パック	ご相談ください

RG10 μ L ロング (全長46mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名 種類			入数	価格	特別価格	大箱×1	
							入数	価格
30537525	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L X 960C/10	微量ロング		96本×10ラック	9,000	5,400	96本×50ラック	ご相談ください
30537526	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L SX 960C/10	微量ロング	滅菌	96本×10ラック	10,200	6,100	96本×50ラック	ご相談ください
30537524	Pipette Tips RC UNV 10 μ L X 1000C/1	微量ロング・バルク		1,000本	4,200	2,500	1000本×5/パック	ご相談ください

RG250 μ L (全長50mm 200/100/50/10 μ L ライン)



品番	製品名 種類			入数	価格	特別価格	大箱×1	
							入数	価格
30374655	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L 960C/10			96本×10ラック	9,000	5,400	96本×50ラック	ご相談ください
30374658	Pipette Tips HRC UNV 250 μ L S 960C/10		滅菌	96本×10ラック	10,200	6,100	96本×50ラック	ご相談ください
30537469	Pipette Tips RC UNV 250 μ L 1000C/1	バルク		1,000本	4,100	2,400	1000本×5/パック	ご相談ください

RG1000 μ L (全長86mm 1000/100 μ L ライン)



品番	製品名 種類			入数	価格	特別価格	大箱×1	
							入数	価格
30374656	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L 768C/8			96本×8ラック	9,000	5,400	96本×40ラック	ご相談ください
30374659	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L S 768C/8		滅菌	96本×8ラック	10,200	6,100	96本×40ラック	ご相談ください
30537468	Pipette Tips RC UNV 1000 μ L 1000C/1	バルク		1,000本	4,900	2,900	1000本×5/パック	ご相談ください



RG ラック入りチップ

フタを片手で簡単に開けて閉めることが可能です。ラックは積み重ねができ、省スペースです。

ラックデッキの色で容量がわかりやすくなっています。ラック縁がじゃまをしないので、マルチチャンネルピペット使用時に、全チャンネルでも、部分的でもチップを快適に装着することができます。



RG バルクチップ

高品質なレイニンチップが、よりお手頃な価格となっています。オートクレーブにも頑丈な RG ラックに詰めてご利用いただけます。

キャンペーン期間：2026年9月1日（火）～10月30日（金）受注分まで
お申込みはこちらから





ピペットチップ 詰め替え リフィル

10µL / 250µL / 1000µL

RG リフィル 10µL ショート (全長31mm 2/10µLライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30537471	Pipette Tips RSC UNV 10µL 960C/10	96本×10段	8,200	4,900	(96本×10段) ×5タワー	ご相談ください
30537474	Pipette Tips RSC UNV 10µL S 960C/10	96本×10段	9,500	5,700	(96本×10段) ×5タワー	ご相談ください

RG リフィル 250µL (全長50mm 200/100/50/10µLライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30537472	Pipette Tips RSC UNV 250µL 960C/10	96本×10段	8,200	4,900	(96本×10段) ×5タワー	ご相談ください
30537475	Pipette Tips RSC UNV 250µL S 960C/10	96本×10段	9,500	5,700	(96本×10段) ×5タワー	ご相談ください

RG リフィル 1000µL (全長86mm 1000/100µLライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30537473	Pipette Tips RSC UNV 1000µL 768C/8	96本×8段	8,200	4,900	(96本×8段) ×5タワー	ご相談ください
30537476	Pipette Tips RSC UNV 1000µL S 768C/8	96本×8段	9,500	5,700	(96本×8段) ×5タワー	ご相談ください

使えば分かる簡単リフィル!



空ラック



空プレート取る
(残っていれば)



リフィルタワーを
空ラックへセット



上からポン!
らくらくロード
大きな力は不要



リフィルタワーを取る



保存トレーに戻す

プラスチックフィルムで清潔包装です。
開封後もクリアプラスチックで保護されています。
紙などの包装材ではないため、ごみやほこりが生じて入り込むこともありません。



ピペットを登録いただくと1本につき1本植樹する活動を行っています!
詳しくはこちら





フィルター滅菌チップ ラック

10 μ L / 20 μ L / 100 μ L / 200 μ L / 1000 μ L

40%
OFF

RG10 μ L ショート (全長31mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30374660	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L F 960C/10	96本×10ラック	18,700	11,200	96本×50ラック	ご相談ください

RG10 μ L ロング (全長46mm 2/10 μ L ライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30537527	Pipette Tips HRC UNV 10 μ L FX 960C/10	96本×10ラック	18,700	11,200	96本×50ラック	ご相談ください

RG20 μ L (全長50mm 10 μ L ライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30374661	Pipette Tips HRC UNV 20 μ L F 960C/10	96本×10ラック	18,700	11,200	96本×50ラック	ご相談ください

RG100 μ L (全長50mm 100/50/10 μ L ライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30537521	Pipette Tips HRC UNV 100 μ L F 960C/10	96本×10ラック	18,700	11,200	96本×50ラック	ご相談ください

RG200 μ L (全長50mm 200/100/50/10 μ L ライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30537522	Pipette Tips HRC UNV 200 μ L F 960C/10	96本×10ラック	18,700	11,200	96本×50ラック	ご相談ください

RG1000 μ L (全長86mm 1000/100 μ L ライン)



品番	製品名 種類	入数	価格	特別価格	大箱×1	
					入数	価格
30537523	Pipette Tips HRC UNV 1000 μ L F 768C/8	96本×8ラック	18,700	11,200	96本×40ラック	ご相談ください

フィルター滅菌チップ

PCR 反応を阻害しません。無添加・安心のフィルター素材



上) レイニンエアゾール耐性フィルター拡大写真：
100% バージンポリエチレンフィルターマトリックス
は、薄片や粒子が剥がれ落ちたり破砕したりすること
はありません。平均孔径は 20 μ m です。



下) 他社製セルフシーリング型フィルター拡大写真：
柔らかく、碎ける可能性のあるセルロースガム粒子
が添加剤として含まれます。薄片や粒子が剥がれ落
ちる可能性があります。平均孔径は 45 μ m です。



RGチップ品質と性能証明

COC (Certificate of Compliance) は商品記載の
品番とロットでウェブから入手いただけます。

COQ (Compliance of Quality) はウェブに掲載、
また納品ケースに同梱しています。



キャンペーン期間：2026年9月1日 (火) ～10月30日 (金) 受注分まで
お申込みはこちらから



レイニンピペッター (ピペットコントローラー) SP/SP+

30%
OFF

SP



SP+
ヘッド長さ
伸縮可能タイプ



ピペットコントローラー
製品ページはこちら



長持ちリチウムバッテリー

1回の充電で15時間、10分充電で1時間稼働

SP+はクリーンベンチや安全キャビネット内で快適操作を実感

吸引吐出速度可変

液滴コントロール可能

レイニン品質・お手頃価格

レイニンピペッター (ピペットコントローラー) SP/SP+

品番	製品名	価格	特別価格
30671414	Pipette Controller SP	57,500	40,200
30671415	Pipette Controller SP+	66,300	46,400



液滴吐出速度コントロール
加圧式速度制御



左右吸引吐出スピード可変ボタン
中央はバッテリー残存表示



SP+ヘッドを伸ばして手元操作らくらく
特にクリーンベンチ・安全キャビネット内使用
時に快適性を発揮

96/384セミオート分注機 MicroPro

コンパクト、低価格で使いやすいMicroPro は、高解像度のタッチスクリーンにワイヤレスで接続し直感的に操作可能です。

20%
OFF

20 μ L、300 μ L、1250 μ Lモデル

キャビネット/フード内に適したコンパクトサイズ

複雑なワークフローを保存／検索

直感的なタッチスクリーンインターフェース

10段階スピードスピードコントロール

デュアルトレイネスト(オプション)とストリップチップにより、連続希釈が容易に



製品ページはこちら



動画でチェック!



MicroPro300は8本のチップが連なったストリップチップを1列ずつ装着することが可能で、手軽に希釈系ワークが実施できます。(ストリップチップは300 μ Lのみ、また対応機器はMicroPro300のみ)。



品番	製品名	容量	価格	特別価格
30852641	Electronic 96-ch pipette MicroPro 20 EX	2-20 μ L	1,711,500	1,369,200
30852640	Electronic 96-ch pipette MicroPro 300 EX	5-300 μ L	1,711,500	1,369,200
30932002	Electronic 96-ch pipet MicroPro 1250 EX	50-1250 μ L	1,711,500	1,369,200

レイニン、Pipetting 360 +、LTS、Life Touchシステムは、メトラー・トレド レイニン LLCの商標です。

www.mt.com/

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F
Email: support.jp@mt.com 代表電話: 03-5815-5515

代理店名

©09/2026 Mettler-Toledo K.K.

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません