




今後も安心して使える Windows 11 対応！

最新 CMOS センサーを搭載した顕微鏡用デジタルカメラ

更新支援キャンペーン

期間 2025/9/1 ~ 2026/3/31

ご注文書受領分まで

Windows10 サポート終了に伴い、更新をご検討されているお客様へ
Windows11 対応の顕微鏡用デジタルカメラをお求めやすい特別価格でご
提供するキャンペーンをご用意いたしました。



カメラモデル	キャンペーンセット名	キャンペーン型式	希望小売価格 (通常時)	希望小売価格 (キャンペーン時)
DP75	スタンダードセット	DP75-C-ST	¥1,862,900	▶ ¥1,400,000
DP28	デスクトップ PC セット	DP28-C-DT2	¥1,442,300	▶ ¥1,080,000
DP23	デスクトップ PC セット	DP23-C-DT2	¥1,170,300	▶ ¥880,000



※上記価格は税抜価格です

※上記各キャンペーンセットには、各カメラ本体、専用コントローラー、イメージングソフトウェアが含まれています。

■ Windows 11 未対応のDPシリーズ旧モデル。お求めやすいこの機会に是非、更新をご検討ください！



※ DP73 は Windows11 に対応ですが、使用可能な cellSens のバージョンは Ver 4.3.1 までです。

顕微鏡用デジタルカメラ DP75(1237万画素冷却高感度CMOSセンサー)

ペルチェ冷却による高感度な蛍光イメージング、エビデントの誇る多軸色補正による高い色再現技術、スムーズで高精細なライブ像、全てのカラーカメラ基本性能を最高レベルに引き上げたDPシリーズのフラッグシップモデルです。

AIシーン認識による5つの観察方法(明視野、蛍光、位相差、微分、偏光)の自動認識で、煩雑なパラメーター調整をしなくても、最適なライブ画像の表示や撮影が可能です。




顕微鏡用デジタルカメラ DP28(890万画素CMOSセンサー)

890万画素1型グローバルシャッター方式のCMOSセンサーを搭載。ワンランク上の4K/33fps、フルHD/64fpsの高ライブ画像など、目視に近く歪みの少ないライブ像を体感できます。また、対角FN25相当の超広視野画像の撮影も可能です。




顕微鏡用デジタルカメラ DP23(640万画素CMOSセンサー)


640万画素1/1.8型CMOS、DP28と同じICC色再現性技術を搭載。最大解像度時45fps、フルHDで60fpsの高ライブ画像、対角FN25相当の超広視野画像の撮影も可能な高性能カラーカメラです。



DP75：低ノイズで鮮明な蛍光画像



DP28：高精細 4K 画像 (円内)



DP23：自然で忠実な色再現を実現

カメラ型式	イメージセンサー	ペルチェ冷却	主な対応観察法	ライブ表示速度
DP75	1237万画素 1.1型カラー CMOS	あり	蛍光・明視野・微分干涉・ 位相差・偏光, etc.	22fps(4096 × 3000) 44fps(2048 × 1500) 60fps(1920 × 1080)
DP28	890万画素 1型カラー CMOS	なし	明視野・微分干涉・ 位相差・偏光, etc.	32fps(4104 × 2174) 33fps(3840 × 2160 : 4K) 64fps(1920 × 1080)
DP23	640万画素 1/1.8型カラー CMOS	なし	明視野・微分干涉・ 位相差・偏光, etc.	45fps(3088 × 2076) 60fps(1920 × 1080)

EvidentScientific.com

株式会社エビデント

〒192-0033 東京都八王子市高倉町67-4

- 当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。登録範囲は<https://evidentscientific.com/ja/legal/iso/>をご覧ください。
- 当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得企業です。
- 安全にお使いいただくために：顕微鏡用照明装置には耐用年限がありますので、定期点検をお願い致します。詳細は当社HPをご覧ください。
- このカタログに記載の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- モニタ画像ははめ込み合成です。
- 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

取扱販売店名

EVIDENT Customer Information Center

お客様相談センター 受付時間 平日 9:00 ~ 17:00

0120-58-0414 ※フリーダイヤルがご利用できない場合 03-6901-4200

お問い合わせ : <https://evidentscientific.com/ja/contact-us/>

EVIDENT

OLYMPUS

V86017362508