




神経科学分野マーカー抗体

トライアル キャンペーン

新規購入者限定で最大40%OFF

キャンペーン概要

期 間

2025/7/1 (火) ~ 2025/9/30 (火) ご注文分

概 要

対象製品を初めて購入いただく方に限り、希望納入価格の最大40%OFFでご提供

ご注文方法

最終ページの専用注文用紙に必要事項を記入の上、当社販売代理店へお渡しください

- ・ご注文いただく製品の種類に制限はありませんが、1製品あたり最大3本までです
- ・富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます

ココに注目！

ポイント1

モルモット由来抗体のラインアップを拡充

多くの一次抗体は、ウサギやマウス由来であるため、「多重染色したいけど、違う動物種の抗体が見つからない」という悩みがあります。当社ではモルモット由来の神経科学分野マーカー抗体のラインアップを増やしています。

■ モルモット由来抗体のラインアップ

- | | | |
|----------|------------|----------|
| □ MAP2 | □ パルプアルブミン | □ CX3CR1 |
| □ HuC/D | □ シナプシン I | □ P2RY12 |
| □ VGLUT1 | □ ラミニン | □ オキシトシン |

ポイント2


世界中で使用されている抗体を試すチャンス

当社の神経科学分野マーカー抗体には、日本国内はもちろん、世界中の研究者に使用されているものがあります。これまで当社の抗体を知らなかった方やこれから研究を始める方は、ぜひこの機会に当社の抗体をお試しください。

■ 世界中で使用されている当社のマーカー抗体

- 抗Iba1, ウサギ(免疫細胞化学用)
- 抗Iba1, ヤギ
- 抗アミロイドβ モノクローナル抗体 シリーズ
- 抗りん酸化α-シヌクレイン, モノクローナル抗体


神経細胞



抗MAP2, モルモット

動物種 マウス
部位 大脳皮質運動野
サンプル 凍結切片
抗体濃度 1:1,500


<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系
宮田先生



抗HuC/D, モルモット

動物種 マウス
部位 海馬
サンプル 凍結切片
抗体濃度 1:1,500


<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系
宮田先生



抗VGLUT1, モルモット

動物種 マウス
部位 海馬
サンプル 凍結切片
抗体濃度 1:1,600


<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系
宮田先生



抗パルブアルブミン, モルモット

動物種 マウス
部位 大脳皮質体性感覚野
サンプル 凍結切片
抗体濃度 1:1,500

<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系
宮田先生





抗シナプシン I, モルモット

サンプル 海馬培養細胞
抗体濃度 1:1,000

<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系
宮田先生

標的	品名	抗体種	アプリケーション	交差性	ホスト	コードNo.	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
GAP-43	抗りん酸化GAP-43 T172, モノクローナル抗体(19-9A)	モノクローナル	IHC	Hu, Mu, Rt	Mu	017-25411	100 μ L	58,700	35,220
MAP2	抗MAP2, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Gp	013-28551	50 μ L	44,000	26,400
HuC/D	抗HuC/D, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Gp	015-29091	50 μ L	40,000	24,000
VGLUT1	抗VGLUT1, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Gp	013-28811	50 μ L	40,000	24,000
Parvalbumin	抗パルブアルブミン, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Gp	010-28561	50 μ L	44,000	26,400
Synapsin I	抗シナプシン I, モルモット	ポリクローナル	ICC, IHC(F)	Mu, Rt	Gp	018-29081	50 μ L	40,000	24,000

アストロサイト




抗GFAP, モノクローナル抗体(MO389)

動物種 マウス
部位 視床、海馬
サンプル 凍結切片
抗体濃度 1:500

標的	品名	抗体種	アプリケーション	交差性	ホスト	コードNo.	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
GFAP	抗GFAP, モノクローナル抗体(MO389)	モノクローナル	IHC, ICC, WB	Hu, Mu	Mu	018-27283	50 μ L	46,000	27,600


ミクログリア



抗CX3CR1, モルモット


動物種: マウス
部位: 海馬
サンプル: 凍結切片
抗体濃度: 1:800

<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系
宮田先生



抗Iba1, ウサギ(免疫細胞化学用)

動物種: マウス
部位: 小脳
サンプル: 凍結切片
抗体濃度: 1:1,000



抗P2RY12, モルモット

動物種: マウス
部位: 延髄最後野
サンプル: 凍結切片
抗体濃度: 1:900

<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系
宮田先生


標的	品名	抗体種	アプリケーション	交差性	ホスト	コードNo.	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
CX3CR1	抗CX3CR1, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Gp	016-28801	50 μ L	40,000	24,000
Iba1	抗Iba1, ウサギモノクローナル抗体(6A4), 組換え体	モノクローナル	FCM, IHC(F)	Mu, Rt	Rb	012-28521	20 μ L	20,000	16,000
						018-28523	100 μ L	60,000	36,000
	抗Iba1, ウサギ(免疫細胞化学用)	ポリクローナル	ICC, IHC(F)	Mu, Rt	Rb	019-19741	50 μ g	48,400	29,040
	抗Iba1, ウサギ(ウエスタンブロットティング用)	ポリクローナル	WB	Hu, Mu, Rt	Rb	016-20001	50 μ g	48,400	29,040
	抗Iba1, ウサギ(パラフィン切片用)	ポリクローナル	IHC(P)	Mu, Rt	Rb	013-27691	50 μ g	54,500	32,700
	抗Iba1, ウサギ, ビオチン結合	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt, Ma	Rb	016-26461	100 μ L	54,500	32,700
	抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 568結合	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Rb	015-28011	100 μ L	60,500	36,300
	抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 594結合	ポリクローナル	IHC	Mu, Rt	Rb	012-28401	100 μ L	60,500	36,300
	抗Iba1, ウサギ, 赤色蛍光色素(635)結合	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Rb	013-26471	100 μ L	58,700	35,220
	抗Iba1, ヤギ	ポリクローナル	IHC(F) IHC(P), WB	Mu, Rt	Gt	011-27991	100 μ L	54,500	32,700
P2RY12	抗P2RY12, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Mu	Gp	012-26723	10 μ L	18,200	14,560
						016-26721	50 μ L	54,500	32,700
						013-27593	50 μ L	48,400	29,040
						015-28871	10 μ L	10,000	8,000
						011-28873	100 μ L	45,000	27,000

略号

■ アプリケーション
FCM: フローサイトメトリー / ICC: 免疫細胞染色 / IHC: 免疫組織染色 / IHC(F): 免疫組織染色(凍結切片) / IHC(P): 免疫組織染色(パラフィン切片) / IP: 免疫沈降 / Neu: 中和活性あり / WB: ウエスタンブロットティング

■ 動物種 (交差性/ホスト)
Bv: ウシ / Gp: モルモット / Gt: ヤギ / Hu: ヒト / Ma: マーモセット / Mo: サル / Mu: マウス / Rb: ウサギ / Rt: ラット

血液脳関門／脳血管



抗ラミニン, モルモット

動物種 マウス
部位 延髄最後野
サンプル 凍結切片
抗体濃度 1:500

<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系 宮田先生

標的	品名	抗体種	アプリケーション	交差性	ホスト	コードNo.	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
Claudin-5	抗Claudin-5, ラットモノクローナル抗体(R9)	モノクローナル	FCM, Neu	Hu, Mo	Rt	014-28101	500 μL	84,700	50,820
Laminin	抗ラミニン, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Mu, Rt	Gp	010-28821	50 μL	40,000	24,000

うつ病／自閉スペクトラム症




抗オキシトシン, モルモット

動物種 マウス
部位 視床下部室傍核
サンプル 凍結切片
抗体濃度 1:1,500

<データ提供>
京都工芸繊維大学 応用生物学系 宮田先生

標的	品名	抗体種	アプリケーション	交差性	ホスト	コードNo.	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
BDNF	抗BDNF, モノクローナル抗体(2D7)	モノクローナル	ELISA, IP	Hu, Mu	Mu	017-28071	100 μL	60,500	36,300
	抗BDNF, モノクローナル抗体(3C8)	モノクローナル	ELISA, IP	Hu, Mu	Mu	014-28081	100 μL	60,500	36,300
	抗proBDNF, モノクローナル抗体(3C10H)	モノクローナル	ELISA, IP	Mu	Mu	019-28411	100 μL	60,500	36,300
Oxytocin	抗オキシトシン, モルモット	ポリクローナル	IHC(F)	Hu, Mu, Rt, Bv	Gp	017-28571	50 μL	44,000	26,400


アルツハイマー病



抗アミロイドβ40, モノクローナル抗体(BA27)

動物種 マウス (アルツハイマー病モデル)
部位 脳
サンプル パラフィン切片
抗体濃度 1:1,000

<データ提供>
東京大学大学院医学系研究科 粉川先生、橋本先生、岩坪先生



抗ヒト/マウス/ラットTau, ラットモノクローナル抗体(RTM38)

動物種 マウス (野生型)
部位 脳
サンプル パラフィン切片
抗体濃度 1:500

<データ提供>
同志社大学生命医科学部 宮坂先生 * ご了承はデータ提供当時

標的	品名	抗体種	アプリケーション	交差性	ホスト	コードNo.	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
Aβ	抗アミロイドβ, モノクローナル抗体(BNT77)	モノクローナル	ELISA, IHC, IP	Hu, Mu, Rt	Mu	010-26883	50 μL	42,400	25,440
	抗ヒトアミロイドβ, モノクローナル抗体(BAN50)	モノクローナル	ELISA, ICC, IHC, IP, WB	Hu	Mu	013-26873	50 μL	42,400	25,440
	抗アミロイドβ40, モノクローナル抗体(BA27)	モノクローナル	ELISA, IHC, WB	Hu, Mu, Rt	Mu	014-26923	50 μL	42,400	25,440
	抗アミロイドβ42(43), モノクローナル抗体(BC05)	モノクローナル	ELISA, IHC, WB	Hu, Mu, Rt	Mu	010-26903	50 μL	42,400	25,440
Tau	抗ヒト/マウス/ラットTau, ラットモノクローナル抗体(RTM38)	モノクローナル	ICC, IHC, WB	Hu, Mu, Rt	Rt	017-26893	50 μL	42,400	25,440
	抗ヒトTau, ラットモノクローナル抗体(RTM49)	モノクローナル	ICC, IHC, WB	Hu	Rt	015-26953	50 μL	42,400	25,440
	抗マウスTau, ラットモノクローナル抗体(RTM47)	モノクローナル	ICC, IHC, WB	Mu	Rt	012-26963	50 μL	42,400	25,440
	抗リン酸化Tau T181, ラットモノクローナル抗体(2E2-A6)	モノクローナル	IHC, WB	Hu	Rt	016-26601	50 μL	36,300	21,780
	抗リン酸化Tau S199, ラットモノクローナル抗体(5B8-1E2)	モノクローナル	IHC, WB	Hu	Rt	013-26611	50 μL	36,300	21,780
	抗リン酸化Tau S262, ラットモノクローナル抗体(TIP1-35)	モノクローナル	ELISA, ICC, WB	Hu	Rt	010-27123	50 μL	42,400	25,440
	抗リン酸化Tau S422, モノクローナル抗体(AP422)	モノクローナル	IHC, WB	Hu, Mu	Mu	012-27683	50 μL	60,500	36,300
	抗3R-Tau, ラットモノクローナル抗体(2A1-1F4)	モノクローナル	IP, WB	Hu	Rt	016-26581	50 μL	36,300	21,780
	抗4R-Tau, モノクローナル抗体(3E8-1A6)	モノクローナル	IP, WB	Hu	Mu	013-26591	50 μL	36,300	21,780

パーキンソン病

標的	品名	抗体種	アプリケーション	交差性	ホスト	コードNo.	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
α-Synuclein	抗リン酸化α-シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn#64)	モノクローナル	IHC, WB	Hu, Mu, Rt	Mu	015-25191	50 μL	43,600	26,160
	抗リン酸化α-シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn#64), ビオチン結合	モノクローナル	ICC, IHC	Hu, Mu, Rt	Mu	010-26481	100 μL	60,500	36,300

神経科学分野マーカー抗体 トライアルキャンペーン 専用注文用紙

Step1: 購入希望製品の注文数量欄に購入数量を入れてください。(複数選択可／各製品最大3本まで)

コードNo.	品名	容量	注文数量	コードNo.	品名	容量	注文数量
017-25411	抗りん酸化GAP-43 T172,モノクローナル抗体 (19-9A)	100 μ L		014-28101	抗Claudin-5, ラットモノクローナル抗体(R9)	500 μ L	
013-28551	抗MAP2, モルモット	50 μ L		010-28821	抗ラミニン, モルモット	50 μ L	
015-29091	抗HuC/D, モルモット	50 μ L		017-28071	抗BDNF, モノクローナル抗体(2D7)	100 μ L	
013-28811	抗VGLUT1, モルモット	50 μ L		014-28081	抗BDNF, モノクローナル抗体(3C8)	100 μ L	
010-28561	抗パルプアルブミン, モルモット	50 μ L		019-28411	抗proBDNF, モノクローナル抗体(3C10H)	100 μ L	
018-29081	抗シナプシン I, モルモット	50 μ L		017-28571	抗オキシトシン, モルモット	50 μ L	
018-27283	抗GFAP, モノクローナル抗体(MO389)	50 μ L		010-26883	抗アミロイド β , モノクローナル抗体(BNT77)	50 μ L	
016-28801	抗CX3CR1, モルモット	50 μ L		013-26873	抗ヒトアミロイド β , モノクローナル抗体(BAN50)	50 μ L	
012-28521	抗Iba1, ウサギモノクローナル抗体(6A4), 組換え体	20 μ L		014-26923	抗アミロイド β 40, モノクローナル抗体(BA27)	50 μ L	
018-28523		100 μ L		010-26903	抗アミロイド β 42(43), モノクローナル抗体(BC05)	50 μ L	
019-19741	抗Iba1, ウサギ(免疫細胞化学用)	50 μ g		017-26893	抗ヒト/マウス/ラットTau, ラットモノクローナル抗体(RTM38)	50 μ L	
016-20001	抗Iba1, ウサギ(ウェスタンブロットング用)	50 μ g		015-26953	抗ヒトTau, ラットモノクローナル抗体(RTM49)	50 μ L	
013-27691	抗Iba1, ウサギ(パラフィン切片用)	50 μ g		012-26963	抗マウスTau, ラットモノクローナル抗体(RTM47)	50 μ L	
016-26461	抗Iba1, ウサギ, ビオチン結合	100 μ L		016-26601	抗りん酸化Tau T181, ラットモノクローナル抗体(2E2-A6)	50 μ L	
015-28011	抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 568結合	100 μ L		013-26611	抗りん酸化Tau S199, ラットモノクローナル抗体(5B8-1E2)	50 μ L	
012-28401	抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 594結合	100 μ L		010-27123	抗りん酸化Tau S262, ラットモノクローナル抗体(TIP1-35)	50 μ L	
013-26471	抗Iba1, ウサギ, 赤色蛍光色素(635)結合	100 μ L		012-27683	抗りん酸化Tau S422, モノクローナル抗体(AP422)	50 μ L	
011-27991	抗Iba1, ヤギ	100 μ L		016-26581	抗3R-Tau, ラットモノクローナル抗体(2A1-1F4)	50 μ L	
012-26723	抗Iba1,モノクローナル抗体(NCNP24)	10 μ L		013-26591	抗4R-Tau, モノクローナル抗体(3E8-1A6)	50 μ L	
016-26721		50 μ L		015-25191	抗りん酸化 α -シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn #64)	50 μ L	
013-27593	抗ヒトIba1,モノクローナル抗体(NCNP27)	50 μ L		010-26481	抗りん酸化 α -シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn #64), ビオチン結合	100 μ L	
015-28871	抗P2RY12, モルモット	10 μ L					
011-28873		100 μ L					

Step2: アンケートにご回答ください

本キャンペーンをどこで知りましたか

- ☐ 当社営業からの紹介
- ☐ 販売代理店からの紹介
- ☐ 当社メールマガジン
- ☐ 他社メールマガジン
- ☐ 当社WEBサイト
- ☐ 郵送ダイレクトメール
- ☐ 学会（展示ブース）
- ☐ 学会（ランチョンセミナー）
- ☐ 知人からの紹介
- ☐ SNS
- ☐ その他（ ）

Step3: お客様の情報をご記入ください

所属			
氏名		販売代理店	
E-mail			



アンケートにご記入いただいた個人情報は弊社のプライバシーポリシーに則り、製品・サービスの情報提供に使用させていただきます。
詳細は当社WEBページのプライバシーポリシー(<http://ffwk.fujifilm.co.jp/privacy/index.html>)をご参照ください。

☐ 各種ご案内が不要の方は、チェックを入れて下さい。

Step4: 本注文用紙を当社販売代理店までお渡しください。(コピー/PDFも可)

[販売代理店 ご担当者様] お客様より注文書を受け取りましたら、当社担当営業へ注文書をご送付の上、通常通り製品のご発注をお願いします。

● 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。

● 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

- 北海道営業所
- 東北営業所
- 筑波営業所
- 横浜営業所
- 東海営業所
- 中国営業所
- 九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

- FUJIFILM Irvine Scientific
1830 E. Warner, Avenue, Santa Ana, CA 92705-5505, U.S.A.
TEL: +1-949-261-7800 FAX: +1-949-261-6522

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100
- 富士胶片 and 和光(广州)贸易有限公司
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)

■ 富士胶片 and 和光(香港)有限公司
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808