

40% OFF

割引キャンペーン

キャンペーン期間：2025年11月4日～2026年2月27日



キャンペーンの詳細はWebページ番号

72778



Fc領域特異的な抗体標識試薬oYo-Linkと専用UVリンカーを、期間中に同時購入いただいた場合、合計価格の40%OFFでお求めいただけます！

※ 本キャンペーンは専用注文書でのご注文となります。Webページに掲載されている専用注文書に必要事項をご記入の上、受託・特注品担当 (jutaku@funakoshi.co.jp) へe-mailでお送り下さい。

※ oYo-Linkは、最小容量品のみキャンペーン対象です。一部対象外のラインナップもあります。

対象製品例

oYo-Link[®] Oligo Custom (ssDNA) +LED PX2 Device



100,000円
お得

オリゴ標識試薬 + UVリンカー
価格：¥131,000 + ¥119,000

合計価格

~~¥250,000~~

→ キャンペーン価格

¥150,000

oYo-Link[®] VcMMAE +LED PX2 Device



88,800円
お得

VcMMAE標識試薬 + UVリンカー
価格：¥103,000 + ¥119,000

合計価格

~~¥222,000~~

→ キャンペーン価格

¥133,200

oYo-Link[®] Single-Biotin +LED PX2 Device



82,800円
お得

ビオチン標識試薬 + UVリンカー
価格：¥88,000 + ¥119,000

合計価格


~~¥207,000~~

→ キャンペーン価格

¥124,200

その他のキャンペーン対象製品については裏面をご確認下さい

原理&操作方法概略



① oYo-Linkを抗体と混合 (約30秒)

oYo-Link中の抗体結合ドメインが抗体のFc領域と結合。

② UV^{*1}を照射 (2時間)^{*2}

架橋反応 (共有結合) が起こり、抗体のFc領域に標識物が最大2か所標識される。

*1 UV照射には専用のUVリンカー (今回のキャンペーン対象品: 単品価格¥119,000 / 商品コード AT8001-D) が必要です。


*2 メーカーでは抗体へのUV照射 (365 nm、ブラックライト) による影響を確認し、問題は認められていません。

製品の詳細はこちら

69769




従来の抗体標識キット



- ✓ **不均一な標識**
ランダム、複数か所に標識されてしまう
- ✓ **抗体結合部位も標識されうる**
抗体活性に悪影響を及ぼす

oYo-Linkなら均一な標識抗体が得られます！



- ✓ **Fc領域に部位特異的な標識が可能**
- ✓ **抗原結合部位(可変部位)に影響しない**
- ✓ **最大2か所に標識(重鎖毎に1つずつ)**
- ✓ **実際の操作時間はたった30秒！**

キャンペーン対象製品 ラインナップ

オリゴヌクレオチド、クリックケミストリータグ、ビオチン、細胞傷害性薬物などの標識物を部位特異的に標識できます。マウスIgG₁抗体用とその他の抗体(ヒトIgG₁₋₄、マウスIgG_{2a}、IgG_{2b}、IgG₃など)用の2種類の製品があります。

AlphaThera, LLC [メーカー略称:ATH]

カテゴリー	標識物	標識可能な 抗体量	標識する 抗体種	試薬の商品コード (包装：1 order)	試薬 単品の価格	UVリンカー 単品の価格	合計価格	キャンペーン価格
オリゴ ヌクレオチド	Oligo Custom (ssDNA)	25 μ g	マウスIgG ₁	AT1002-mIgG1-25ss*	¥131,000		¥250,000	¥150,000
			その他の抗体	AT1002-25ss*	¥131,000		¥250,000	¥150,000
	Oligo Custom (dsDNA)		マウスIgG ₁	AT1002-mIgG1-25ds*	¥175,000		¥294,000	¥176,400
			その他の抗体	AT1002-25ds*	¥175,000		¥294,000	¥176,400
クリック ケミストリー	Azide	100 μ g	マウスIgG ₁	AT3002-mIgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT3002-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
	DBCO		マウスIgG ₁	AT3003-mIgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT3003-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
	Tetrazine		マウスIgG ₁	AT3004-mIgG1-100	¥88,000	¥207,000	¥124,200	
			その他の抗体	AT3004-100	¥88,000	¥207,000	¥124,200	
	Thiol		マウスIgG ₁	AT3001-mIgG1-100	¥88,000	¥207,000	¥124,200	
			その他の抗体	AT3001-100	¥88,000	¥207,000	¥124,200	
ビオチン	Single-Biotin	100 μ g	マウスIgG ₁	AT4001-mIgG1-100	¥88,000	包装／価格 1 unit/ ¥119,000	¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT4001-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
抗体薬物複合体 (ADC)	DM1	100 μ g	マウスIgG ₁	AT7002-mIgG1-100	¥103,000	商品コード AT8001-D △	¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	AT7002-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
	DM4		マウスIgG ₁	AT7004-mIgG1-100	¥110,000		¥229,000	¥137,400
			その他の抗体	AT7004-100	¥110,000		¥229,000	¥137,400
	VcMMAE		マウスIgG ₁	AT7001-mIgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	AT7001-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
	VcMMAF		マウスIgG ₁	AT7003-mIgG1-100	¥116,000		¥235,000	¥141,000
			その他の抗体	AT7003-100	¥116,000		¥235,000	¥141,000
エピトープタグ	His12-Tag	100 μ g	マウスIgG ₁	AT2002-mIgG1-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
			その他の抗体	AT2002-100	¥88,000		¥207,000	¥124,200
HRP	HRP	100 μ g	マウスIgG ₁	AT6002-mIgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	AT6002-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
蛍光色素	SureLight APC	100 μ g	マウスIgG ₁	ATSL002-mIgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	ATSL002-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
	SureLight PE		マウスIgG ₁	ATSL001-mIgG1-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200
			その他の抗体	ATSL001-100	¥103,000		¥222,000	¥133,200

- * オリゴ配列をorder formに記載し提出いただく必要があります。
- * オリゴ配列や修飾によっては、価格が変更となる場合があります。
- * oYo-Linkは最小容量品のみキャンペーン対象です。一部対象外のラインナップもあります。

- * 本キャンペーンは専用注文書でのご注文となります。
Webページに掲載されている専用注文書に必要事項をご記入の上、受託・特注品
担当(jutaku@funakoshi.co.jp)へe-mailでお送り下さい。

NOTE

- * 本紙に掲載されている価格は、2025年11月4日現在です。
- * 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、
食品検査等の用途には使用できません。
- * 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- * 記載されている会社及び商品名は、AlphaThera社の商標または登録商標です。

- * △印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。
表示に従って安全対策を実施して下さい。
- * 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合があり
ますので、あらかじめご了承下さい。
- * ご注文の際は、【品名、メーカー(ATH)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

www.funakoshi.co.jp info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620

受託に関して: jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

funakoshi

@Funakoshi_CoLtd

フナコシ株式会社

ATH-7969 (2025.11)