

NEW !

マニュアルでも電動でもない

ハイブリッドピペット

SWITCH 誕生

切替えスイッチ

手動ピペット ⇔ **連続等量分注**

電子ディスプレイ付き
吸引量も常に表示

容量を変えても
プランジャーの高さは一定
指と腕の疲れを
最小限にする高さ

片手で高速で楽々容量変更

(最小から最大容量は1秒未満、
最小⇔真ん中⇔最大容量は数秒で変更可)

YouTube動画



もしくは「INTEGRA Bio
SWITCH」で検索

便利な使用例

- ・同一または異なる容量のトランスファーの繰り返し
- ・プレート、チューブへの連続等量分注

具体的には...

- 1本のピペットで...
 - ー バッファーの等量分注 → 手動ピペットでサンプルトランスファー
 - ー 手動ピペットでマスターミックスを作成
→ 連続等量分注に切り替えて、プレートに展開
 - ー 濃度調整: 手動ピペットで頻繁に高速容量変更

発売記念 2026年2月末まで

まとめ買いでディスカウント
最大10% OFF!

		1本	2~4本	5本以上
		標準小売価格	5% off!	10% off!
2011	SWITCHハイブリッドピペット 1ch 0.2-2μl	85,000円	80,750円	76,500円
2012	SWITCHハイブリッドピペット 1ch 1-10μl	85,000円	80,750円	76,500円
2013	SWITCHハイブリッドピペット 1ch 2-20μl	85,000円	80,750円	76,500円
2015	SWITCHハイブリッドピペット 1ch 10-100μl	85,000円	80,750円	76,500円
2016	SWITCHハイブリッドピペット 1ch 20-200μl	85,000円	80,750円	76,500円
2018	SWITCHハイブリッドピペット 1ch 100-1000μl	85,000円	80,750円	76,500円
1200	充電用ACアダプター	5,000円	-----	-----
2215	Flex充電スタンド	50,000円	-----	-----
2040	SWITCH スターターパック 電源アダプター1個付き*	195,000円	-----	-----
2041	SWITCH スターターパック Flex充電スタンド1台付き*	230,000円	-----	-----

*スターターパックには、1ch 20・200・1000μlピペットが各1本入っています。製品を個別で買うより、約25%お得です。

*充電アダプター・スタンドは別売りです。上記1200、2215をご検討ください。

*上記製品はINTEGRA製GRIPTIPS専用ピペットです。GRIPTIPSの選定は別途価格表をご覧ください。

https://www.integra-biosciences.com/sites/default/files/documents/integrajapan_pricelist2025_v3.pdf

INTEGRA

裏面にヒット製品情報あり



MINI 96、VIAFLO 96/384 — 電動プレート分注機

ピペット作業の生産性、スピード、再現性が大幅に向上



MINI 96

96 チャンネル

0.5	-	12.5 µl
5	-	125 µl
10	-	300 µl
50	-	1,250 µl



VIAFLO 96、VIAFLO 384

24、96、384チャンネル

0.5	-	12.5 µl	(96, 384)
2	-	50 µl	(96, 384)
5	-	125 µl	(96, 384)
10	-	300 µl	(24, 96)
50	-	1,250 µl	(24, 96)

170万円～
(ヘッド別売り)

148万円～

ASSIST PLUS — 分注ロボット

INTEGRAのマルチチャンネル電動ピペットのVIAFLOとVOYAGER、D-ONEシングルチャンネル分注モジュール*を自動化

ASSIST PLUS

アプリケーション：
連続希釈 プレート充填
試薬添加
サンプルの再フォーマット
チェリーピッキング
ノーマライゼーション
マスターミックス



*D-ONEはASSIST PLUS専用

280万円～

VIAFLO — 電動ピペット

GRIPTIPS®ピペットチップは、緩み、液漏れ、落下の心配なし



シングルチャンネル

0.5	-	12.5 µl
2	-	50 µl
5	-	125 µl
10	-	300 µl
50	-	1,250 µl
100	-	5,000 µl

8、12、16チャンネル

0.5	-	12.5 µl	(8, 12, 16)
2	-	50 µl	(8, 12, 16)
5	-	125 µl	(8, 12, 16)
10	-	300 µl	(8, 12)
50	-	1,250 µl	(8, 12)


10万円～



17.2万円～

VOYAGER — チップ間隔可変電動ピペット

異なる実験容器間のサンプル移し替えに



4、6、8、12チャンネル

0.5	-	12.5 µl	(8, 12)
2	-	50 µl	(8, 12)
5	-	125 µl	(8, 12)
10	-	300 µl	(4, 6, 8)
50	-	1,250 µl	(4, 6, 8)



35万円～

PIPETBOY GENIUS — ピペットコントローラー

精密かつ効率的なセロジカルピペット作業

PIPETBOY GENIUS

ボタン1つで連続等量分注

ワークフローがスピードアップ*



12.8万円～

キャンペーン実地中
まとめ買いで最大30%OFF
(11月末までのご注文)

*INTEGRAのセロジカルピペットと組み合わせただけの場合のみ可能

WELLJET — 試薬ディスペンサー (スタッカータイプも有り)

低コスト、高速、高精度の試薬バルク分注



170万円～

ディスペンサー

6～1536ウェルプレートへの
高速充填
0.5 µl ～ 10 mlの液量に対応

スタッカー式ディスペンサー

蓋あり/蓋なしのウェルプレートへの
ハンズフリー充填を実現
高さ45mmまでのディープウェル
プレートにも対応



398万円～

輸入販売元

INTEGRA

インテグラ・バイオサイエンス株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-5-6東神田MK5ビル3F

TEL: 03-5962-4936 FAX: 03-5962-4937

お問い合わせ: info-jp@integra-biosciences.com

ホームページ: www.integra-biosciences.com/ja