

ライカの回転式ミクロトームを買替えよう！

回転式ミクロトームモデルRM2235／RM2245／RM2255のサービスサポートがまもなく終了



サービスサポート終了モデル

RM2235 / RM2245 / RM2255
回転式ミクロトーム

お得な買替えプログラム期間

2026年12月25日(金)
受注分まで

買替え対象の現行モデル

BIOCUT/ MULTICUT/ AUTOCUT
回転式ミクロトーム

なぜ今買替えるのか？

- RM2235 / RM2245 / RM2255 シリーズのパーツ供給およびサービスサポートが2026年12月31日をもって終了
- 生産終了後7年間の保証された供給期間が満了
- 円滑かつ将来を見据えたラボの運用を確保するために、適切な後継ソリューションを早めに計画しておくことが重要

機種変更によるメリット

- 最新のHistoCoreシリーズ回転式ミクロトーム：HistoCore™ BIOCUT / MULTICUT / AUTOCUT
- 日常の検査業務において信頼性の高い切片結果を実現
- 人間工学に基づいた設計と操作時の安全性により、快適かつ安全な作業を実現
- 新しい機器に切り替える際、魅力的な特別条件をご用意

次のような研究所に最適です...

- サービスおよび交換部品の計画を立てたい
- 既存のRM2235、RM2245、またはRM2255の調子が悪い
- 精度、人間工学、安全性を最新のものに更新したい
- 特別条件付きでの最新モデル更新に興味がある

	HistoCore BIOCUT	HistoCore MULTICUT	HistoCore AUTOCUT
切片厚設定	1~100 µm	0.5~100 µm	
試料送り	手動	電動	電動
セクションング	手動	手動	電動／手動
適した用途	パラフィン 組織切片	小さい試料 Biopsy	骨・歯など 工業材料



←製品詳細はこちら

医療機器届出番号：13B2X10268RMBIOO（販売名：ライカBIOCUT）

医療機器届出番号：13B2X10268RMULTI（販売名：ライカMULTICUT）

医療機器届出番号：13B2X10268RMAUTO（販売名：ライカAUTOCUT）

In Vitro診断用

ライカマイクロシステムズ株式会社

ライカ バイオシステムズ事業本部

本社：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9

TEL：050-1807-0257

販売店