

# SoftMax Pro Software アップグレードキャンペーン

12月20日(月) 受注分まで

SoftMax Pro Software 7.1 への  
アップグレードが今だけ  
メーカー希望小売価格より

**30% OFF**

(PC 本体は除く)



SoftMax  
Pro

4 ライセンス：期限なし

~~300,000 円~~  
(税込み 330,000 円)

**210,000 円**  
(税込み 231,000 円)

SoftMax Pro 6 のサポートは 2022 年 7 月で終了します。SoftMax Pro 6 およびそれ以前のバージョンをご使用中のお客様につきましては、Windows 10 対応、最新の SoftMax Pro ソフトウェアへのアップグレードをおすすめします。

## SoftMax Pro 7 ソフトウェア最新版の新機能

- ・ カスタムカーブフィットのための関数エディタ
- ・ 信頼区間の算出と図示
- ・ 外れ値検定 (Grubbs、Rosner、ROUT)
- ・ 80 種類以上の新しい関数式

以下のプレートリーダーはバージョン 6 以降のソフトウェアではサポートされておりませんので、ソフトウェアのみのバージョンアップはできません。また、これらのプレートリーダーは既に装置のサポートを終了しております。後継機種への更新をご検討いただきますようお願い致します。なお、新規ご購入いただくプレートリーダーには最新の SoftMax Pro ソフトウェアが付属されております。

	後継機種
UVmax	➔
THEMOmax	➔
SpectraMax 250	➔ SpectraMax ABS/ABS Plus
SpectraMax 340/ 340PC	➔
SpectraMax Gemini/Gemini XS	➔ Gemini XPS/EM
Flexstation/Flexstation II/Flexstation II 384	➔ FlexStation 3
LMax II/LMax II 384	➔ SpectraMax L

弊社最新の吸光プレートリーダー SpectraMax ABS/ABS Plus を 12 月 20 日 (月) 受注分までに限りメーカー希望小売価格の 20-30% にてご案内致します。またその他の機器をご使用の場合は個別にご相談いただければ割引価格にてご対応します。SpectraMax ABS/ABS Plus についての詳細は裏面をご覧ください。

# SpectraMax ABS/ABS Plus

## 吸光マイクロプレートリーダー

### 買い替えキャンペーン

モレキュラーデバイスの  
プレートリーダーをご使用の方に限り  
メーカー希望小売価格より

# 30% OFF

(詳しくはお問い合わせ下さい)

#### SpectraMax ABS Plus

~~1,920,000円~~  
(税込み 2,112,000円)

**1,344,000円**  
(税込み 1,478,400円)

#### SpectraMax ABS

~~1,560,000円~~  
(税込み 1,716,000円)

**1,092,000円**  
(税込み 1,201,200円)

#### SpectraMax ABS/ABS Plus の特長

- ・グレーティングモノクロメーターによる柔軟で正確な波長選択
- ・96/384 ウェルプレートに対応し、少量のサンプルでハイスループットを実現
- ・SoftMax Pro ソフトウェアによる強力なデータ解析
- ・バリデーションツールによりパフォーマンスを最適化

仕様	SpectraMax ABS Plus	SpectraMax ABS
波長範囲	190 nm – 1000 nm	340 nm – 850 nm
波長選択	モノクロメーター、1 nm 刻み	
波長帯域幅	2 nm	
光学範囲	0.000 – 4.000 OD	
光学解像度	0.001 OD	
測定時間 (ノーマル)	9 秒 (96 ウェル)	9 秒 (96 ウェル)
	29 秒 (384 ウェル)	
測定時間 (スピードリード)	5 秒 (96 ウェル)	5 秒 (96 ウェル)
	16 秒 (384 ウェル)	
対応マイクロプレート	96 / 384 ウェルプレート	96 ウェルプレート
PathCheck®	対応	非対応
キューベットポート	あり	なし
温度範囲	室温 +5°C から 45°C	
振盪機能	直線状	
光源	キセノンフラッシュランプ	
寸法 (幅×奥行×高)	30.5 × 41.4 × 20.3 cm	
重さ	11.3 kg	

#### Contact Us

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

Phone: **0120-993-656**

Web: **www.moleculardevices.co.jp**

Email: **info.japan@moldev.com**

