

最大約 44% OFF



実験のライフラインである水。
オトクに買い替えましょう。

Milli-Q® 更新キャンペーン

ハイエンドモデル

純水・超純水製造装置

Milli-Q® IQ
7003/05/10/15

217万円※

使い勝手 No.1 の人気機種!



● E-POD はオプション品です

超純水製造装置

Milli-Q® IQ 7000

143万円※



純水製造装置

Milli-Q® IX
7003/05/10/15

99.9万円※



約 27% OFF

ミドルクラスモデル

IQX システム

158.9万円※

EQX システム

117.9万円※



約 44% OFF

Milli-Q® EQ 7008

126.3万円※



約 41% OFF

Milli-Q® EQ 7000

79.9万円※

約 43% OFF



Elix® Essential

39.9万円※

約 37% OFF



キャンペーン
期間

2025年11月4日(火)～
2026年4月30日(木)ご注文分まで

対象

メルクの装置 (旧ミリポア含む) をお持ちの
教育・研究機関のお客様

お見積もりはお近くの販売店にご依頼ください。

- 設置費やオプションは別途必要となります。 ※ キャンペーン希望販売価格 ※※ 希望販売価格に対する割引
- 本キャンペーン期間中の購入価格は、お取り扱い販売店とお客様間の売買契約に準じます。実価格はお取り扱い販売店へお問い合わせください。
- キャンペーン期間中に希望販売価格 (税別) が予告なく変更される場合があります。その際には、変更後の希望販売価格 (税別) へ割引率が適用されます。

対象製品

ハイエンドモデル		ミドルクラスモデル			
超純水・純水製造装置					
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 超純水・純水一体型で省スペース。 バツグンの使いやすさと環境配慮 (水銀フリー)・規制対応型		IQX システム (Milli-Q® IQ 7000+Elix® Essential) ハイエンド寄りのミドルクラス	EQX システム (Milli-Q® EQ 7000+Elix® Essential) 低コストで RO+EDI® 水を組み合わせ	Milli-Q® EQ 7008 ワンパッケージで省スペース。 超純水だけ使用したい方向け	
供給水		水道水、井水（飲用）			
超純水	採水速度	1 滴～2 L / 分（8 段階可変スピード）	1 滴～2 L / 分（8 段階可変スピード）	最大 2 L / 分（3 段階可変スピード）	最大 2 L / 分（3 段階可変スピード）
	採水方法	独立ディスペンサー	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー	本体ディスペンサー
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル（オプション）	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル（オプション）	通常・定量・ フットペダル（オプション）	通常・定量・ フットペダル（オプション）
	TOC 測定	A10 TOC 計	A10 TOC 計	TOC インジケーター	TOC インジケーター
純水	精製方法	Elix®（RO + EDI®）	Elix®（RO + EDI®）	Elix®（RO + EDI®）	RO
	製造速度	3 L ～ 15 L / 時	3 L ～ 10 L / 時	3 L ～ 10 L / 時	8 L / 時（25℃）
	採水方法	独立ディスペンサー（オプション）	タンクコック採水	タンクコック採水	なし
	採水速度	最大 2 L / 分（2 段階可変スピード）	タンクコック採水	タンクコック採水	—
	採水機能	通常・定量 フットペダル（オプション）	—	—	—

ハイエンドモデル		ミドルクラスモデル		ハイエンドモデル		ミドルクラスモデル	
		超純水製造装置		純水製造装置			
Milli-Q® IQ 7000 純水装置を別途お持ちのお客様向け。水銀フリー UV ランプ搭載。使いやすさバツグン		Milli-Q® EQ 7000 純水装置を別途お持ちのお客様向け。低コストで超純水を精製		Milli-Q® IX 7003/05/10/15 バツグンの使いやすさと環境配慮（水銀フリー）・規制対応型		Elix® Essential 3/5/10 低コストで RO+EDI® 水を採水	
供給水		Elix® など一次処理された純水			水道水、井水（飲用）		
超純水	採水速度	1 滴～2 L / 分（8 段階可変スピード）		最大 2 L / 分（3 段階可変スピード）		—	
	採水方法	独立ディスペンサー		本体ディスペンサー		—	
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・フットペダル（オプション）		通常・定量・フットペダル（オプション）		—	
	TOC 測定	A10 TOC 計		TOC インジケーター		—	
純水	精製方法	—		—		Elix®（RO + EDI®）	
	製造速度	—		—		3 L ～ 15 L / 時	
	採水方法	—		—		独立ディスペンサー	
	採水速度	—		—		最大 2 L / 分（2 段階可変スピード）	
	採水機能	—		—		通常・定量 フットペダル（オプション）	



Milli-Q® Integral



Milli-Q® Advantage



Milli-Q® Direct



Milli-Q® Reference



Elix® Advantage



Direct-Q® UV



'01 Milli-Q®



'01 Elix® UV



'01 Direct-Q®

第 6 世代 Milli-Q®

修理パーツ販売終了装置



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub





かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**





メルク ライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm









メルク ライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2025年10月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2025 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウォーター事業部
〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 26階
製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/LW
装置ご検討など営業的なお問い合わせ：lwjpcase@merckgroup.com Tel: 03-4531-3939
修理メンテナンス関連のお問い合わせ：1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139

LWM332-2510-13K-H