




【JOICO顕微鏡発売から 100周年キャンペーン】



ECLIPSE Ci-L plus + DS-Fi3セット 希望小売価格の**30%OFF**！



キャンペーン期間
2025年9月30日まで



検査用顕微鏡

ECLIPSE
Ci-L plus


顕微鏡デジタルカメラ

DS-Fi3

【タブレットPC付顕微鏡セット価格例】

対物レンズ	構成 (正立顕微鏡+顕微鏡用デジタルカメラ+ソフトウェア+制御用タブレットPC)	希望小売価格(税別)	キャンペーン価格(税別)
Plan構成	Ci-L plus+DS-Fi3+NIS-L+Surface Proセット (エルゴ鏡筒、対物レンズ Plan 4X,10X,20X, 40X)	1,982,700 円	1,388,000 円
Fluor構成	Ci-L plus+DS-Fi3+NIS-L+Surface Proセット (エルゴ鏡筒、対物レンズ Plan Fluor 4X,10X,20X, 40X)	2,172,400 円	1,521,000 円

【顕微鏡セットの特徴】



NIS-Elements LがインストールされたタブレットPCセット
クイック起動・簡単操作で画像取得が可能です。



LIM機能

各対物レンズで調光するだけで自動的に光量を記憶します。



ECOモード

一定時間操作がないと、照明が自動的にオフになる
ECOモードを搭載。照明の消し忘れを気にすること
なく、消費電力が節約できます。



株式会社 ニコン ソリューションズ

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/

(株)ニコンは、
環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。



お問い合わせはこちら