

# 【JOICO顕微鏡発売から 100周年キャンペーン】



## Windows10サポート終了直前 Windows11移行キャンペーン！

2025年10月14日にWindows10のサポート終了が発表されています。  
ウイルスやマルウェアへの感染リスクが高くなるため、Windows11PCの購入をご検討中の方へキャンペーンのご案内です。


### 【更新が必要なデジタルカメラ一覧】

DS-Fi1/Vi1/Fi2

DS-5M/2Mv/ 2 MBW

DS-5M/2MBWc

DS-Fi1c/Ri1/Qi1Mc



### 【Windows11移行キャンペーンセット構成】

顕微鏡デジタルカメラ

**DS-Fi3**



| 製品名                      | 構成内訳                                                    | 希望小売価格(税別) | キャンペーン価格(税別)    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Windows11移行<br>キャンペーンセット | デジタルカメラ DS-Fi3<br>(USBケーブルD、ACアダプター 4-AC、<br>電源コードBJ含む) | 1,402,700円 | <b>982,000円</b> |
|                          | ソフトウェア NIS-Elements D                                   |            |                 |
|                          | 制御装置 Windows11 PC                                       |            |                 |

キャンペーン期間 **2025年9月30日受注分**まで

## 【デジタルカメラDS-Fi3の特徴】

|                    |                                      |                            |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 撮像素子               | 1/1.8インチ型<br>カラーCMOSイメージセンサー         | 目視の画像をそのまま撮影可能             |
| レンズマウント            | Cマウント                                | 他社顕微鏡にも取り付け可能              |
| インターフェース           | USB3.0                               | お手持ちのPCに取り付け可能             |
| 最大記録画素数<br>フレームレート | 2880x2048(15fps)<br>1440x1024(30fps) | ストレスの無い操作が可能               |
| リレーレンズ             | 1x、0.55x                             | 0.55xの使用で目視に近い範囲<br>の撮影が可能 |

## 【ソフトウェアNIS-Elements Dの特徴】

|                  |                                      |                                                        |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 撮影方法と<br>保存形式    | ワンショット、動画<br>マニュアルラージイメージ            | ワンショット、マニュアルラージ<br>イメージ:Jpeg、Tiff等<br>動画:AVI、MP4(数分程度) |
| ハードウェアが<br>必要な撮影 | タイムラプス、Zスタック<br>電動ラージイメージ<br>マルチポイント | 電動ハードウェアが必要な場合<br>あり                                   |
| 計測               | スケール表示<br>マニュアル計測                    | マニュアル計測:二点間の距離、<br>面積、カウント等                            |
| オプション<br>(有償)    | EDF(焦点合成)<br>二値化                     | EDF:ピントの異なる画像を1枚に<br>合成<br>二値化:任意の部分を輝度値や<br>色味で抽出し、計測 |



**安全に関するご注意**

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

・表示価格は、税抜価格です。  
 ・販売価格は各販売店が独自に設定しています。詳しくは近隣の販売店までお問い合わせください。  
 ・本カタログ記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。詳細は株式会社ニコンソリューションズまでお問い合わせください。  
 ・本カタログは2022年7月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。  
 ©2022 NIKON CORPORATION



株式会社 **ニコン ソリューションズ**

[https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja\\_JP/](https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/)

本社 140-0015 東京都品川区西大井

1-7-11

(株)ニコンは、  
環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。



お問合せはこちら