

## ダクトレスヒュームフード 2大キャンペーン

最新モデル買い替え・乗り換え

点検・フィルタ交換

最大 **40% OFF** 最大 **35% OFF**


### erlab社製・MISONIX社製ダクトレスヒュームフードを ご使用中のお客様限定 2大キャンペーン

ダクトレスヒュームフードの買い替え、他社からの乗り換え、点検・フィルタ交換料金を特別価格でご提供する2大キャンペーン実施中。当社は日本国内で唯一のerlab社製最新モデル取扱店であり、フィルタ・部材の交換など継続的なサポートを提供しています。この機会にぜひご検討ください。

#### ／ キャンペーン1 ／

最新モデル買い替え・乗り換え


最大**40%OFF**



#### ／ キャンペーン2 ／


点検・フィルタ交換

最大**35%OFF**



※本キャンペーンは、erlab社製・MISONIX社製ダクトレスヒュームフードを当社または他社から購入されたお客様が対象です。  
※該当する製品が当社保守サービスにご加入いただいている場合は「点検・フィルタ交換料金割引キャンペーン」対象外となります。

#### キャンペーン対象モデルの例



erlab社製

Captairシリーズ

MISONIX社製

AURAシリーズ

## 最新モデル買い替え・乗り換えキャンペーン (最大40%OFF)

最新モデルへの買い替えまたは他社からの乗り換えを最大40%OFFでご案内させていただく特別キャンペーンです。



### 最新モデル

## Captair Smart Ductless Fume Hood

“カプトエアスマート”ダクトレスヒュームフード

労働安全衛生法の改正や都市型ラボの増加で、ますます有用性の高まるダクトレスヒュームフード。高性能モレキュラーフィルターで有害物質を吸着・循環排気し、省エネルギー化や研究環境の安全性向上に貢献します。

点検・作業項目	外寸法 W×D×H(mm)	ファンユニット	電源仕様	定価(税別)	オプション
S321	804×610×1074	1台	100-240V 50/60Hz 65W	¥775,000	- 各種フィルター - 飽和検出警報装置 - フェノール樹脂製天板
M321	804×620×1205			¥903,000	
391	1009×620×1205			¥962,000	
481	1284×620×1205			¥1,189,000	
632	1606×620×1205	2台	100-240V 50/60Hz 125W	¥1,432,000	
392	1007×965×1435		100-240V 50/60Hz 105W	¥1,358,000	
483	1298×965×1435	3台	100-240V 50/60Hz 160W	¥1,677,000	
633	1620×965×1435			¥1,732,000	
714	1820×965×1435	4台	100-240V 50/60Hz 220W	¥2,207,000	

※上記は、本キャンペーンの割引となる本体のみの金額です。※運転には別途フィルターが必要です。

## 点検・フィルタ交換キャンペーン (最大35%OFF)

点検およびフィルター交換料金を最大35%OFFでご案内させていただくキャンペーンです。

### 点検・作業項目

外観検査	外観及び付属品に破損がないこと
作動検査	可動部やスイッチが適切に動作すること
風速検査	前面サッシ開口部の風速が規定値以内であること
設定確認	専用システムに接続し各種パラメータを確認・調整
報告作成	作業報告書の作成・提出
使用済み活性炭フィルターの回収	フィルター交換作業時に無償で回収
フィルター交換	フィルター交換及び試運転調整

フィルターの再選定や寿命シミュレーションも無償で承ります

フィルター		浄化物質例	
タイプ	型式		
モレキュラーフィルター	OGF4AS	有機性ガス	アセトン、フェノール、トルエン、ベンゼン、スチレンなど
	OGF4BE+	有機性ガス+酸性ガス	塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸ガス
	OGF4K	アミン類	アンモニア類
	OGF4F	ホルムアルデヒド	ホルムアルデヒド
HEPA フィルター	OGF4HP	粒子	
プレフィルター	OPF321-632	粒子	

※本体シリアルNoおよび本体写真の準備が事前に必要です。※フィルターは別途有償(通常価格)となります。※「使用済み活性炭フィルターの回収」は、本キャンペーンでフィルター交換した場合に限りです。※運搬費用は別途有償となります。また、HEPA フィルター・プレフィルターは回収できませんので予めご了承ください。

## オリエンタル技研工業株式会社

建設業 / 国土交通大臣許可(特・般-2)第13775号 一級建築士事務所 / 東京都知事登録 第46513号

本社・東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-4  
TEL. 03-3233-0821(代) FAX. 03-3233-0825

【ご注意】●パンフレット掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。●本パンフレットは印刷物のため、実際の製品カラーと異なる場合があります。●パンフレットでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項について、全ての情報を掲載していません。●本製品をご使用の際は、取扱説明書を必ずお読み頂いてご使用ください。●掲載内容は2024年11月現在のものです。

### Captair Smart 紹介サイト

ダクトレスヒュームフードの最新モデル「Captair Smart」に関する製品情報はこちらから。

