

シングルセル BCR / TCR 32%OFF キャンペーン

対象期間
2026
9/1(火) ~ 9/25(金) 受付分まで



免疫レパトアと遺伝子発現を、同じ1細胞から。

Evercode BCR / TCR の特徴と利点

全トランスクリプトームと paired receptor 情報を同一細胞で取得。
固定サンプルを活用した柔軟なバッチ設計と、最大100万細胞規模の解析に対応します。

Evercode™ BCR

B細胞受容体（BCR）の重鎖・軽鎖を native pair で捉え、全トランスクリプトームと統合。B細胞サブタイプ、活性化状態、クローン性を結びつけ、抗体探索や免疫応答解析を高解像度化。

Full-length Heavy
+ Light

最大 1,000,000 cells

Evercode™ TCR

T細胞受容体（TCR）のα鎖・β鎖ペアと全トランスクリプトームを同時取得。抗原特異的T細胞、希少クローン、細胞状態をつなぎ、免疫応答や細胞治療研究をスケールアップ。

Paired Alpha + Beta

最大 1,000,000 cells

Evercode Immune Profiling の3つの価値

01 SCALE

split-pool combinatorial barcodingにより、多数の細胞・サンプルを一度に解析。

02 CONTEXT

BCR/TCR 配列と遺伝子発現を同一細胞で紐づけ、クローンと細胞状態を統合。

03 FLEXIBILITY

固定して保存したサンプルをまとめて処理。実験日程や多施設共同研究を柔軟に。

こんな研究に

がん免疫 | 自己免疫 | 感染症・ワクチン | 抗体探索 | 細胞治療 | クローン追跡 | 免疫老化



株式会社スクラム

世界の価値ある技術をあなたの元に

Evercode BCR / TCR の使用例

BCR : 大規模な B 細胞レパトア解析

24 サンプル・1,303,449 B 細胞を 1 実験でプロファイル。
90 万超の unique paired clonotypes を同定したデータ例。




Figure 1: Experimental Design. 1,303,449 isolated human B cells from 12 healthy donors and 12 autoimmune disease samples were fixed and barcoded in a single experiment using Evercode BCR Mega kit, resulting in the right UMAP.

TCR : 抗原応答と T 細胞状態を同時に

15 ドナー由来・1,381,232 T 細胞を抗原刺激条件とともに解析。
paired α / β 鎖と遺伝子発現から抗原特異的応答を可視化。




Figure 2: Human T Cell Profiling after Various Antigen Stimulations. 1,381,232 isolated human T cells were clustered by sample type. Samples within similar antigen groups clustered near each other. Antigen-specific T cells against autoantigens, such as GAD65, Proinsulin and MBP, are CD4 positive, whereas antigen-specific T cells against foreign viral and tumor antigens are CD8 positive.

価格表 ※価格は全て税別表記です。

キャンペーン対象製品

製品番号	品名	細胞数	サンプル数	標準価格	キャンペーン
ECIT4300	Evercode ヒト TCR + WT Midium 48 v4	~ 100,000	~ 48 サンプル	¥2,800,000	¥1,900,000
ECIT4310	Evercode マウス TCR + WT Midium 48 v4	~ 100,000	~ 48 サンプル	¥2,800,000	¥1,900,000
ECIB4300	Evercode ヒト BCR + WT Midium 48 v4	~ 100,000	~ 48 サンプル	¥2,800,000	¥1,900,000
ECIB4310	Evercode マウス BCR + WT Midium 48 v4	~ 100,000	~ 48 サンプル	¥2,800,000	¥1,900,000
ECIB4320	Evercode トランスジェニックマウス BCR + WT Midium 48 v4	~ 100,000	~ 48 サンプル	¥3,100,000	¥2,100,000

Evercode の利用に必要なキットやアクセサリ

製品番号	品名	標準価格	備考
ECFC4310	細胞固定キット v4, 12 サンプル	¥130,000	全ての実験で細胞固定キットは必須です。
ECFC4511	細胞固定キット HT v4, 96 サンプル, 30 μ m プレートストレーナー付	¥750,000	30 μ m, 70 μ m, 100 μ m のプレートストレーナー付キットを用意しております。
ECLC4311	低インプット細胞固定キット v4, 12 サンプル, 30 μ m プレートストレーナー付	¥170,000	詳細はお問い合わせください。
ECLC4511	低インプット細胞固定キット HT v4, 96 サンプル, 30 μ m プレートストレーナー付	¥860,000	
SB1004	マグネティックラック (8 連チューブ用)	¥100,000	初回のみ必須です。
UDI1001	UDI プレート - WT	¥110,000	WT の実験で必須です。
UDI1002	UDI プレート - EC	¥110,000	TCR の実験で必須です。

 <https://www.parsebiosciences.com/>

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元

 **株式会社スクラム**
世界の価値ある技術をあなたの元に



東京本社

〒135-0014 東京都江東区石島2-14 Imas Riverside 4F
TEL : 03-6458-6696 (代表) FAX : 03-6458-6697

西日本営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
TEL : 06-6394-1300 FAX : 06-6394-8851

E-Mail : webmaster@scrum-net.co.jp

PRS20260831