

Roche

リアルタイム PCR 試薬
サマーキャンペーン

多くのリアルタイム PCR 装置でご使用いただけるユニバーサルマスターミックスをはじめ、RNA 抽出キット、cDNA 合成キットなどをお得にお求めいただけるチャンス。大容量の製品もラインナップしています。

ホットな定番製品の
希望販売価格を **30%OFF!!**

キャンペーン期間 **2021年7月19日(月)**
~ **8月31日(火)**

ワークフローと主な対象製品 対象製品リストは裏面をご覧ください

RNA 抽出

- ハイピュア (High Pure™) RNA 抽出キット 組織用
- RNase 阻害剤

cDNA 合成

- トランスクリプター
 - ハイフィデリティ cDNA 合成キット
 - ユニバーサル cDNA マスター
 - リバーストランスクリプターゼ

リアルタイム PCR

SYBR® Green 法

- ファストスタートユニバーサル SYBR® Green マスター (ROX 入り or ROX 不含)

プローブ法

- ファストスタートユニバーサル プローブマスター (ROX 入り or ROX 不含)

お得な
チャンス



※ ROX 入りのマスターミックスは、ROX 色素によるシグナル補正が必要なリアルタイム PCR 装置に適しています。

● 2 ステップ リアルタイム PCR

※ ロシユの装置 (LightCycler® シリーズ) ではご使用になれませんのでご注意ください。

製品名	検出方法	ROX Dye	説明・製品構成	容量・回数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
ファストスタートユニバーサル SYBR® Green マスター / ROX	SYBR® Green 法	○*1	FastStart™ Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファー、ヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP)、SYBR® Green I および ROX 色素を含む、2 倍濃縮のマスターミックスです	200 回分 (50 µL 反応系)	4913850001	¥41,200	¥28,840
				2,000 回分 (50 µL 反応系)	4913914001	¥260,000	¥182,000
ファストスタートユニバーサル SYBR® Green マスター	SYBR® Green 法	—*2	2 倍濃縮のマスターミックスで、FastStart™ Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファー、ヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP)、および SYBR® Green I を含んでいます	500 回分 (20 µL 反応系)	4673484001	¥41,200	¥28,840
				5,000 回分 (20 µL 反応系)	4673492001	¥366,000	¥256,200
ファストスタートユニバーサル プローブマスター / ROX	プローブ法	○*1	FastStart™ Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファー、ヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP) および ROX 色素を含む、2 倍濃縮のマスターミックスです	250 回分 (20 µL 反応系)	4913949001	¥22,400	¥15,680
				1,250 回分 (20 µL 反応系)	4913957001	¥104,000	¥72,800
				5,000 回分 (20 µL 反応系)	4914058001	¥355,000	¥248,500
ファストスタート TaqMan® プローブマスター	プローブ法	—*2	FastStart™ Taq DNA ポリメラーゼ、反応バッファーおよびヌクレオチド (dATP、dCTP、dGTP、dUTP) を含む 2 倍濃縮のマスターミックスです	100 回分 (50 µL 反応系)	4673409001	¥22,400	¥15,680
				500 回分 (50 µL 反応系)	4673417001	¥104,000	¥72,800
				2,000 回分 (50 µL 反応系)	4673433001	¥366,000	¥256,200

*1 ROX 補正が必要な装置 : ABI 7500, ABI 7900 HT, StepOne Plus™, ViiA™ 7 など

*2 ROX 補正が不要な装置 : Bio-Rad CFX96 Touch, RotorGene Q など

● RNA 抽出

製品名	説明・製品構成	容量・回数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
ハイピュア (High Pure™) RNA 抽出キット	動物組織サンプル用	50 回分	12033674001	¥36,700	¥25,690
RNase 阻害剤 Protector	RNA サンプルの分解抑制	2,000 U	3335399001	¥35,300	¥24,710
		5 x 2,000 U	3335402001	¥169,000	¥118,300

● cDNA 合成

製品名	説明・製品構成	容量・回数	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン希望販売価格
トランスクリプターユニバーサル cDNA マスター	逆転写 (一本鎖 cDNA 合成) Transcriptor Universal Reverse Transcriptase (20 倍濃縮) と反応バッファー (5 倍濃縮) のセット	100 回分	5893151001	¥74,400	¥52,080
トランスクリプターリバーストランスクリプターゼ	逆転写 (一本鎖 cDNA 合成) トランスクリプターリバーストランスクリプターゼ溶液	25 回分	3531317001	¥18,400	¥12,880
		50 回分	3531295001	¥30,900	¥21,630
		200 回分	3531287001	¥115,000	¥80,500
トランスクリプターハイフィデリティ cDNA 合成キット	逆転写 (一本鎖 cDNA 合成) 一本鎖 cDNA 合成反応に必要なすべての試薬が揃っています	50 回分	5081955001	¥52,600	¥36,820
		100 回分	5091284001	¥85,800	¥60,060
		200 回分	5081963001	¥149,000	¥104,300



メルクライフサイエンス公式 SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格 (税別) です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2021年7月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/JP/ja

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-6756-8245

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com Tel: 03-6756-8275 Fax: 03-6756-8301

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

RBM265-2107-20K-H