


DNAシーケンサ スペクトラルキャリブレーション／点検サービス キャンペーン


3500／3500xL ジェネティックアナライザ向け スペクトラルキャリブレーション

本サービスは、DNAシーケンサ機器内部の清掃・調整に加えてキャピラリーなどの消耗品交換、標準試薬による光学系キャリブレーション作業をお客さまに代わって行うサービスです。キャンペーン限定オプションも裏面にご用意しております。この機会にぜひご検討ください。



こんな方におすすめ

- 久しぶりに使用する
- キャピラリーの交換時期が近い
- 日常のメンテナンスを行っていない、もしくはよく分からない
- 最近データが悪くなっている
- 機器のメンテナンストレーニングを行ってほしい



初登場！ SeqStudio ジェネティックアナライザ向け点検サービス プラチナ

今回初めてキャンペーン対象製品に加わりました、本サービスは、DNAシーケンサ機器内部の清掃・調整に加えてカートリッジなどの消耗品交換や、インストールラン試薬を用いた機器性能の確認を行う点検サービスです。作業完了時には点検・整備チェックリストをお渡しします。スペクトラルキャリブレーション同様、キャンペーン限定オプションも裏面にご用意しております。この機会にぜひご検討ください。

こんな方におすすめ

- 整備と共に詳細な点検記録を作成してほしい
- 機器を久しぶりに使うので、使用可能な状態か確認したい
- 重要な実験を控えているので、機器のコンディションを確認したい
- ユーザーでは分からない機器の経年劣化がないか、確認したい



製品名	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格	1年修理保証希望小売価格※1
Applied Biosystems™ 3500 ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス※2	4473279	¥425,000	¥356,000	¥1,198,000
Applied Biosystems™ 3500xL ジェネティックアナライザ スペクトラルキャリブレーションサービス※2	4473344	¥507,000	¥438,000	¥1,344,000
Applied Biosystems™ SeqStudio™ ジェネティックアナライザ スポット点検サービス プラチナ※2	—	¥495,000	¥390,000	¥300,000
追加キャリブレーション用標準試薬	A24973JP※3	¥70,000	—	—
シーケンシングメンテナンストレーニング	A24972JP※3	¥110,000	—	—
シーケンシングフラグメントメンテナンストレーニング	A24971JP※3	¥147,000	—	—

※1 裏面に記載のキャンペーンオプションの希望小売価格になります。

※2 技術作業費、技術者派遣・移動費が含まれます。作業時に機器の不具合が認められた場合は、別途修理費用が発生します。

※3 SeqStudio ジェネティックアナライザのプラチナ点検に付属させる場合は見積書に品番が記載されません。

キャンペーン期間

2024年 4月22日(月) ~ 2024年 7月31日(水) 弊社受注分まで

詳細はこちら thermofisher.com/jp-spc

applied biosystems

3500 / 3500xL ジェネティックアナライザ向け
スペクトラルキャリブレーション サービス付属品

サービス付属品

- キャピラリー *1
- ポリマー *2
- キャリブレーション用標準試薬 *3
- 陽極バッファコンテナ
- 陰極バッファコンテナ
- ホルムアミド
- コンディショニング試薬
- ヌクレアーゼフリー水
- パウチキャップ

- ※1 50 cm または 36 cm キャピラリーのいずれか 1 種類。
※2 Applied Biosystems™ POP-7™ (384)、POP-6™ (384) または POP-4™ (384) ポリマーのいずれか 1 種類。
※3 Z (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Sequencing Standard)、または G5 (Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard) のいずれか 1 種類。その他の Dye Set をご希望の場合はお問い合わせください。

SeqStudio ジェネティックアナライザ向け
点検サービス プラチナ

サービス付属品

- カートリッジ *1
- バッファ
- ホルムアミド
- インストールラン試薬 *2

- ※1 サイズは 500 サンプル (125 インジェクション) のものになります。
※2 Z (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standard)、E (Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Sequencing Standard)、または G5 (Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Installation Standards with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0) のいずれか 2 種類。

キャンペーンオプション 1年修理保証

通常の保守契約よりもお求めになりやすい価格に設定された期間限定オプション

1年修理保証にご加入いただくと、キャリブレーション/点検作業日から1年間、対象機器の修理費用がカバーされます。万が一、機器に不具合が発生しても、技術者派遣に伴う費用 (技術作業料、技術者派遣・移動費) や部品費用のご心配はいりません (試薬消耗品は除く)。

※ 当社規定の約款にご同意の上お申し込みください。

※ 作業日から3カ月以内であれば1年修理保証オプションを付加することが可能です。この場合、期間は作業日から1年間になります。

お申し込みについて

弊社販売代理店にお問い合わせください。

お問い合わせの際は、機器表面のシールに記載のシリアル番号をお伝えください。

販売代理店が不明な場合は、下記までお問い合わせください。

フィールドサービス

☎ 0120-203-885 (ガイダンス4番にお進みください)

✉ Japan.CSContact@thermofisher.com

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2024 年 4 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc SVC105-A24040B

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

thermofisher.com

applied biosystems