Clontech

Clontech PCR Thermal Cycler GP

安定した温度制御機能と高い操作性を併せ持つ コンパクトサーマルサイクラー

最小・最軽量モデル(96ウェル)

(2024年4月当社調べ)





- ★使い勝手の良いインターフェイスで簡便·快適に操作
- ★ヒートブロック全体の高い温度均一性を実現
- ★幅広い反応条件検討を可能とする12段階のグラジエント機能を搭載
- ★USBメモリを介した反応プログラムのインポート/エクスポートが可能



AKEN ワケンピーテック株式会社

仕様

品 名	Clontech PCR Thermal Cycler GP		
加熱冷却方式	ペルチェ素子		
加熱速度/冷却速度	加熱最大 4.5℃/秒 冷却最大4.0℃/秒		
温度精度	±0.5℃		
温度均一性	≦1.0°C (50°C)		
温度設定範囲	4~99.9 ℃		
グラジエント機能	12段階、設定可能範囲:30~99.9 ℃(温度幅:0.1~30 ℃)		
リッド温度範囲	30~110 ℃		
処理検体数	0.2 mLシングルチューブ×96本、0.2 mL 8連チューブ×12本 または 96穴プレート1枚		
ディスプレイ	5インチカラータッチパネル		
保存プログラム数	<500(USBメモリへの保存も可能)		
電源	AC100~240 V、50 / 60 Hz、6.6~3.1 A		
外寸法(mm)	185(W)×280(D)×165(H)		
重量(kg)	4.3		

注文案内

カタログ番号	品 名	容量	希望小売価格(円・税別)
WN400	Clontech PCR Thermal Cycler GP	1台	580,000

[推奨消耗品] ※購入はタカラバイオ株式会社からお求めください

カタログ番号	品 名	容量	希望小売価格(円・税別)
NJ401	0.2ml 96well-plate for Real Time (Frosted)	10枚	11,000
NJ402	Flat Cap for PCR Plate	125ストリップ	21,000
NJ710	96 well snap plate	10枚	12,000
NJ720	Flat cap for snap plate	120ストリップ	12,000
NJ300	0.2 ml Hi-8-Tube	125ストリップ	26,000
NJ301	0.2 ml Hi-8-Dome Cap	125ストリップ	9,000
NJ302	0.2 ml Hi-8-Flat Cap	125ストリップ	9,000
NJ200	0.2 ml Hi-Tube Dome Cap	1000本	15,000
NJ204	0.2ml Single-Tube Dome Cap	1000本	12,000
NJ205	0.2ml Single-Tube Flat Cap	1000本	12,000

※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんのでご注意ください。 ※ 価格・外観・付属品などについては改善の為予告なく変更することがあります。価格には消費税は含まれておりません。



・・ ワケンビーテック株式会社

WAKEN **B**TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階 TEL(03)5621-2420/FAX(03)5621-2421

西日本営業部 〒525-0058 滋 賀 県 草 津 市 野 路 東 7 丁 目 2 番 6 2 号 TEL(077)561-0081 FAX(077)561-0082

サポート デスク 使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ

0120-749-810

営業時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日·弊社休日は除く)



販売店