



BRADY ラベルプリンター BMP®51 ラベルカートリッジまとめ買いキャンペーン

11月30日注文分まで

キャンペーン期間 2015年7月21日～2015年10月30日注文分まで

延長

BRADY ラベルプリンター BMP®51 をご使用頂き誠にありがとうございます。
お使い勝手はいかがでしょう。本体・ソフトウェアの操作、ラベル選びのご相談は弊社まで
お申し付けください。

今回は、消耗品のラベルカートリッジを感謝をこめて、キャンペーンを行っております。
是非この機会にお試ください。

ラベルカートリッジを下記の個数でまとめて頂くと！期間中はずーっと！

20%OFF



種類は別々でも構いません

3個まとめ買い

25%OFF



種類は別々でも構いません

5個まとめ買い

35%OFF



同一型番を10個

10個まとめ買い

お薦めラベルリストは、裏面をご覧ください。

ダイレクト印字とPC接続が可能な万能タイプ

ラベルデザインソフト「LabelMark™5 Standard」でさらに便利



サンプルを長期に
保存するときに細
かい文字も凍結に
耐え、消えません

Freezerbondz™
タイプのラベルで
凍結サンプルへ巻
きつけ貼付可能



マイクロプレート
で大量サンプルを
残しておきたい。
そんな時！マジック
ではなくラベルで
きれいに残せます



スライドを鮮明な文字で
保存できます！
ラベルは耐薬品性なので
文字はにじみません



大量のサン
プルを個別
に管理する
には印字プ
リントが便
利です



カタログにも
掲載しております



恒温槽につけて
も剥がれず、に
じまないラベル
です



300dpiの高解像度印字！
クリアなラベルが作成可能

コンパクトサイズ！
持ち運びも便利

インクリボンとラベルが一体化！
カートリッジ式だから
便利で交換も簡単

打ちやすいキーボード配置
Qwerty 配列

BMP®51

希望小売価格：¥148,000

ソフトウェア「LabelMark™5 Standard」は単品販売しております。¥29,800-

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う



和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
TEL(075)721-8111/FAX(075)721-8189
京都府京田辺市大住池ノ端66番地5
TEL(0774)65-2521/FAX(0774)65-2557
滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町9-45番地1
TEL(077)568-2481/FAX(077)568-2410

神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5
TEL(078)306-6060/FAX(078)306-6070
大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12-8
TEL(072)749-5200/FAX(072)749-5230

Home page : <http://www.wakenhd.co.jp>



BMP®51 プリンター用ラベル

各種実験環境に耐えるバイオ・研究用ラベル

プリンター用ラベルの種類

カタログ番号: 末尾-499
耐低温性ラベル

液体窒素やディープフリーザーなどの低温で保管しても剥がれないラベルです。厚みがあり、柔らかいので曲面の貼り付けに適しています。



カタログ番号: 末尾-488
耐溶剤性ラベル

染色溶剤、DMSOやキシレンなどの薬品に強いラベルです。主にスライドガラス用として使用されます。



カタログ番号: 末尾-461
セルフラミネートラベル(薄型)

印字部分が白色になっていて、透明部分で印字部分を覆うことのできるラベルです。印字部分に薬品がかかっても消えません。



カタログ番号: 末尾-490/-492
Freezerbondz™(薄型)


液体窒素やディープフリーザーで凍結した検体の表面でも巻きつけることで貼ることが可能なラベル。DMSOやエタノールにも強い万能なラベルです。



BMP®51 プリンター用ラベル (下記は一部製品です。その他のラベルはカタログに掲載しております) インクリボンとラベルが一体型のタイプです

推奨容器	カタログNo.	ラベル形状	色	ラベルサイズ (mm)			耐熱温度	ラベル特性	耐薬品性について	ラベル数/1巻	価格 1巻あたり
				A 幅	B 高さ	C 直径/ 印字面積					
1.0~2.0ml チューブ (蓋 側面)	M-118-492	Figure 24	白地/黒印字	25.40	9.53	9.53	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	240	¥6,600
1.0~2.0ml チューブ (蓋 側面)	M-118-499	Figure 24	白地/黒印字	25.40	9.53	9.53	-196℃~90℃	F N A	耐エタ	240	¥3,900
1.5~2.0ml チューブ (蓋 側面)	M-117-492	Figure 24	白地/黒印字	25.40	12.70	11.18	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	240	¥5,200
1.5~2.0ml チューブ (蓋 側面)	M-117-499	Figure 24	白地/黒印字	25.40	12.70	11.18	-196℃~90℃	F N A	耐エタ	240	¥4,000
1.5~2.0ml チューブ (蓋 側面)	M-120-492	Figure 24	白地/黒印字	25.40	12.70	9.53	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	240	¥5,100
1.5~2.0ml チューブ (蓋 側面)	M-120-499	Figure 24	白地/黒印字	25.40	12.70	9.53	-196℃~90℃	F N A	耐エタ	240	¥3,900
0.5~1.5ml チューブ (蓋)	M-82-492	Figure 26	白地/黒印字	9.53	-	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	240	¥5,700
0.5~1.5ml チューブ (蓋)	M-82-499	Figure 26	白地/黒印字	9.53	-	-	-196℃~90℃	F N A	耐エタ	240	¥3,700
1.5~2.0ml チューブ (蓋)	M-83-492	Figure 26	白地/黒印字	12.70	-	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	240	¥6,300
1.5~2.0ml チューブ (蓋)	M-83-499	Figure 26	白地/黒印字	12.70	-	-	-196℃~90℃	F N A	耐エタ	240	¥4,000
1.5~2.0ml チューブ (側面)	M-126-461	Figure 27	白地/黒印字	45.72	15.72	25.40	-196℃~121℃	F N A H S	耐溶剤	180	¥4,200
1.5~2.0ml チューブ (側面)	M-74-461	Figure 27	白地/黒印字	55.88	12.70	19.05	-196℃~121℃	F N A H S	耐溶剤	140	¥3,800
0.5~0.7ml チューブ (側面)	M-112-490	Figure 29	白地/黒印字	31.75	9.53	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐エタ	360	¥3,600
0.5~0.7ml チューブ (側面)	M-130-492	Figure 29	白地/黒印字	20.95	9.53	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	220	¥4,600
0.5~0.7ml チューブ (側面)	M-130-499	Figure 29	白地/黒印字	20.95	9.53	-	-196℃~90℃	F N A	耐エタ	220	¥3,800
1.0~8.0ml チューブ (側面)	M-156-492	Figure 29	白地/黒印字	22.86	25.40	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	180	¥4,300
1.5~2.0ml チューブ (側面)	M-124-490	Figure 29	白地/黒印字	41.91	12.70	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐エタ	180	¥3,900
1.5~2.0ml チューブ (側面)	M-126-490	Figure 29	白地/黒印字	45.72	15.72	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐エタ	180	¥4,600
1.5~2.0ml チューブ (側面)	M-131-492	Figure 29	白地/黒印字	25.40	12.70	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	180	¥3,900
1.5~2.0ml チューブ (側面)	M-131-499	Figure 29	白地/黒印字	25.40	12.70	-	-196℃~90℃	F N A	耐エタ	180	¥3,700
12~24ml チューブ (側面)	M-78-492	Figure 29	白地/黒印字	48.26	25.40	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	100	¥4,200
14~15ml チューブ (側面)	M-113-490	Figure 29	白地/黒印字	55.88	38.10	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐エタ	140	¥5,300
マイクロプレート用	M-81-488	Figure 29	白地/黒印字	48.26	6.35	-	-80℃~121℃	F A H	耐溶剤	160	¥4,200
スライドガラス用	M-97-488	Figure 29	白地/黒印字	22.86	22.86	-	-80℃~121℃	F A H	耐溶剤	280	¥3,500
1.5~2.0ml (チューブ本体)	MC-500-492	連続紙ラベル	白地/黒印字	12.70	7.62m	-	-196℃~160℃	F N A H ☆	耐溶剤	1	¥6,600
格納キャビネットケース チューブ側面も可能	MC-1500- 595-WT-BK	連続紙ラベル	白地/黒印字	38.10	7.62m	-	-40℃~82℃	-	-	1	¥7,800

ラベル形状



* 耐溶剤: エタノール、イソプロ、トルエン、DMSO、キシレン に耐性があります
耐エタ: エタノール、イソプロ、トルエン、DMSO に耐性があります

- F -80℃フリーザー対応
- N 液体窒素内での使用可
- A オートクレープ対応
- H 100℃温水中で使用可
- S セルフラミネートラベル
- ☆ Freezerbondz™ (凍結対応)

★ Freezerbondz™はチューブにラベルを巻き付け、ラベル同士の粘着面を重ね合わせる必要があります。凍結面にシールは貼り付けません。凍結前に貼り付ける事は可能です。詳細は弊社までお問い合わせください。

ラベルの種類(原寸大)

M-130-492

M-120-492

M-156-492

M-97-488

M-78-492

M-83-492

M-124-490

M-74-461

M-81-488

M-82-492
M-82-499