



LABOで活躍するサカ工新商品のご案内



無駄のない空間設計をサカ工が提案します！！

高さ調整装置台


TDW-770D

- ・高さ900～1200mmの範囲で25mmピッチで高さ調整が可能です。
- ・アジャスターは、防振アジャスターを採用！！
- ・耐荷重：天板：150kg 下段：200kg

特注サイズ対応可能商品




防振アジャスター




脚部にはアジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。

特殊アクリル系樹脂天板 (パーティクル)



●脚部伸縮自由(ストローク300mm!!)



作業内容に合わせた高さに変更できます。

●使用例



ドロップイン配線ダクト

DP-600D

DP-750D


DP-900D

- ・コード・チューブなど配線を傷めずキレイに収納
- ・サカ工作業台の間口側・奥行側に取り付け可能。
- ・取り付けは、ノブボルトで締めるだけの簡単取り付け！
- ・分析装置の配線・給排水のチューブに配線可能【φ35mmまで】

●間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能！



●使用例



お客様のニーズを理想な形にして、
サカエは、提案いたします。



現場に合わせた商品ラインナップを揃えております。